


かんたん操作

血圧計のつかいかた

UA-772NFC 取扱説明書

(保証書付き)

《上腕用》



上腕の太さ：22～32 cm

本血圧計から測定データの読み出し、及び設定を行うためには、本血圧計の通信仕様に
対応した通信機器が必要です。

通信機器：NFC対応携帯電話、NFCリーダ
ライタ付きパーソナルコンピュータ
アクセスポイント

※通信機器の通信方法やアプリケーションの
情報は、通信機器の取扱説明書を参照してく
ださい。

■この度はお買い上げいただき
誠にありがとうございました。

■ご使用前にこの取扱説明書を
必ずお読みのうえ、正しく
ご使用ください。

■この取扱説明書は大切に保管
してください。



■裏表紙が保証書になっています
ので紛失しないように保管して
ください。

使いかた—かんたん操作—

1

電源を準備する


(☞ 5～8ページ)



2

カフを正しく巻く

(☞ 13～14ページ)




3

測定をする

開始/終了スイッチを
1回押してください。


(☞ 15～20ページ)



4

測定結果を確認する

(☞ 25～27ページ)



測定結果

ご使用になるまえに

安全上のご注意

<必ずお守りください>.... ii

- 一般的な注意事項..... iii
- ACアダプタ（別売品）の
取り扱いについて..... v
- 乾電池の取り扱いについて. vi
- 点検・修理について..... vii
- 無線機能について..... vii

血圧測定のまえに..... viii

確認しましょう..... 1

そろっていますか?..... 1

各部のなまえと表示..... 3

血圧計本体..... 3

カフ・液晶表示部..... 4

電源を準備しましょう..... 5

乾電池を入れる..... 5

乾電池を交換する..... 7

ACアダプタ（別売品）を
使用する... .. 8

使いかた

設定をしましょう..... 9

日付と時刻をあわせる..... 9

カフを巻きましょう..... 13

カフを巻く..... 13

測定をしましょう..... 15

血圧を測定する..... 15

手動加圧で測定する..... 19

圧力表示バーの機能について... 20

便利な機能..... 21

NFC通信について..... 21

メモリ機能について..... 22

お手入れについて..... 24

お手入れと保管..... 24

血圧まめ知識

血圧について..... 25

血圧とは..... 25

脈とは..... 26

IHBマークとは..... 27

困ったときは

血圧Q&A..... 28

どうしてかな?と思ったら... 28

修理を依頼するまえに..... 29

エラー表示がでたときは... 29

故障かな?と思ったら... 30

仕様・保証について

仕様について..... 32

仕様..... 32

保証規定

保証書

安全上のご注意 <必ずお守りください>

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



誤った取り扱いをすると、人が傷害（*1）を負うことが想定されるか、または物的損害（*2）の発生が想定される内容を示します。

- *1：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないケガ、やけど、感電などをさします。
- *2：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどに関わる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

⊘は、**禁止**（してはいけないこと）を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



強制

●は、指示する行為の**強制**（必ずすること）を示します。

具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。




注意

△は、**注意**を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

● 一般的な注意事項

 **注意**



禁止

測定結果をもとに、自己判断で治療しない
 薬剤の服用および治療については医師の指示に従ってください。
 ※ 守らないと、病気が悪化することがあります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
 ※ 守らないと、ケガ・事故の原因になります。

点滴・輸血中の人には使用しない
 ※ 守らないと、体調不良を起こすことがあります。

長時間、繰り返して測定をしない
 ※ 守らないと、ケガ・誤測定の原因になります。

血圧測定以外の目的で使用しない
 ※ 守らないと、事故・故障の原因になります。

可燃性・支燃性ガスを使用する環境では使用しない
 ※ 守らないと、火災・故障の原因になります。

カフを腕に巻かない状態で加圧しない
 ※ 守らないと、故障・誤動作の原因になります。

衝撃を加えたり、落下させない
 ※ 守らないと、故障の原因になります。

強い静電気や電磁波に近づけない
 ※ 守らないと、故障・誤動作の原因になります。

● 一般的な注意事項（つづき）

⚠ 注意



禁止

測定中に携帯電話を使用しない

※ 守らないと、誤動作の原因になります。

専用のカフ以外は使用しない

※ 守らないと、誤測定・誤動作の原因になります。



分解禁止

分解・修理・改造はしない

※ 守らないと、火災・感電・故障の原因になります。



強制

ペースメーカーなど（体内埋め込み型医用電気機器）を使用している人は、必ず医師とよく相談のうえ、影響のないことを確認してから使用する

※ 守らないと、病気が悪化することがあります。

腕部に重度の血行障害のある人は、必ず医師とよく相談の上、影響のないことを確認してから使用する

※ 守らないと、体調不良を起こすことがあります。

この取扱説明書をよく読み、理解してから使用する

※ 守らないと、事故・故障の原因になります。

加圧値が280mmHgをこえそうなときは、ただちに測定を中止する

※ 守らないと、圧迫により腕に一過性の内出血を起こすことがあります。

手動加圧をするときは、この取扱説明書（👉 19ページ）を参照し、正しく使用する

※ 守らないと、圧迫により腕に一過性の内出血を起こすことがあります。

● ACアダプタ（別売品）の取り扱いについて

注意



禁止

タコ足配線で使用しない

※ 守らないと、火災・感電・誤動作の原因になります。



強制

コンセントからACアダプタを抜くときは、ACアダプタ本体を持って抜く

※ 血圧計からアダプタを抜くときは、アダプタプラグを持って抜いてください。

※ 守らないと、火災・感電・故障の原因になります。

長時間使用しないときは、必ずコンセントからACアダプタを抜く

※ 守らないと、火災・感電の原因になります。



発火注意

専用のACアダプタ（TB-233）以外は使用しない

※ 守らないと、火災・感電・故障の原因になります。

AC100V以外の電源では使用しない

※ 守らないと、火災・誤動作の原因になります。

ACアダプタのコードを束にしない

※ 守らないと、火災・感電の原因になります。

ACアダプタのコードの上に物を置かない

※ 守らないと、火災・感電の原因になります。



感電注意

ぬれた手で、ACアダプタをコンセントから抜き差ししない

※ 守らないと、感電・ケガの原因になります。

● 乾電池の取り扱いについて

⚠ 注意



禁止

単3形アルカリ（またはマンガン）乾電池以外は使用しない
※ 守らないと、故障の原因になります。

新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しない
※ 守らないと、故障の原因になります。

乾電池の⊕ ⊖ を間違えて使用しない
※ 守らないと、故障の原因になります。



強制

万一、乾電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流す
必ず医師の治療を受けてください。
※ 守らないと、失明など障害の原因になります。

万一、乾電池の液が皮膚や衣服についたときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流す
※ 守らないと、ケガなどの原因になります。

乾電池は、使い切ったら4個同時に新しいものと交換する
※ 守らないと、故障の原因になります。

長期間（1ヶ月以上）使用しないときは、乾電池を取り出しておく
※ 守らないと、故障の原因になります。

使用済みの乾電池は、お住まいの市区町村の指導に従い処分する
※ 守らないと、火災・事故の原因になります。

● 点検・修理について

⚠ 注意



強制

異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、点検・修理を依頼する

※ 守らないと、事故・故障の原因になります。

● 無線機能について

⚠ 警告



強制

航空機や病院など、使用を禁止された区域では使用しない
電子機器や医用電気機器に影響をおよぼす場合があります。

自宅療養など、医療機関以外で埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を使用する場合には、電波の影響について個別に医用電子機器メーカーなどにご確認ください。

血圧測定の前

◎ ご家庭での血圧測定的重要性

高血圧は症状が出ないため放置する人が多く、糖尿病や肥満、高脂血症などと合併して心臓病や脳卒中になり、どうきや息切れなどの症状がでるようになってから身体の異常に気づくため、病状がかなり進行してしまっている場合があります。

また、1年に1回の健康診断では、緊張から血圧値が高めに出ることが多く、1回の測定だけで高血圧かどうかの判断はできません。

病気の早期発見や合併症の発症を抑えるためにも、普段から家庭で血圧を測定し、記録しておくことが大切です。

早朝の血圧や日内変動などを含め、通常の高血圧値を知り、生活習慣の改善や治療に役立てましょう。

◎ 血圧は常に変動しています

血圧は心臓の動きに合わせて一拍ごとに変動する大変デリケートなものです。1日のうちご自分では気付かないうちに、いろいろな状況に応じて30～50mmHgの変動をすることがあります。

また、寒い時期は、身体から熱が逃げるのを防ぐために血管が収縮し血圧が上昇しやすく、暑い時期は逆に血圧が低くなる傾向があるようです。

こうした外的要因のほかに、ストレスや感情の起伏といった精神的なものが原因で大きく変化することがあります。つまり、測るときの状況で測定値に大きな差が出てしまうわけです。

そこで、測定による誤りをできる限り防ぎ、正しい測定値を求めるためには、本人による継続的な測定が、たいへん重要になるわけです。

<血圧を変動させる主な要因>


- | | |
|----------|-------------|
| 1. 運動 | 5. 飲酒、喫煙 |
| 2. 興奮や緊張 | 6. 睡眠不足 |
| 3. 食事 | 7. 温度や環境の変化 |
| 4. 入浴 | 8. 肥満 |

測定のコツは、毎日同じ時間に、5分程度安静にしてから正しい姿勢で測定することです。

また、日常の血圧変動を知るには、定期的に起床時、食事前や就寝前など1日のうち何回か測定しましょう。

これらの血圧情報は医師の診断時に大変役に立ちます。

血圧値の判断は医師にご相談ください。



- 病院で 140/90mmHg 以上、家庭で 135/85mmHg 以上*の方は 高血圧とされています。

*日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン 2004 年度版

● 病院と家庭で測定した値が違います

医師や看護師に血圧を測ってもらおうと、一時的に緊張して家庭で測るよりも20~30mmHg高くなる場合があります。

自宅でのご自分の平常値を知ることが大切です。

● 血圧は正しい姿勢で測定してください

正しい血圧を測定するために次のことを心掛けてください。

- 背筋を伸ばして、姿勢よく座ってください。
- カフの中心が心臓の高さになるようにしてください。
- リラックスして、安静にしてください。
- 身体を動かしたり、おしゃべりをしないでください。




● 高血圧の症状とは

初期の高血圧症では、頭痛・肩こり・めまい・耳なり・動悸・息切れなどが起こりがちです。また、しびれや眼底出血が起こることもあります。頭痛は、とくに起床時に、強い後頭部の頭重感があります。ときには、吐き気を伴います。なお、こうした症状は血圧の急激な上昇によって現れることが多いのですが、血圧が高い状態が続くと、あまり自覚症状がなくなってしまいます。

高血圧気味の方は、症状が出ないからといって油断せず、定期的に血圧を測るなどして、健康管理には充分気をつけましょう。

● 血圧分類の基準

血圧分類の基準は、世界保健機構（WHO）と国際高血圧学会（ISH）が制定しています。



(1999年改訂 WHO/ISH血圧分類による)

- 病院で 140/90mmHg 以上、家庭で 135/85mmHg 以上*の方は高血圧とされています。

*日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン 2004 年度版



確認しましょう

そろっていますか？

最初に、次のものがそろっているか確認してください。
万一、不足のものがありましたら、お買い上げの販売店までご連絡、
またはエー・アンド・デイ「ウェルネスコネクテッド」
<http://www.wellnessconnected.jp/>の“👉 お問い合わせ”からメールで
お願いします。


1

血圧計本体



2

カフ（上腕の太さ：22～32cm）




📢 お知らせ

●カフは消耗品です。

そろっていますか？（つづき）


3

お試し用
単3形アルカリ乾電池
（4個）



4


収納ケース



5


取扱説明書（保証書付き）・添付文書






各部のなまえと表示

血圧計本体



カフ・液晶表示部



お知らせ

- 空気漏れの原因となるため、エアホース、エアプラグの抜き差しはしないでください。

メモリマーク

メモリ表示のときに点灯します。(☞ 22, 23ページ)

圧力表示バー


加圧の状態を表示します。(☞ 20ページ)

脈拍マーク

測定中、脈を検出すると点滅します。

電池残量マーク

乾電池の残量を表示します。(☞ 7ページ)



最高血圧表示部

最低血圧表示部

脈拍数表示部

時刻表示部


時刻マーク

IHBマーク

測定後、次のときに点灯します。

- ・ 測定中の脈間隔に、平均の脈間隔から±25%以上差のある脈があったとき。
- ・ 血圧測定中に腕や血圧計を動かしたとき。

(☞ 26, 27ページ)




電源を準備しましょう

乾電池を入れる

お知らせ

- 単3形アルカリ乾電池で約450回測定できます。
(室温23°C、180mmHg加圧の場合)
- 乾電池の寿命は、周囲の温度により変わります。冬場など、気温の低いときには短くなります。
- 本製品に付属の乾電池はお試し用のため、上記の寿命より短い場合があります。
- 単3形アルカリ（またはマンガン）乾電池は、お近くの販売店でお買い求めください。


1 血圧計本体を裏返す



本体裏側

2 電池ブタを開ける

電池ブタを矢印の方向にずらし、開けてください。




電池ブタ

乾電池を入れる（つづき）


3 乾電池（4個）を入れる

プラス（**+**）・マイナス（**-**）を間違えないように入れてください。



4 電池ブタを閉める


電池ブタを矢印の方向にすべらせて押さえ、「カチッ」と音がするまで閉めてください。






- 乾電池を入れた時は、自動的に日付と時刻の設定の表示になります。日付と時刻の設定を行ってください。設定しないと血圧測定を開始できません。

乾電池を交換する

乾電池の交換は、液晶表示部の電池残量マークを目安にしてください。



電池残量マーク	電池の状態
	十分残っています。
	残りが少なくなっています。
	表示が点滅する場合は、新しい乾電池と交換してください。 (☞ 5～6 ページ)
表示なし	完全に消耗しています。新しい乾電池と交換してください。 (☞ 5～6 ページ)

お知らせ

- 乾電池は 4 個同時に、4 個とも同じメーカーの同じ種類のものと交換してください。



ACアダプタ（別売品）を使用する

専用の AC アダプタ（別売品）を使用すると、コンセントから電源を取ることができます。

お知らせ


- ACアダプタをコンセントから抜くまえに、ACアダプタのプラグをACアダプタジャックから抜くようにしてください。

1 ACアダプタをコンセントに差し込む



2 プラグをACアダプタジャックに差し込む

ACアダプタのプラグを、本体側面のACアダプタジャックに差し込んでください。



- ACアダプタを差し込んだ時は、自動的に日付と時刻の設定の表示になります。日付と時刻の設定を行ってください。設定をしないと血圧測定を開始できません。



設定をしましょう

日付と時刻をあわせる

お知らせ


- 各設定中は後戻りできません。
設定を間違えたときは、最初からやりなおしてください。
- 設定を途中で終了したいときは、開始/終了スイッチを押してください。
ただし、乾電池を入れた時、または AC アダプタを差し込んだ時は、
開始/終了スイッチを押しても設定を途中で終了することはできません。
- スイッチを操作しない状態が約 30 秒間つづくと、自動的に日時設定が
終了します。
- 血圧の測定中は、日時設定を変更できません。
- 乾電池を取り外しても年、月、日は記憶されています。ただし、乾電池
の交換時または AC アダプタ拔出時に電源が接続されていない状態
が約 30 秒続くと設定した時刻が消去（リセット）されます。

日付の設定

1

🕒 日時設定ボタンを 2 秒以上押す

西暦年の表示が点滅して、日時設定が可能になります。





2

▶ ボタンを押して、西暦年をあわせる

1 回押すと 1 年ずつ進み、押しつづけると早送りされます。

年(2011~2055)

初期値：2011 年







日付と時刻をあわせる (つづき)

3

西暦年をあわせたら、🕒 日時設定ボタンを押す
月/日の月表示が点滅します。





4

▶ ボタンを押して、月をあわせる


1回押すと1ヶ月ずつ進み、押しつづけると早送りされます。

月 (1~12)
初期値：1



5



月をあわせたら、🕒 日時設定ボタンを押す
月/日の日表示が点滅します。



日付と時刻をあわせる (つづき)



- 6** ▶ ボタンを押して、日をあわせる
1回押すと1日ずつ進み、押しつづけると早送りされます。

日 (1~31)
初期値: 1




時刻の設定

- 7** 日をあわせたら、⌚ 日時設定ボタンを押す
時/分の時表示が点滅します。



- 8** ▶ ボタンを押して、時をあわせる
1回押すと1時ずつ進み、押しつづけると早送りされます。


時 (0~23)
初期値: 0



日付と時刻をあわせる (つづき)

9

時をあわせたら、⌚ 日時設定ボタンを押す
時/分の分表示が点滅します。





10

▶ ボタンを押して、分をあわせる

1回押すと1分ずつ進み、押しつづけると早送りされます。



分 (00~59)

初期値 : 00



11

分をあわせたら、⌚ 日時設定ボタンを押す
日時設定が終了します。



カフを巻きましょう

カフを巻く


お知らせ

- 素肌に直接巻いてください。厚手の着衣は脱いでから巻いてください。
- 左腕に巻くことができないときは、右腕に巻いてください。
- 血圧測定は動脈の血液の流れを一時的に止めるまで圧迫する必要があります。人によっては圧迫による一過性の赤い跡が見られることがありますが、時間とともに消えます。また、圧迫により一時的に腕に痛みやしびれを感じることがありますが、カフを外してしばらくすると治ります。

左腕に巻く

1 カフを筒状に広げて腕をとおす


カフに腕をとおし、上腕まで引き上げてください。



2 手のひらを上に向け、カフの位置をあわせる

手のひらを上に向け、カフの位置をひじの関節から 1~2cm 上側にあわせてください。

また、カフのマーカの中心が薬指の延長線上にくるようにしてください。




カフを巻く（つづき）

3

カフを巻きつける

カフの端を手前に引きながら、
上腕に巻きつけてください。




4

面ファスナーでとめる

カフと上腕の間に、指が1～2本
入る隙間ができるように巻いて
ください。

面ファスナー




指1～2本の隙間

右腕に巻くときは・・・

カフのマーカの中心が薬指の延長線上にくるようにしてください。

動脈マーク






測定をしましょう

血圧を測定する

1 カフを正しく巻く
(☞13~14ページ)


2 エアプラグを確認する
エアプラグが図の位置まで
カフコネクタに差し込まれ
ているか確認してください。



📢お知らせ

●図の位置よりさらに差し込みすぎると破壊の原因になります。

3 正しい姿勢で座る
背筋を伸ばし、体の力を
抜いてください。
(☞Xページ)



4 腕をテーブルや台にのせ、
手のひらを上にして
かるく開く






血圧を測定する（つづき）


5 カフの中心が心臓の高さになるようにする

テーブルやイスの高さを調節したり、ひじの下にクッションなどを入れて調節してください。



6 開始／終了スイッチを押す


電源が入り、液晶表示部が全点灯表示になります。




血圧を測定する（つづき）

7

つぎに加圧がはじまり、
測定が行われます。




お知らせ

●脈を検出すると、マークが脈にあわせて点滅します。

●測定中に加圧の不足を検出すると、最高2回まで自動的に再加圧が行われます。

測定を中止したい場合、開始／終了スイッチ
を押してください。

電源が切れ、カフの空気が抜けます。




血圧を測定する（つづき）

8

測定結果を確認する

測定が終了すると、測定結果が表示され、カフに残った空気が抜けます。




測定結果

9

電源を切る

開始／終了スイッチを押して電源を切ってください。




- 電源を切り忘れた場合でも、スイッチを操作しない状態が約1分間つづくと、自動的に時計表示状態に戻ります。
(オートパワーオフ機能)

手動加圧で測定する

自動加圧で適切な加圧ができない場合は、手動加圧で測定してください。

- 1 一度、開始／終了スイッチを押す
その後、「0」が点滅し始めたら、開始／終了
スイッチを押し続ける




開始／終了
スイッチを押す

全点灯表示

0が点滅し始めたら、開始／終了
スイッチを押し続ける

- 2 開始／終了スイッチを押すのをやめる
予想される最高血圧値より 30~40mmHg 高い値になったら、開始／終了
スイッチを押すのをやめます。



開始／終了スイッチ
を押しつづける

予想される最高血圧値
より 30~40mmHg 高い値

開始／終了スイッチ
を押すのをやめる

お知らせ


- 加圧値が 300mmHg をこえると加圧が止まり、自動的に測定を開始します。

圧力表示バーの機能について


液晶表示部の圧力表示バーによって、カフ内の加圧状態が一目でわかります。加圧がはじまると、圧力表示バーが以下（1⇒2⇒3）のように変化していきます。

圧力表示バーの変化（加圧がはじまったあと）


1 加圧がはじまると同時に、圧力表示バーが下から伸びていきます。




2 圧力表示バーが全点灯すると（一番上まで伸びると）、加圧は止まります。



3 その後、減圧するにしたがって圧力表示バーは下がって（縮んで）いきます。





便利な機能


NFC通信について

1


時計表示状態の NFC 通信

血圧計が時計表示状態で、通信機器を血圧計の通信エリアに“End”表示ができるまで合わせると、時刻情報の更新またはメモリデータの通信が可能です。メモリ通信でも時刻情報は更新されます。

時刻情報更新




メモリデータ通信



2

血圧測定終了時の NFC 通信

血圧測定を終了し、測定結果表示中に通信機器を血圧計の通信エリアに“End”表示ができるまで合わせると、測定データの通信が可能です。測定データ通信でも時刻情報は更新されます。



- 測定結果表示は、約1分経過すると時計表示状態に戻るので、1分以内に通信エリアにタッチしてください。

メモリ機能について

この血圧計は、100 回分の測定値を自動的に記憶するメモリ機能をもっています。

測定が 100 回をこえると、一番古い測定値から自動的に消去され、新しい測定値を記憶します。

メモリを表示するには

1 開始／終了スイッチを長押しする


時計表示状態で開始／終了スイッチを長押しします。

2 メモリ値を確認する

メモリ表示では、最高血圧、最低血圧、脈拍数とそのメモリ No. の表示を行います。また、メモリ表示に切り換ってから約 1.5 秒経過する毎に、「メモリ No.」表示→「月／日」表示→「時：分」表示→「メモリ No.」表示（元に戻る）のように、その測定日時のデータが表示されます。（自動的に循環表示されます。）

見たいメモリを変更する場合は、▶ ボタンを押すとメモリ No. を－1 し、⌚ ボタンを押すとメモリ No. を＋1 して、そのメモリ画面のデータが表示（循環表示）されます。

開始／終了スイッチを押すと時計表示状態に戻ります。





- メモリ表示状態で1分間放置すると、時計表示に戻ります。
- メモリがない場合は0が表示され、5秒後に時計表示状態に戻ります。

メモリ機能について（つづき）

メモリを消去するには・・・


- 1 時計表示状態になっていることを確認する
液晶表示部に現在の時刻が表示されていることを確認します。

- 2 ▶ ボタンを約5秒押しつづける



- ▶ ボタンを押しつづける
(約5秒後にMマークが点滅します。)

Mマークが点灯する




Mマークが点滅したら
押すのをやめる

Mマークが点滅

その後、時計表示状態に戻り、すべてのメモリが消去されます。

お知らせ

- 記憶されているメモリがすべて消去されます。
- 消去したいメモリを選択することはできません。



お手入れについて

お手入れと保管

血圧計が汚れたときは、水や中性洗剤をしみこませた布を固くしぼって拭いてください。

汚れを拭き取った後は、乾いたやわらかい布で、から拭きをしてください。


お手入れの注意

- ベンジン・シンナー・アルコールなどは使用しないでください。
- カフは、洗濯したり、ぬらしたりしないでください。

保管の注意

- 高温・多湿、直射日光、ホコリの多い場所は避けてください。
- 長期間（1ヶ月以上）使用しない場合は、乾電池を取り出してください。
- カフを無理に折り曲げないでください。
- エアホースを無理に折り曲げたり、よったりしないでください。
※守らないと、エアホースが潰れて故障の原因になります。





血圧について

血圧とは

血液は、心臓のポンプ作用によって左心室から動脈内に送りだされ、大動脈 → 細動脈 → 毛細血管を循環して静脈血となって右心房に戻ってきます。

一般的に血圧と呼んでいるのは、動脈内を流れる血液のもつ機械的な圧力です。心臓が収縮し、その圧力によって血液が送り出されたときの血圧が最も高く最高血圧となり、逆に心臓が拡張して大静脈から血液が返ってきたときの血圧が最も低く最低血圧となります。

通常血圧測定は、上腕を測定部位として行います。

高血圧について

なぜ高血圧になるのか、実のところよくわかっていません。

高血圧は、本態性高血圧と二次性高血圧の2つの種類に分けられ、95%以上が本態性高血圧です。

二次性高血圧症は、血圧が高くなる病気によって起こる高血圧症です。腎炎や妊娠中毒、内分泌異常などの影響によります。この場合は、原因となっている病気を治せば血圧も自然に下がります。

一方、本態性高血圧症は、原因がはっきりせず、血圧だけが低い状態のことをいいます。長期にわたるストレスや、塩分の取りすぎ、肥満や遺伝的体質が重なり合って現れるようです。

なかでも遺伝の影響は大きく、両親が高血圧の場合は約60%、片親が高血圧の場合は約30%の確率で子供に高血圧の体質が遺伝するようです。このような人が血縁関係者に心当たりのある方は、注意が必要です。


脈とは

心臓のポンプ作用によって押し出される血液の拍動が血管に伝わって感じられるのが「脈」です。

この脈は、心臓の上の方にある「洞結節」というところで作られた電気刺激が、心臓内の伝導路を通して心臓全体に伝わり、心臓の筋肉が収縮する作用により血液が送り出されることで発生しています。

IHB（Irregular Heart Beat: 不規則脈波）とは

IHB（不規則脈波）とは脈間隔の「ゆらぎ」を意味しています。測定中の脈間隔のうち、平均の脈間隔から $\pm 25\%$ 以上差のある脈をIHBとよんでいます。



脈間隔の「ゆらぎ」は、生理的な要因によるものから、心臓や、その他の疾患によるものまで、様々な原因で起こります。

お知らせ

- 一般的に脈間隔がゆらぐ生理的要因として、運動・体温上昇・加齢・体質・感情変化などが考えられます。

IHB マークとは

液晶表示部の IHB マーク (👉 4 ページ) は次の 2 つの場合に点灯します。

1. 測定中の脈間隔に、平均の脈間隔から $\pm 25\%$ 以上差のある脈があった場合。
2. 血圧測定中に、腕や血圧計を動かした場合。

IHB は不整脈？


脈間隔のゆらぎ原因のひとつ「不整脈」は、脈を作り出す電気系統に異常がある場合に起こる病気とされています。


また、高血圧の人や、肺・甲状腺などに異常がある場合にも、不整脈は出やすいと言われます。

IHB マークが点灯しても不整脈かどうかは、医師による診断がないとわかりません。

お知らせ

- 何度測定しても IHB マークが表示される場合は、医師にご相談ください。





血圧 Q&A

どうしてかな？と思ったら・・・

？
？

病院で測ったときと、家で測ったときでは測定結果が違うのですが・・・



A. 病院では、落ち着いて測定できましたか？

医師や看護師に血圧を測ってもらうと、一時的に緊張して家で測るよりも20～30mmHg 高くなることがあります。

？
？

測定値が測るたびに違うのですが・・・



A. 毎日同じ時間帯に測定していますか？

正しい血圧管理のために、毎日同じ時間帯に測定してください。



A. 血圧はいろいろな要因で変動します

家庭で測定したときでも、次のようなときは測定値が変わることがあります。

- 食後の約1時間以内
- お酒、コーヒー、紅茶を飲んだ後
- 喫煙の後
- 入浴の後
- 運動の後
- 排尿、排便の後
- 会話



A. つづけて測定して、腕がうっ血していませんか？

腕は圧迫されると、手先に血液が溜まる、うっ血状態になることがあります。うっ血を治すには、腕を高く上げ、手のひらを握ったり開いたりしてください。





修理を依頼するまえに

エラー表示がでたときは

エラー内容	原因	内容・対処のしかた
Err	測定中に腕や体を動かした	腕や体を動かさないようにして、もう一度測定してください。 (☞15~20ページ)
Err CUFF	カフを正しく巻いていない	カフを正しく巻きなおして、もう一度測定してください。 (☞13~14ページ)
	カフを血圧計本体にしっかり接続していない	カフを血圧計本体にしっかり接続しなおして、もう一度測定してください。 (☞15ページ)
脈拍数 表示部 Err	脈拍が正確に測定できない	カフを正しく巻きなおして、もう一度測定してください。 (☞13~14ページ)
Err 10	通信ができない	通信機器が血圧計の通信エリアからはみ出したり、傾いたりしていないか確認してください。 “End”表示が出るまで通信エリアに通信機器を合わせてください。
Err 11		
Err 12		

故障かな？と思ったら


こんなとき	ここを確認	対処のしかた
開始／終了スイッチを押しても何も表示されない	乾電池が完全に消耗していませんか？	乾電池を交換してください。 (☞5～7 ページ)
	乾電池の入れかたは正しいですか？	乾電池を正しく入れなおしてください。 (☞5～6 ページ)
圧力があがらない	エアプラグを血圧計本体にしっかり接続していますか？	エアプラグを血圧計本体にしっかり接続しなおしてください。 (☞15 ページ)
	■▲が点滅していませんか？	乾電池を交換してください。 (☞5～7 ページ)
加圧後、すぐに圧力が下がり、測定状態にならない	カフを正しく巻いていますか？	カフを正しく巻きなおしてください。 (☞13～14 ページ)
測定できない または測定値が異常に低い(高い)	カフを正しく巻いていますか？	カフを正しく巻きなおしてください。 (☞13～14 ページ)
	測定中、安静にしていますか？	測定中は、話したり動いたりせず、安静にしてください。 (☞15 ページ)
	カフの高さは正しいですか？	正しい姿勢で座り、カフの中心が心臓の高さになるようにしてください。 (☞16 ページ)

故障かな？と思ったら（つづき）

こんなとき	ここを確認	対処のしかた
測定できない または測定値が異常に低い（高い）	—	不整脈の方や脈の弱い方は、測定できないことがあります。
ACアダプタ（別売品）のプラグを差し込んでも何も表示されない	専用のACアダプタ（TB-233）ですか？	専用のACアダプタを使用してください。 （☞8ページ）
	ACアダプタのプラグを正しく差し込んでいますか？	ACアダプタのプラグを正しく差し込んでください。 （☞8ページ）
	ACアダプタをコンセントに正しく差し込んでいますか？	コンセントに正しく差し込んでください。 （☞8ページ）
測定のたびにIHB（不規則脈波）マークが表示される	測定中、安静にしていますか？	腕や体を動かさないようにして、もう一度測定してください。 （☞15～20ページ） 何度測定しても表示される場合は、医師にご相談ください。 （☞26～27ページ）
そのほかの現象	病院での測定値と異なる	腕や体を動かさないようにして、もう一度測定してください。 （☞15～20ページ）
	—	乾電池を外して正しく入れなおし、最初から測定をやりなおしてください。

お知らせ

- 表示された血圧値に関しては、医師にご相談ください。



仕様について

仕 様

販 売 名	エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-772
型 名	UA-772NFC
測 定 方 式	オシロメトリック方式
通 信 方 式	NFC 通信
測 定 範 囲	圧力：0~280mmHg 脈拍数：40~180 拍/分
精 度	圧力：±3mmHg 脈拍数：読み取り数値の±5%
表 示	最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示
機 能	圧力表示バー、不規則脈波検出（IHB）、メモリ100回通信機能
加 圧	自動加圧方式
減 圧	定降圧自動排気弁方式
排 気	電磁弁による自動急速排気方式
電 撃 保 護	内部電源機器B形装着部（乾電池使用時） クラスⅡB形装着部（ACアダプタ（別売品）使用時）
電 源	単3形アルカリ（またはマンガン）乾電池4個（DC6V） AC100V（ACアダプタ（別売品）使用時）
電 池 寿 命	単3形アルカリ乾電池4個使用時 約450回 （室温23℃、180mmHg加圧の場合）
外 形 寸 法	幅147（mm）×高さ64（mm）×奥行き110（mm）
本 体 質 量	約300g（乾電池を除く）
使用温湿度	+10℃ ~ +40℃、30~85%RH
保存温湿度	-10℃ ~ +60℃、30~95%RH
付 属 品	お試し用 単3形アルカリ乾電池（4個）、 取扱説明書（保証書付き）、添付文書、収納ケース



仕 様

医療機器 認証番号	219AHBZX00016000
類 別	機械器具 18 血圧検査または脈波検査用器具
一般的名称	自動電子血圧計
医療機器分類	管理医療機器
製造販売業者	株式会社 エー・アンド・デイ 住所：〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243

EMC適合 本製品はEMC規格IEC 60601-1-2:2007に適合しています。
本製品は JIS 規格 JIS T 1115:2005 に適合しています。
※ お断り無く仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

ワイヤレス通信について

この血圧計には NFC Forum Type3 Tag 無線インタフェースモジュールが内蔵されています。この血圧計を同じ周波数帯（13.56MHz 帯）を使用した無線機器やその高調波周波数帯を使用した無線機器などの周辺でご利用になりますと、電波干渉が発生する可能性があります。電波干渉が発生した場合、使用しない機器を停止するか、本商品と 1m 以上間隔をあけるなど電波干渉の生じない環境でご利用ください。

保証規定

● 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。

- 1 誤ったご使用またはお取り扱いによる故障または損傷
- 2 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷
- 3 不適切な修理・改造および分解、その他のお手入れによる故障または損傷
- 4 火災、地震、水害、異常電圧、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷
- 5 保証書のご提示がない場合
- 6 保証書にご購入年月日、保証期間、ご購入店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 7 ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換

● 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

● 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only Japan.


※ ご購入店または弊社営業所にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。



保証書

このたびは、デジタル血圧計をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。この製品が、取扱説明書に基づく通常のお取り扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、本保証書を現品に添えてご購入の販売店または最寄りの弊社・営業所にご持参願います。保証規定に基づき、保証期間内に限り無償で修理・調整いたします。

品名	エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-772NFC
お客様名	様
ご住所	□□□-□□□□
ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	(必ず販売店にて記入・捺印していただいでください。) ①
保証期間	ご購入日より1年間

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ** 
〒170-0013
東京都豊島区東池袋 3-23-14 (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル 5F)

…………… 弊社機器・サービスのお問い合わせは ……………

お問い合わせは、エー・アンド・デイ「ウェルネスコネクテッド」

<http://www.wellnessconnected.jp/>の

“②お問い合わせ”からメールでお願い致します。

お問い合わせの前に“③よくあるご質問”をご確認ください。



土・日・祝日・年末年始、および弊社休曜日にお寄せいただいたお問い合わせの回答は、翌営業日以降の対応となります。お問い合わせの内容によりましては、回答までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。