


# 取扱説明書



## 使用条件

温度: 5 - 35℃  
相対湿度: 30 - 80% (結露なきこと)  
最高高度: 2,000m ASL  
気圧: 86 - 106 kPa

## 保管・輸送条件

温度: -10 - 50℃  
相対湿度: 10 - 90% (結露なきこと)  
気圧: 70 - 106 kPa

故障を防ぐため、直射日光の当たる場所や温度変化の著しい場所、湿気の多い場所、ほこりの多い場所、振動や衝撃のおそれがある場所、火のそばでは保管しないでください。

本書に記載されているイラストはイメージ図です。

## お願い

誤った使いかたをしますと、重大な事故につながるおそれがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、必要なときにはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

## 使用目的または効果

身体の水分量、筋肉量などを測定すること

# もくじ

## ご使用まえに

安全上のご注意	4
各部の名称と付属品	8
機器の設置	10
設定する	11
測定モードを選択する	12

## 使いかた

操作の流れ	13
測定する	14

## 結果について





測定結果を表示する	18
測定結果を印刷する	20
印刷台紙の見かた	20
測定結果を保存する	22
測定結果を出力する(パソコンと接続する)	23

## 必要なとき

体重計として使う	24
専用印刷台紙の印刷位置調整	26
測定結果データの呼び出し	27
故障かな?	28
製品仕様	30
重力補正について	31
アフターサービス・保証	32

# 安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本機を正しく安全にお使いください。

 <b>警告</b>	この表示の欄は「死亡または重傷を負うおそれのある」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負うおそれまたは物的損害が発生するおそれのある」内容です。
 <b>禁止</b>	してはいけない「禁止」内容です。
 <b>必ず守る</b>	「必ず守っていただく強制」内容です。
<b>お願い</b>	本機を最良の状態を保つために守っていただきたい内容です。
<b>お知らせ</b>	本機の使用・点検に関連して、お客様に知っていただきたい補足事項です。


## 警告

 禁止	<b>ペースメーカーなど、医用電気機器を装着した方は絶対に使用しない</b> 本機は、体内に微弱な電流を流しますので、医用電気機器が誤動作し、重大な事故が発生するおそれがあります。	
	<b>ぬれた手でプラグを抜き差ししない</b> 感電、火災、漏電のおそれがあります。	
	<b>可燃性のガス中や酸素濃度の高い環境に置かない</b> 火災のおそれがあります。	
	<b>分解や改造は絶対にしない</b> 感電やけがのおそれがあります。また、精度の保証ができません。	
	<b>タコ足配線をしない</b> 火災のおそれがあります。	
	<b>からだの不自由な方がご使用になるときは、1人で測定させない</b> 付き添いの方がサポートしてください。	
	<b>感染予防</b> 手足などの本機に直接触れる部位に傷や炎症がある方の場合、交差感染のおそれがありますので使用しないでください。	



## 緊急停止

緊急時に備え、本機操作中はコンセントの周りに物を置かないでください。

緊急時は電源プラグをコンセントから引き抜いてください。



## ⚠ 注意

 禁止	<p><b>水回りなど、本機がぬれるおそれのある場所では使用しない</b> 故障するおそれがあります。</p>
	<p><b>金属(クロムおよびステンレス)アレルギーのある方には使用しない</b> 本機は、手電極にクロムメッキ、足電極にステンレス鋼を使用しているためアレルギー反応がでるおそれがあります。</p>
	<p><b>本機のすき間や穴に指を入れない</b> けがをするおそれがあります。</p>
	<p><b>絶対に飛び乗らない</b> 転倒してけがをするおそれがあります。</p>
	<p><b>絶対に寄りかからない</b> 転倒してけがをするおそれがあります。</p>
	<p><b>表示部に乗らない</b> 表示パネルが破損してけがをするおそれがあります。</p>
	<p><b>磁気の影響を受けやすい機器を本機の近くで使用しない</b> 本機から発生する磁気により、USBメモリスティックなどのデータが破損するおそれがあります。</p>
 必ず守る	<p><b>機器の併用はしない</b> 本機で計測中に、他の機器での測定は行わないでください。(例: 体組成の測定中に血圧計で測定する、など) 不正確な測定、けがや事故のおそれがあります。</p>
	<p><b>測定前に、電極とその周辺部を消毒用アルコールで拭く</b> 素手、素足で測定しますので、交差感染のおそれがあります。</p>
	<p><b>被測定者は、測定中に物に触れない</b> 正確に測定できない場合があります。</p>
	<p><b>本機や被測定者に異常がないか、常に監視する</b> 異常があった場合は、被測定者の安全を確認しながら本機の電源を切るなど適切な処置を講じてください。</p>
	<p><b>電波障害を受けやすい電波機器などは本機からの電波障害がないことを確認して使用する</b> 本機はクラス B 情報技術装置(主に家庭環境で使用されることを意図した装置)の基準に準拠していますが、電波障害を受けやすい電子機器等の場合は影響を受ける場合があります。</p>
	<p><b>付属のACアダプターを使用する(TR30M120 または ATM036T-A120)</b></p>
	<p><b>本機を持ち運ぶ際は、調整脚を収納する</b></p>
	<p><b>本機を持ち運ぶ際は、ACアダプターを外す</b> 破損するおそれがあります。</p>
	<p><b>ポール下部の補助脚が収納されていることを確認する</b> コントローラー背面にある移動用グリップを持って調整脚が浮くまでかたむけ、キャスターで移動する持ち上げようとするとうる腰を痛めるおそれがあります。</p>
	<p><b>屋外ではキャスターで移動しない</b> 屋内での移動を想定したキャスターのため、故障のおそれがあります。</p>
	<p><b>測定結果(測定結果の評価やそれに基づくトレーニング方法など)は医師などの専門家が判断する</b> 自己判断による減量や運動は、健康を損なうおそれがあります。必ず資格をもった専門家の指示に従ってください。</p>
<p><b>本機にコンピューターや周辺機器を接続する場合は、JIS T 0601-1(IEC60601-1)に準拠した機器を使用する</b> JIS C 6950(IEC60950)機器の場合、電力は医療用の絶縁変圧器から供給してください。測定中は本機と接続している機器の距離を1.5m以上離してください。感電や故障の原因になります。</p>	

# 安全上のご注意 (つづき)

## 正確にはかるために



禁止

### 激しい運動をした後は測定を避ける

測定値に誤差が生じるおそれがあります。充分休んでから測定してください。

### 過度の飲食、極度の脱水症状のときは測定を避ける

体内の水分量の変化や体温に大きく影響されるので、測定前に排尿をするなど毎日同じ時間・条件で測定してください。

### 温度変化の激しい場所では測定しない

測定値に誤差が生じるおそれがあります。20℃以上の温度差のある場所に移動するような場合は、2時間以上放置してからご使用ください。

### 電磁波を発生する機器の近くでは使用しない

照明器具、医療用機器、通信機器(インバーター蛍光灯・マイクロ波治療器・携帯電話)などの一部の機器とは干渉して誤作動するおそれがあります。

### 携帯電話やスマートフォンなど、電波を発する機器を使用しながら測定しない

測定値に影響する場合があります。



必ず守る

### 変化の推移を見る場合は、できるだけ同じ条件下で測定する

測定値に誤差が生じるおそれがあります。測定精度を上げるには、起床後3時間以上、食後3時間以上経過した同じ時間帯でご使用ください。

### 手のひら、足の裏のゴミやほこりは落としてから測定する

体脂肪率が低く表示されたり、測定エラー表示になる場合があります。

### 腕と脇、脚の内側(内もも)が触れないようにする

体脂肪率が低く表示されたり、測定エラー表示になる場合があります。裸に近い状態で接触する場合は、乾いたタオルなどをはさんで測定してください。

### 両腕をまっすぐに下げて測定する

体脂肪率が低く表示されたり、測定エラー表示になる場合があります。

### 素足になり、電極に正しく合わせて測定する

体脂肪率が低く表示されたり、測定エラー表示になる場合があります。

### 安定した水平な場所に設置する

測定できない場合があります。

次のような方は、参考値として変化の推移をみられることをおすすめします

・人工透析中の方、むくみの症状がある方 ・体内に金属を埋め込まれている方 ・妊娠中の方

## 次のことは、法律で定められています

必ずお守りください。

ご使用の地域

■精度の保証ができませんので、定められた地域以外では使用しない(☎ P.31)

定期検査

■「取引」や「証明」行為に使用する場合は、都道府県などが2年に1回地域ごとに行う定期検査、または計量士が行う代検査を受ける必要があります。  
※新規購入の場合、検定証印等が付された年月から1年間定期検査は免除となります。

## 精度を保つために



必ず守る

体組成計は定期的な点検を推奨しています。

1. 以下の項目は、毎日確認してください。
  - ・本機が、固く平らで水平な場所(厚いカーペットの上などではなく固い床の上)に設置してあること。
  - ・日にちと時刻の設定。
2. 以下の項目は、1週間に1回は目視点検してください。
  - ・表示部に汚れや破損がないこと
  - ・ケーブルやコード、コネクタに汚れや破損がないこと
  - ・安全に関するラベルが剥がれていないこと
  - ・電極などが摩耗したり破損していないこと
3. 以下の項目は、1カ月に1回は目視点検してください。
  - ・コントローラーを固定しているねじが緩んでいないこと

目視点検の結果、必要に応じて設定の更新、部品の交換、サービスの要請をしてください。また、本機が破損している場合は使用しないでください。再度ご使用いただくためには、資格のある専門の技術者が適正に動作することを確認する必要があります。

本機は、精密に作られています。最良の状態を保つために、次のことを守り、ご使用ください。

- 設置について**
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、または空調機の風が直接当たる所には置かない
  - 温度変化の激しい場所には置かない
  - 湿気の多い場所や水気のある所には置かない
  - 振動の激しい所には置かない
  - 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に放置しない
  - 塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより、悪影響の生ずるおそれのない場所に設置する
  - 電源の周波数と電圧および許容電流値(または消費電力)に注意すること

- 取り扱いについて**
- 絶対に、水洗いはしない
  - 過度の衝撃や振動を与えない
  - コード部分を持って電源コードを引き抜かない
  - 長期間使用しない場合は、電源をOFFにし、コンセントから電源コードを抜く
  - 使用する前に正常かつ安全に作動することを確認する

- 保管について**
- 振動の激しい所に保管しない
  - 湿気やほこりの多い所に保管しない
  - 保管温度範囲外の場所に保管しない
  - 塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより、悪影響の生ずるおそれのない場所に保管する
  - 長期間使用しなかった時は、使用する前に正常かつ安全に作動することを確認する

- 廃棄について**
- 本機を廃棄処分される際には、各自自治体の指導に従って処分する

- お手入れについて**
- 熱湯やベンジン、シンナーなどは、使用しない
  - 汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を布に浸し、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

## 用語説明

本機および付属の説明書は、計量法で用いられる用語で表記されておりますので、以下の用語説明をよくお読みになったうえでお使いください。

- ひょう量(ひょうりょう)
 

はかりの計量できる最大の重さを表します。

【例】ひょう量270kgの場合は270kgまではかることができます。※ひょう量を超える重さのものは、はかることができません。
- 目量(めりょう)
 

はかりの1つの目盛りの量を表し、デジタル表示のはかりの場合、数字が切り替わる間隔を表します。

【例】目量0.1kgの場合は、表示が0.1kg間隔で増減します。
- 風袋量(ふうたいりょう)
 

重さをはかるときに使う容器、袋、包装紙などを「風袋(ふうたい)」と呼びます。そして、風袋の重さを差し引いて正味量をはかることを「風袋引き(ふうたいびき)」といい、事前に設定した風袋量を差し引くことを「プリセット風袋引き(PT: Preset Tare)」といいます。

# 各部の名称と付属品

ご使用まえに

## シンボル(絵表示)とその意味

~	交流	O O O	シリアルインターフェース
↻	入力、出力	≡	直流
⚠	注意	□	クラスII機器
SD™	SDメモリーカード	🧑	BF形装着部 (グリップと測定台)
📖	取扱説明書に従うこと	🏠	屋内使用限定

## 付属品

ACアダプター




電源コード



SDメモリーカード




取扱説明書(本書)  
保証書付き



イラストはイメージ図です。


## コントローラー(表示器)背面



RS-232C※    USB B※    USB A    SDメモリーカード  
                  (PCと接続)    (プリンターと接続)    スロット

※RS-232CポートとUSB Bポートは同時には使用できません。


## 測定台背面



接続ケーブル用コネクター    ACアダプター用ジャック



## 画面とボタン



## ボタンの意味

	電源をON/OFFにします。
	結果を印刷します。
	色々な機能を設定します。
	ゼロリセットします。
	プリセット風袋量(着衣量)を設定します。
	測定モードを選択します。

	ボタンを押すごとに、結果表示が切り替わります。(P. 18)					
	体脂肪	筋肉	体水分	細胞外液	基礎代謝	BMI
体型 ●  スタンダード  アスリート	体型は「スタンダード」または「アスリート」を選択します。					
性別 ●  男性  女性	性別は「男性」または「女性」を選択します。					
年齢 ●  6 - 99歳	年齢は6才から99才の範囲で入力できます。					
身長 ●  90.0 - 249.9 cm	身長は90.0cmから249.9cmの範囲で入力できます。					
	入力した値を訂正します。前入力に戻ります。結果表示を終了します。			入力した値を確定します。		



## アイコンの説明

	SDメモリーカード	SDメモリーカードが挿入されている場合に点灯します。
	安定マーク	体重測定値が安定したときに点灯します。
	体重計モード	体重計モードが選択されると点灯します。
	体重表示固定モード	体重表示固定モードが選択されると点灯します。
	プリセット風袋引き中 (Preset Tare)	着衣量を入力するときに点滅、入力後は点灯します。
	正味の体重	着衣量を入力している場合に体重測定値とともに表示され、着衣量を除いた体重測定値を表示していることを表します。

# 機器の設置

## 水平チェック


正確に測定するために、本機をできるだけ水平に設置してください。  
調整脚(4カ所)を回転させ、水平器の気泡が中央に来るように調節してください。  
4カ所の調整脚および2カ所の補助脚が浮かないように調整してください。





## 電源ON/OFF


### 電源をONにする

#### お願い


電源を入れる前に付属のSDメモリーカードを挿入してください。SDメモリーカードが挿入されている場合は、マークが表示されます。


 ボタンを押して電源を入れます。

機種番号が表示され、全画面点滅後、“PT”と kgが表示されます。



### 電源をOFFにする

 ボタンを押して電源を切ります。



## プリンターに関して

本機は弊社指定のインクジェットプリンターを接続することで、A4サイズの測定結果を印刷することが可能です。(P.20)

※推奨のインクジェットプリンターの詳細は、弊社までお問い合わせください。

コントローラー背面にあるUSB AポートとプリンターのUSBポートをUSBケーブルで接続し、設定モードにて各種設定の上、ご利用ください。(P.11)

通常、プリンター側の設定は不要ですが、上手く動作しない場合にはプリンターの取扱説明書をご覧ください。

# 設定する


1

**設定** ボタンを押してモードを変更します。

設定画面が表示されます。

## お知らせ

着衣量入力後の測定画面では、**設定** ボタンは使用できません。



2

下のリストから設定項目を選んでください。

番号入力後、**決定** ボタンを押し、設定内容の数値を変更します。

**設定項目リスト** ● **決定** →変更を保存し、設定画面に戻る ○ **CE** →変更を保存せず、設定画面に戻る

No.	設定内容	出荷時設定	関連ページ
0	ソフトウェアバージョン確認	—	—
1	日付と時刻	—	P.11
2	体組成モード時の自動印刷枚数 0:0枚 1:1枚 2:2枚	0	P.20
3	体重計、体重固定モード時の自動印刷枚数 0:0枚 1:1枚 2:2枚 ※設定4に関わらず、白紙をご準備ください。	0	P.24、25
4	印刷用紙選択 0:専用台紙 1:白紙 ※白紙とは、市販のA4用紙です	1	P.20
5	ボタン操作時のピープ音 0:オフ 1:オン	1	—
6	ID番号(手動入力) 0:オフ 1:オン	0	P.14
7	ID番号(自動カウントアップ) 0:オフ 1:オン	0	P.14
8	測定順序 0:最初に体重測定 1:最初に個人データ入力	0	P.14
9	体型選択(アスリートモード) 0:オフ 1:オン 2:オート	0	P.15
10	身長入力単位 0:0.1cm単位 1:1cm単位	0	P.16
11	入力情報の自動決定時間 0~9秒 ※0秒の場合、この機能は働きません	0	P.14

No.	設定内容	出荷時設定	関連ページ
19	A4白紙印刷時の言語 0:日本語 1:英語	0	P.20
20	専用台紙の印刷位置調整 2:↓ 4:← 6:→ 8:↑ ※1回押すと、約0.2~0.3mm移動されます	—	P.26
21	結果表示の自動終了 0:無効 1:有効	0	P.18、20
25	Felicaリーダーライター <sup>*1</sup> 0:無効 1:有効	0	—
31	体型表示方向 0:背面(左右) 1:正面(右左)	0	P.18
60	SDカード測定結果読み込み	—	P.27

\*1 専用Felicaリーダーライターは別売りです。

## 日付と時刻の設定

**例** 2023年5月31日午後6時47分は、  
"23" "0531" "1847"と入力します。  
1桁の数字を入力する場合は、最初に0(ゼロ)を押します。



3

すべての設定終了後、**設定** ボタンを押して測定モードの選択に進みます。(P.12)


# 測定モードを選択する

本機は、電源を入ると体組成計モードで立ち上がります。


**体重計** ボタンを押すと、測定モードが切り替わります。

ご使用まえに


## 体組成計モード (P.14)



## 体重計モード (P.24)




## 体重表示固定モード (P.25)



# 操作の流れ

## 体組成計モードの場合




# 測定する

## 体組成計モード

※入力情報の自動決定時間を設定すると、自動的に次の入力項目に進みます。  
(☞ P.11 設定11)

### 1 プリセット風袋量(着衣量)を入力する

電源を入れ、“PT”が表示されていることを確認してください。  
着衣量を入力してください。




#### お知らせ

- ・着衣量が入力されると、衣服の重さは体重測定値から差し引かれます。
- ・着衣量は0.0kgから10.0kgの範囲で設定できます。

### 2 体重を測定する

“StEP on”が表示されたら、測定台に素足で乗ります。



#### お知らせ

- 測定順序が「1: 最初に個人データ入力」に設定されている場合(☞ P.11 設定8)、最初に個人データを入力します。
- ・着衣量が入力されると“NET”が表示されます。
  - ・体重測定値が安定すると“○”が表示されます。


### 3 個人データを入力する

#### ●ID番号を入力する

ID番号は、0から9999999999999999(16桁)の範囲で設定できます。


#### お知らせ

- ・ID番号の入力は任意です。
- ・ID番号が「0:オフ」に設定されている場合、ID番号は入力せず「体型選択」に切り替わります。「1:オン」に設定されている場合、ID番号を入力します。(☞ P.11 設定6)
- ・ID番号(自動カウントアップ)が「1:オン」に設定されている場合、測定が終了する度にID番号が自動的に繰り上がります。ただし、変更することは可能です。(☞ P.11 設定7)
- ・入力したID番号は専用印刷台紙、SDメモリーカードに印字/出力されます。




●**体型を選択する(任意)**    体型 ●  スタンダード  アスリート

「スタンダード」または「アスリート」を選択します。



**お知らせ**

- ・体型選択は任意です。体型選択(アスリートモード)が「1:オン」に設定されている場合、体型を入力します。(P.11 設定9)出荷時は「0:オフ」に設定されています。
- ・体型選択(アスリートモード)の設定が「0:オフ」または「2:オート」に設定されている場合(P.11 設定9)、体型を入力せず「性別選択」に切り替わります。
- ・オフ:体型の選択は「スタンダード」に固定され、アスリートモードを選択できません。
- ・オート:測定者の状態により、自動的に体型選択を行います。
- ・アスリートモードを選択するとが表示されます。


アスリートモードについて

18才以上で、次の条件に当てはまる方は、「アスリート」を選択し、参考値としての測定をおすすめします。

- ・1週間に12時間以上のトレーニングを行っている方。
- ・体育会やスポーツ実業団に所属し、競技会などを目指している方。
- ・ボディビルダーのように筋肉量が多くなるようなトレーニングを行っている方。
- ・プロスポーツ選手。

●**性別を選択する**    性別 ●  男性  女性

「男性」または「女性」を選択します。




●**年齢を入力する**    年齢 ●  6 - 99 歳

年齢を入力し、 ボタンを押します。

**お知らせ**


- ・年齢は6才から99才の範囲で入力できます。
- ・100才以上の方は99才と入力してください。



# 測定する (つづき)

●身長を入力する 身長 ●  90.0 - 249.9 cm

身長を入力し、●決定ボタンを押します。




## お知らせ

- ・身長は、90.0cmから249.9cmの範囲で入力できます。
- ・身長入力単位は0.1cm、1cmのどちらかで設定できます。出荷時は「0:0.1cm単位」に設定されています。(P.11 設定10)



## 4 体組成を測定する

本機は、個人データがすべて入力された後、体組成の測定を開始します。“grip on”が表示されたら、グリップを握ってください。



## お願い

- ・手のひら、足の裏のゴミやホコリは、落としてから測定してください。  
体脂肪率が低く表示されたり、測定エラー表示になる場合があります。
- ・素足になり、測定台電極に正しく合わせて測定してください。  
体脂肪率が低く表示されたり、測定エラー表示になる場合があります。  
電極への足の合わせ位置は右図の通り、かかと側電極と、つま先側電極に同じくらいかかるように合わせてください。
- ・両腕をまっすぐに下げ、測定してください。  
体脂肪率が低く表示されたり、測定エラー表示になる場合があります。
- ・腕と脇、脚の内側(内もも)が触れないようにしてください。  
体脂肪率が低く表示されたり、測定エラー表示になる場合があります。裸に近い状態で接触する場合は、乾いたタオルなどをはさんで測定してください。
- ・測定中は動かないでください。
- ・変化の推移を見る場合は、できるだけ同じ条件で測定してください。  
測定値に誤差が生じるおそれがあります。測定精度を上げるには、起床後3時間以上、食後3時間以上経過した同じ時間帯でご使用ください。
- ・次のような方は、参考値として変化の推移をみられることをおすすめします。  
人工透析中の方、むくみの症状がある方、体内に金属が埋め込まれている方、妊娠中の方





## 間違った測定のしかた



脚の内側(内もも)が  
触れている



ひじが曲がっている



わきや腕の肌と肌が  
触れている



すべての指が電極に  
かかっていない

## 5 測定終了

ピピッと鳴ったら測定終了です。グリップを元に戻してください。

- ・測定結果が表示されます。(☞ P.18)
- ・印刷されます。(☞ P.20)
- ・SDメモリーカードに保存されます。(☞ P.22)
- ・外部機器に出力されます。(☞ P.23)

### お知らせ

- ・結果表示の自動終了が「0:無効」の場合、測定台から降りても結果は表示され続けます。  
Ⓢ ボタンを押すと、結果表示は消えて次の測定に移ります。
- ・結果表示の自動終了が「1:有効」の場合、測定台から降りると結果は消えて次の測定に移ります。  
(☞ P.11 設定21)

# 測定結果を表示する


測定後、測定結果が画面に表示されます。

🔄 ボタンを押すと、体脂肪→筋肉→体水分→細胞外液→基礎代謝量→BMIの順番で表示が切り替わります。 ※17才以下は、体脂肪→筋肉→体水分の順番で表示が切り替わります。


## お知らせ

- ・結果表示を終了する場合、**CE** ボタンを押してください。
- ・結果表示の自動終了 (🔍 P.11 設定21) が有効の場合、測定台から降りると結果の表示は消えます。
- ・左側の画面に表示される結果は、設定により左右の向きを切り替えられます。(🔍 P.11 設定31)
- ・結果表示中に"○"が点滅している場合、電極への接触状態や測定姿勢が正常でなかった可能性があります。結果は参考値としていただくか、はかり直してください。


## 👤 体脂肪



## 👤 筋肉




## 👤 体水分 (TBW)




## 細胞外液 (ECW)

※17才以下の方は、結果表示がスキップされます




## 基礎代謝

※17才以下の方は、結果表示がスキップされます



## BMI (体格指数)

※17才以下の方は、結果表示がスキップされます



# 測定結果を印刷する

別売のインクジェットプリンターに接続されている場合は、測定後、プリンターから測定結果が印刷されます。

## お知らせ

- ・印刷枚数は「自動印刷枚数」で設定します。(☞ P.11 設定2、3)
- ・結果表示が終了すると、追加印刷はできません。(☞ P.11 設定21)
- ・●ボタンが点灯しているとき(結果表示中)、結果を印刷することができます。

## 印刷台紙の見かた

結果について

### Body Composition Analyzer

A&D Medical エー・アンド・ティ体組成計 AD-6552-MC-780

測定日時	2019/11/02 16:38	性別	男性	年齢	42才	身長	171.5cm
ID	0000000000012345	体型	<input checked="" type="checkbox"/> スタンダード <input type="checkbox"/> アスリート	着衣量	1.0 kg		

#### ■ 全身チェック

項目	結果	標準範囲	体重に占める割合
① 体重	65.3 kg	54.4- 73.2 kg	100 %
② 脂肪量	13.7 kg	7.0- 15.3 kg	21.0 %
③ 筋肉量	48.9 kg	47.8- 56.1 kg	74.9 %
④ 体水分量	34.9 kg		53.4 %
タンパク質量	14.0 kg		21.4 %
⑤ 推定骨量	2.7 kg	2.5- 3.2 kg	4.1 %

13.7 kg 2.7 kg 14.0 kg 14.8 kg

脂肪量 推定骨量 タンパク質量 細胞外液量

21.0% 4.1% 21.4%

79.0% 74.9% 53.4%

65.3 kg

体重

51.6 kg

除脂肪量

48.9 kg

筋肉量

34.9 kg

体水分量

20.1 kg

細胞内液量

#### ■ BMI 基礎代謝量 体水分総合評価

② BMI 22.2 低体重 | 普通 | 肥満1 | 肥満2~

③ 基礎代謝量 1420 燃えにくい | 標準 | 燃えやすい

④ 体水分量 34.9 kg 細胞外液量 14.8 kg

細胞内液量 20.1 kg

細胞外液率 42.4 % 35% 40% 45%

#### ■ 体脂肪率と筋肉量による体型判定

肥満	+	かたまり	+
標準	○	標準	○
痩せ	-	やせ型	-

体脂肪率判定

筋量	+	筋量	+
標準	○	標準	○
不足	-	不足	-

筋肉量判定

#### ■ 部位の分析

##### ⑥ 筋肉総合評価 SMI 7.89

25.7 kg 体幹部 (-1)

四肢骨格筋量 23.2 kg  
ASM/BW 0.36  
MM/H<sup>2</sup> 16.63  
MM/BW 0.75

2.1 kg	2.3 kg
左腕 (-2)	右腕 (-2)
左脚 ①	右脚 ①
9.3 kg	9.5 kg

##### ⑧ 体脂肪総合評価 全体脂肪率 21.0%

24.0 % 体幹部 (+1)

8.5 kg

20.1 % 0.6 kg

17.2 % 0.5 kg

左腕 (+2) 右腕 (+1)

左脚 ① 右脚 (-1)

17.5 % 2.1 kg 16.6 % 2.0 kg

#### ■ ポディバランス

##### ⑨ 筋肉量左右バランスチェック

##### BIA Information

	1kHz	5kHz	50kHz	250kHz	500kHz	1000kHz	Phase Angle
HL	698.7 -31.4	693.5 -32.2	608.5 -63.7	550.1 -62.8	624.1 -55.6	634.1 -52.6	-6.5
RL	256.6 -12.6	276.1 -14.0	238.4 -27.0	214.5 -19.5	241.6 -18.5	264.3 -17.6	-6.2
LL	267.6 -12.6	279.2 -14.2	242.0 -27.4	218.9 -20.2	225.3 -19.7	248.7 -18.0	-6.3
RH	344.2 -15.2	356.2 -16.2	316.0 -34.4	284.1 -36.7	296.3 -32.4	301.1 -36.9	-6.4
LH	381.9 -12.3	382.5 -16.2	343.4 -34.2	310.6 -39.4	325.7 -30.5	346.1 -38.8	-6.5
L-L	514.4 -27.3	561.3 -28.9	482.6 -55.5	430.8 -39.7	416.4 -35.2	437.3 -36.0	-6.6
RH-L	685.7 -31.0	676.2 -33.5	590.8 -64.8	532.4 -59.5	547.1 -58.2	541.9 -59.9	-6.7

© 2023 TANITA Corporation
MC780890100

※体型選択がオートの場合、右上のスタンダード/アスリート欄は、チェックが入りません。(☞ P.11 設定9)  
 ※印刷用紙には専用台紙またはA4の白紙をご使用いただけます。(☞ P.11 設定4)  
 ※専用台紙と白紙とでは印刷されるレイアウトが若干、異なります。  
 ※白紙印刷の場合、英語で印刷することも可能です。(☞ P.11 設定19)

## ① 全身チェック

- 体重 : 測定した体重です。BMIが18.5~24.9になる値を標準体重としています。  
 脂肪量 : 体内に含まれる脂肪組織の質量を示したものです。  
 筋肉量 : 姿勢を保ったり、心臓を動かしたりする筋肉組織(骨格筋、平滑筋、水分)の質量です。  
 体水分量 : 血液やリンパ液、細胞間液、細胞内液など、体内に含まれる水分量を表しています。  
 タンパク質量 : 筋肉量から水分量を引いた質量で、タンパク質が主になります。  
 推定骨量 : 骨に含まれるカルシウムなどのミネラル量を推定したものです。  
 除脂肪量 : 体重から脂肪量を引いた質量です。

## ② BMI※1

「体重(kg) / 身長(m)<sup>2</sup>」で計算され、疾病リスクが低いのは「22」とされています。

## ③ 基礎代謝量・基礎代謝判定※1

基礎代謝量とは「生きていくために最低限必要なエネルギーのこと」で、同じ体重でも筋肉量が多い人の方が基礎代謝は高くなります。  
 ご自身の基礎代謝量を体重で割って、基礎代謝基準値と比較してみましょう。

年齢(才)	男性		女性	
	基準値 (kcal/kg/日)	基礎代謝量 (kcal/日)	基準値 (kcal/kg/日)	基礎代謝量 (kcal/日)
18~29才	24.0	1520	22.1	1110
30~49才	22.3	1530	21.7	1150
50~69才	21.5	1400	20.7	1100
70才以上	21.5	1290	20.7	1020

日本人の食事摂取基準 2015版

## ④ 体水分総合評価

- 体水分量 : 体水分は、細胞外液と細胞内液に大別することができますが、これらの割合は個人によって異なります。細胞内液と細胞外液は、細胞膜や血管壁を通じて細胞内外で水分の交換を行い、電解質バランスを平衡に保とうとしています。  
 細胞外液量※1 : 細胞の外側にある間質液や循環液(血漿、リンパ液)を含む水分量です。浮腫とは細胞外液のうち間質液が病的に増加した状態と定義されます。  
 細胞内液量※1 : 細胞内にある水分量で、主体成分はカリウムです。筋肉量が減少すると細胞内液量が減少しますので、高齢者では低くなる傾向があります。  
 細胞外液率※1 : 体水分に占める細胞外液量の割合を表します。細胞外液率は、一般的には体組成比率に依存することが知られており、肥満者ほど細胞外液の比率が高く、筋肉量の少ない小児や高齢者も細胞外液率は高くなる傾向にあります。

## ⑤ 体脂肪率と筋肉量による体型判定※1

体脂肪率と筋肉量を合わせて総合的に体型を評価しています。  
 現状の体型を認識していただき、よりバランスのとれた体型を目指すための指標となります。

## ⑥ 筋肉総合評価

- ◎筋肉量判定※1  
 身長に対して筋肉量が多いか少ないかを判定します。筋肉量を身長<sup>2</sup>で割ることで、身長による差を標準化し9段階で判定します。  
 ◎部位筋肉量※2  
 部位ごとにどれだけ筋肉量があるかがわかりますので、トレーニングの結果や左右バランスを確認できます。身長に対して部位の筋肉量が多いか少ないかを9段階で判定します。

少ない	標準	多い
-4, -3, -2	-1, 0, +1	+2, +3, +4

全身筋肉量、部位筋肉量、部位体脂肪

## ⑦ 筋肉量評価指数

- 栄養評価などに用いることができます。  
 四肢骨格筋量(ASM) : 右腕、左腕、右脚、左脚筋肉量の合計値  
 SMI : 四肢骨格筋量(kg) / 身長(m)<sup>2</sup>  
 ASM/BW : 四肢骨格筋量(kg) / 体重(kg)  
 MM/H<sup>2</sup> : 全身筋肉量(kg) / 身長(m)<sup>2</sup>  
 MM/BW : 全身筋肉量(kg) / 体重(kg)

ASM : Appendicular Skeletal Muscle Mass  
 SMI : Skeletal Muscle Mass Index  
 MM : Muscle Mass

## ⑧ 体脂肪総合評価

本当の「肥満」は体重だけでなく体脂肪率で判断します。体脂肪率が高すぎると高脂血症、高血圧、糖尿病などの生活習慣病の原因となります。  
 全身の体脂肪率判定基準は右記の通りです(18才以上)。

- ◎部位体脂肪※2  
 各部位に含まれる脂肪量とその割合です。どの部位が全身の体脂肪率を押し上げているかを確認できます。部位ごとの体脂肪率は、性別ごとの平均値と比較して9段階で評価します。

		やせ	-標準	+標準	軽肥満	肥満
男 性	18~39才	11%未満	17%未満	22%未満	27%未満	27%以上
	40~59才	12%未満	18%未満	23%未満	28%未満	28%以上
	60才以上	14%未満	20%未満	25%未満	30%未満	30%以上
女 性	18~39才	21%未満	28%未満	35%未満	40%未満	40%以上
	40~59才	22%未満	29%未満	36%未満	41%未満	41%以上
	60才以上	23%未満	30%未満	37%未満	42%未満	42%以上

WHOと日本肥満学会の肥満判定に基づき、DXA法(二重X線吸収法)によって作成しました。

## ⑨ 筋肉量左右バランスチェック※1

腕と脚の左右筋肉量を比較して、その差が大きいとバーが傾きます(5段階)。からだの変調原因を予測したり、四肢のリハビリテーションなどの効果を評価する際も有効です。

## ⑩ その他の情報

リアクタンス/レジスタンス情報が表示されます(測定結果の判定を左右するものではありません)。

## ⑪ プリント位置調整マーク

専用台紙をご使用の場合、台紙のマークとプリントの十字マークがぴったり合うように調整してください。(P.11 設定20、P.26)

## ⑫ 接触状態検知マーク

測定姿勢が正しくない場合は異常検知部位に●が印字されます。結果は参考値としてご使用ください。

※1 17才以下の方は印字されません。


※2 17才以下の方は測定値のみ印字されます。

# 測定結果を保存する

## SDメモリーカードへの保存

測定結果は、測定終了と同時にCSV形式でSDメモリーカードに保存されます。

### お知らせ

- ・ SDメモリーカードが挿入されている場合はマークが表示されます。
- ・ ID番号を入力しないで測定結果を出力すると、測定者のIDは「0」で保存されます。
- ・ その日ごとに新しいファイルがSDメモリーカード内に作成されます。
- ・ 作成ファイルは、ファイル名として以下に示すような測定日時を使います。"YYYYMMDD" (Y = 年、M = 月、D = 日)
- ・ SDメモリーカードに十分な空き容量がない場合は、画面に「エラー」が表示されます。
- ・ 1GBのSDメモリーカードに約1,000,000回の測定結果(体組成計モード)を保存することができます。
- ・ 付属のSDメモリーカードはお試し用です。パソコンによってはご利用いただけない場合がございます。
- ・ 詳しくは、別紙「シリアル出力説明書」を通信機能付健康機器向けSDK申し込みサイト ([https://www.aandd-ps.com/inquiry/medical\\_sdk](https://www.aandd-ps.com/inquiry/medical_sdk))よりダウンロードしてご確認ください。
- ・ SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカード(32GBまで)互換対応。SDXCメモリーカードはご使用になれません。

### お願い

- ・ 新品のSDメモリーカードはフォーマットを行ってからご使用ください。
- ・ SDメモリーカードは、電源を入れる前に挿入してください。
- ・ 電源が入っているときにSDメモリーカードを抜かないでください。
- ・ 一部のSDメモリーカードは、ご使用できない場合があります。すべてのメーカーの全てのSDメモリーカードに対して100%動作保証することはできかねます。あらかじめご了承ください。
- ・ SDメモリーカードは正しい向きで奥までしっかりと差し込んでください。
- ・ 本機に入れるSDメモリーカードには、関係のないデータ(ファイルやフォルダ)は入れないでください。データが破損するおそれがあります。
- ・ SDメモリーカードを入れる前に、カードがロックされていないことを確認してください。
- ・ SDメモリーカードの表面にラベルなどを貼らないでください。機器内部で剥がれると取り出せなくなり、故障するおそれがあります。

# 測定結果を出力する(パソコンと接続する)


## 外部機器へのデータ出力

本機は、USBまたはRS-232Cポート経由で測定結果を出力することができます。

### 仕様

通信規格	EIA RS-232C準拠
通信方式	調歩同期式
信号速度	9600bps
データビット長	8ビット
パリティ	なし(NONE)
ストップビット	1ビット
フロー制御	なし

コントローラーの背面にRS-232Cポート:D-sub9ピン(メス)とUSBポート:タイプB(メス)が付いています。



### 対応ケーブル

RS-232Cストレートケーブル：9ピン(オス)・9ピン(メス)

USBケーブル：タイプA(オス)・タイプB(オス)

※USB2.0規格に対応


### お知らせ

- ・パソコンと接続する場合は、それぞれに合ったケーブルをご使用ください。
- ・ケーブルは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
- ・USBケーブルでパソコンと接続した場合、RS-232Cポートからは出力できません。
- ・USB接続により通信する場合は、ご使用のパソコンによってはUSBドライバーのインストールが必要となる場合があります。USBドライバーはA&D通信機能付健康機器向けSDK申し込みサイト ([https://www.aandd-ps.com/inquiry/medical\\_sdk](https://www.aandd-ps.com/inquiry/medical_sdk))よりダウンロードできます。
- ・PCモードを使用すると、パソコン側より個人データを送信し、測定結果を受信することができます。
- ・PCモードで起動する場合は、**CE** ボタンを押しながら電源をONにしてください。
- ・PCモードで起動しているときは、本機のボタン操作はしないでください。
- ・データの破損、消失については、故障や損害の内容、原因に関わらず当社はいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

# 体重計として使う

## 体重計モード

※体重計モードでは、体重の計量値の表示が固定されません。(計量器の法定定期検査の時に使用します)


※体重計モードが選択されると“”が表示されます。(P.12 測定モードを選択する)


### 1 ID番号を入力する(任意)

#### お知らせ

ID番号は0から9999999999999999(16桁)の範囲で入力できます。  
ID番号機能が「0:オフ」に設定されている場合(P.11 設定6)、  
体重測定を開始します。



#### お知らせ

プリセット風袋量(着衣量)を設定する場合は、 ボタンを押し、  
0.0kgから10.0kgの範囲で入力します。




### 2 体重を測定する

“StEP on”が表示されたら、測定台に  
乗ります。



#### お知らせ

- ・プリセット風袋量(着衣量)を入力していると、“NET”が表示されます。
- ・測定値が安定すると、“”が表示されます。
- ・測定値が安定すると、測定結果がSDメモリーカード、パソコンに出力されます。(P.22、P.23)
- ・測定値が安定すると、設定に応じて印刷されます(白紙印刷)。(P.11 設定3)
- ・印刷項目は、ID、日時、体重、着衣量(PT)のみです。



# 体重表示固定モード

※体重表示固定モードでは、測定した体重の表示が固定されます。

※体重表示固定モードが選択されると、“**■**”と“Weight Lock Mode”が表示されます。  
(☞ P.12 測定モードを選択する)

## 1 プリセット風袋量(着衣量)を入力する(任意)

体重表示固定モードが選択された後、“PT”が表示されます。  
プリセット風袋量(着衣量)を入力してください。




### お知らせ

着衣量が入力されると、衣服の重さは体重測定値から差し引かれます。  
着衣量は0.0kgから10.0kgの範囲で設定できます。

## 2 ID番号を入力する(任意)


### お知らせ

ID番号は、0から9999999999999999(16桁)の範囲で入力できます。  
ID番号が「0:オフ」に設定されている場合(☞ P.11 設定6)、体重測定を開始します。



## 3 体重を測定する

“StEP on”が表示されたら、測定台に乗ります。




### お知らせ

- ・プリセット風袋量(着衣量)を入力していると、“NET”が表示されます。
- ・測定値が安定すると、“○”が表示されます。
- ・測定値が安定すると、測定結果がSDメモリーカード、パソコンに出力されます。
- ・測定値が安定すると、設定に応じて印刷されます(白紙印刷)。(☞ P.11 設定3)
- ・印刷項目は、ID、日時、体重、着衣量(PT)のみです。

# 専用印刷台紙の印刷位置調整

専用印刷台紙をご使用時に印刷位置のずれが発生する場合、印刷位置を調整することが可能です。



台紙の十字マークと印刷の十字マークとが大きくずれている場合、測定結果全体の印刷位置がずれてきます。

**BIA Information**


	1kHz	5kHz	50kHz	250kHz
LH-F	698.7 -31.4	693.5 -32.2	608.5 -63.7	550.1
RL	256.6 -12.6	276.1 -14.0	238.4 -27.0	214.5
LL	287.6 -12.6	279.2 -14.2	242.0 -27.4	218.9
RA	344.2 -15.2	356.2 -16.2	316.0 -34.4	284.1
LA	381.9 -12.3	382.5 -16.2	343.4 -34.2	310.6
F-F	514.4 -27.3	561.3 -28.9	482.6 -55.5	430.8
RH-F	685.7 -31.0	676.2 -33.5	590.8 -64.8	532.4

専用印刷台紙(例)

1 電源が入っている状態で、**決定** ボタンを押します。



設定「20」を入力し、**決定** ボタンを押します。



必要なとき

2 ⑧、②、④、⑥ ボタンで上下左右に調整します。

ボタンを1回押すごとに、印字される十字マークが約0.2mm ~0.3mm移動します。



- **決定** ボタンを押すと、印刷が開始され、印刷位置を確認できます。

3 ● **決定** ボタンを押して位置を確定します。  
● **設定** ボタンを押すと着衣入力画面に戻ります。

再度、測定・印刷を行い、印刷位置をご確認ください。


# 測定結果データの呼び出し

SDメモリーカードに保存した測定結果データを呼び出します。

設定「60」を入力し、●**決定** ボタンを押します。

呼び出したい日付のファイルを選択し、●**決定** ボタンを押します。

保存データの日付表示



●**決定** ●**決定** : 1日前のデータ

●**決定** ●**決定** : 1日後のデータ


◀▶ ボタンを押して、測定データを確認することができます。

●**決定** ボタンを押すと呼び出した測定結果を印刷することができます。

●**決定** → 印刷

●**決定** → 次のデータ

●**決定** (CE) → 終了








## お知らせ

・画面に表示される測定結果データは体重、全身の体脂肪率、プリセット風袋量のみです。

# 故障かな？

修理を依頼される前に確認してください。

	症 状	ご確認ください
はかる	電源を入れても何も表示されない	・電源コードやACアダプターが抜けていないかご確認ください。
	 が表示される	・測定した重量が、はかることのできる範囲を超えています。
	 が表示される	・電源を切り、測定台に載っているものをおろしてから電源を入れ直し、再度測定してください。
	体重測定値が安定しない	・振動がある場所に設置していませんか？ ・測定台が傾いている場合は、水平にしてください。(☞ P.10) ・測定台の底面の隙間に物をはさまっている場合は、取り除いてください。
	インピーダンス測定  が表示される	・指と手のひらの手電極との接触をご確認ください。 ・測定台に素足で乗っているか、ご確認ください。 ・足の裏が乾燥している場合、測定前に0.5mLの水を足電極に垂らしてください。 ・入力内容に間違いがないか、ご確認ください。
	結果表示画面で “○” が点滅表示される	・測定姿勢が正しくない可能性があります。結果は参考値としてご使用ください(☞ P.6)。 ・手のひらが乾燥している可能性があります。水などで濡らしてから再度測定してください。
印刷する	自動的に印刷されない	・設定を確認してください。(☞ P.11 設定2~4)
	●  ボタンを押しても印刷されない エラーが表示される	・プリンターと本機は接続されていますか？ ・プリンターが印刷できる状態になっていますか？ ●  ボタンを押し、プリンターの設定を確認してから再度印刷してください。 ・プリンターを使用しないのに、自動印刷する設定になっています(☞ P.11 設定2、3)。
	印刷位置がずれる	・印刷位置を調節してください。(☞ P.26)

必要なとき

## エラーコードと対処方法一覧

エラーコード Error	原因	対処方法
01	コントローラーと測定台の通信エラー	コネクターが外れていないかご確認ください。 症状が改善しない場合は、お買い求めの販売店、または弊社までお問い合わせください。
02 04 45 46 48	内部基板の異常	点検・修理が必要となります。 お買い求めの販売店、または弊社までお問い合わせください。
11	SDメモリーカードが書き込み禁止になっている	SDメモリーカードのロックを解除するか、別のSDメモリーカードに交換してください。
12	SDメモリーカードの空き容量が少ない	SDメモリーカードの不要なファイルを削除するか、別のSDメモリーカードに交換してください。
13	SDメモリーカードの読み取りエラー	別のSDメモリーカードに交換してください。 症状が改善しない場合は、お買い求めの販売店、または弊社までお問い合わせください。
20	プリンターが接続されていない状態で、印刷を開始した	プリンターを接続してください。 USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。
21	印刷台紙がない	ⒸE を押し、印刷台紙を補給してから ● を押してください。
22	プリンターで紙詰まりが発生した	ⒸE を押し、プリンターの紙詰まりを取り除いてから ● を押してください。
23	プリンターのインクがない	ⒸE を押し、プリンターのインクを交換してから ● を押してください。
09	プリンターエラー（上記20-23以外）プリンターが何らかの動作中に ● を押して印刷しようとした	ⒸE を押し、プリンターが印刷できる状態になっているか確認のうえ、● を押してください。
40	体組成の測定が規定の時間内に終了しなかった	靴や靴下を履いたまま測定していないか確認してください。
67	体組成の測定で測定結果がエラーになった	グリップをしっかりと握っているかを確認してください。 電極への接触状態を確認してください。

必要なとき

# 製品仕様

販売名		エー・アンド・デイ体組成計 AD-6552-MC-780	
医療機器認証番号		第301AFBZX00031A03号	
医療機器の分類		管理医療機器	
一般的名称		体成分分析装置 (JMDN: 36022020)	
インピーダンス測定部	測定方式	マルチ周波数 8 電極BIA法	
	測定周波数	1kHz/5kHz/50kHz/250kHz/500kHz/1000kHz	
	測定電流	90 μA以下	
	電極材質	測定台: ステンレス/グリップ: ABSメッキ	
	測定部位	全身/右腕/左腕/右脚/左脚	
	測定範囲	75.0 – 1500.0Ω (0.1Ω単位)	
体重測定部	計量方式	電気抵抗線式ばかり	
	精度等級	3級	
	ひょう量	270kg (風袋量を含む)	
	目量 (最小表示)	0.1kg	
出力項目	ID <sup>※3</sup>	16桁	
	性別	男性/女性	
	体型	スタンダード/アスリート	
	年齢	6 – 99才 (スタンダード) / 18 – 99才 (アスリート)	
	身長	90.0 – 249.9cm (0.1cm単位)	
	プリセット風袋量 (着衣量)	0.0 – 10.0kg (0.1kg単位) プリセット風袋引き	
	全身	体重	2.0 – 270.0kg (0.1kg単位)
		体脂肪率	3.0 – 75.0% (0.1%単位)
		脂肪量	0.1kg単位
		除脂肪量 <sup>※1</sup>	0.1kg単位
		筋肉量	0.1kg単位
		体水分量	0.1kg単位
		細胞外液量 <sup>※2</sup>	0.1kg単位
		細胞内液量 <sup>※1※2</sup>	0.1kg単位
		細胞外液率 <sup>※2</sup>	0.1%単位
		タンパク質量 <sup>※1</sup>	0.1kg単位
		推定骨量 <sup>※1</sup>	0.1kg単位
		BMI <sup>※2</sup>	0.1単位
		基礎代謝量 <sup>※2</sup>	1 – 9999kcal/日 (1kcal/日単位)
		MM/H <sup>2</sup>	筋肉量 (kg) / 身長 (m) <sup>2</sup> (0.01単位)
	MM/BW	筋肉量 (kg) / 体重 (kg) (0.01単位)	
	体型判定 <sup>※1※2</sup>	45段階	
	部位	四肢骨格筋量	右腕・左腕・右脚・左脚筋肉量の合計値 (0.1kg単位)
		筋肉量	0.1kg単位
		筋肉量評価 <sup>※2</sup>	-4 – +4
		脂肪率	1.0% – 75.0% (0.1%単位)
		脂肪量 <sup>※1</sup>	0.1kg単位
脂肪率評価 <sup>※2</sup>		-4 – +4	
SMI		四肢骨格筋量 (kg) / 身長 (m) <sup>2</sup> (0.01単位)	
ASM/BW	四肢骨格筋量 (kg) / 体重 (kg) (0.01単位)		
ポディバランス	筋肉量左右バランスチェック <sup>※1※2</sup>		
入力項目	プリセット風袋量 (着衣量)	0.0 – 10.0kg (0.1kg単位)	
	ID <sup>※3</sup>	16桁	
	性別	男性/女性	
	体型 <sup>※3</sup>	スタンダード/アスリート	
	年齢	6 – 99才 (スタンダード) / 18 – 99才 (アスリート)	
	身長	90.0 – 249.9cm (0.1cm単位)	
表示部	セグメントLCD×2		
外部インターフェイス	RS-232Cポート (D-sub9ピン)、USBポート (タイプB)、 USBポート (タイプA: プリンターと接続)、SDメモリーカードスロット		
電源	100V AC (50/60Hz)		
定格電圧	12V DC		
定格消費電力	30VA以下		
使用条件	温度	5 – 35℃	
	相対湿度	30 – 80% (結露なきこと)	
	気圧	86 – 106kPa	
保管条件	温度	-10 – 50℃	
	相対湿度	10 – 90% (結露なきこと)	
	気圧	70 – 106kPa	
質量	15.5kg		

※1 この項目は印刷、出力のみです。

※2 17才以下の設定で測定した場合、この項目は表示、印字、出力されません。

※3 設定によっては入力がない場合があります。

※デザインおよび仕様は予告なく変更する場合があります。

※SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカード (32GBまで) 互換対応。

SDXCメモリーカードはご利用できません。

※SD、SDHCおよびSDXCはSDアソシエーションの商標です。SDロゴは、SD-3C, LLC. の登録商標です。

# 重力補正について

## お願い

本機は地球の重力差を補正し使用地域にあわせて正しい測定結果が得られるように調整されています。本機に貼ってある「重力加速度シール」の番号で示される地域以外ではご使用にならないでください。（正確にはかるために、重力加速度の記載は計量法に定められています）  
引っ越しなどにより、使用できる地域以外に移動する場合は、お買い求め先にご連絡ください。

使用地域番号	使用できる地域	重力加速度(m/s <sup>2</sup> )
(1)	釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷総合振興局管内、留萌振興局管内、オホーツク総合振興局管内、根室振興局管内、釧路総合振興局管内	9.804 – 9.807
(2)	札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、恵庭市、石狩市、北広島市、石狩振興局管内、後志総合振興局管内、上川総合振興局管内、空知総合振興局管内	9.804 – 9.806
(3)	函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、北斗市、渡島総合振興局管内、檜山振興局管内、胆振総合振興局管内、日高振興局管内、十勝総合振興局管内	9.803 – 9.806
(4)	青森県	9.802 – 9.804
(5)	岩手県、秋田県	9.800 – 9.804
(6)	宮城県、山形県	9.799 – 9.802
(7)	福島県、茨城県、新潟県	9.798 – 9.801
(8)	栃木県、富山県、石川県	9.797 – 9.800
(9)	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く）、福井県、京都府、鳥取県、島根県	9.796 – 9.799
(10)	神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県	9.795 – 9.798
(11)	東京都（八丈支庁管内に限る）、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県	9.794 – 9.797
(12)	熊本県、宮崎県	9.794 – 9.796
(13)	鹿児島県（奄美市、大島郡を除く）	9.794 – 9.797
(14)	東京都（小笠原支庁管内に限る）	9.794 – 9.795
(15)	鹿児島県（奄美市、大島郡に限る）	9.791 – 9.794
(16)	沖縄県	9.789 – 9.792

# アフターサービス・保証

本製品、付属品およびオプション品は日本国内での使用を目的とし、保証は日本国内のみ有効といたします。

## 保証期間

取扱説明書、ラベルの注意事項に従った正常な使用状態で、保証期間は下記のとおりです。

本体                    ご購入より12ヶ月

## 保証規定

- 正常な使用状態において、納入日より1年間、無償にて修理いたします。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、買い求め頂いた販売店または当社営業所にご連絡ください。修理のご依頼の上、裏表紙の保証書のご提示をお願いいたします。
- 次の場合には有効期間中でも有償修理といたします。
  - 当社、または当社が指定した業者以外による保守、および修理に基づく故障・損傷。
  - この取扱説明書に記載されている安全上の注意や操作方法を守らなかった結果による故障・損傷。
  - この取扱説明書に記載されている電源、設置、保管環境など製品の使用条件を逸脱した周囲条件による故障・損傷。
  - 適切な保守点検を怠っての使用による故障・損傷。
  - 本体以外の付属品、消耗品の故障、交換。
  - 当社が納入した製品以外の他社製品が原因で当社製品が受けた故障・損傷。
  - 製品を改造あるいは、不当な修理をされた結果に基づく故障・損傷。
  - 転倒、操作上のミスなど使用者の責任とみなされるもの。
  - 火災、地震、水害、落雷など天災による故障。
  - ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換

## 保証書

通常のご使用において万一、不具合等が発生しました場合、取扱説明書に記載している保証規定によりお買い上げ後1年間は無償修理または交換いたします。

株式会社 **イー・アンド・デイ**

### お客様ご記入欄

☆無償修理のご依頼の際にご提示いただきますようお願いいたします。

販売名                    エー・アンド・デイ体組成計 AD-6552-MC-780

製造番号(S/N)

ご使用者名  
ご担当者名

ご使用施設名

ご住所                    〒                    (                    )  
電話:                    (                    )

販売店名

お買い上げ年月日                    年                    月                    日

※許可なく複写・複製することを禁じます。  
※都合により仕様及び外観等を変更する場合があります。予めご了承ください。

### メディカル機器に関するご質問・ご相談窓口

故障、別売品・消耗品に関してのご質問・ご相談も、この電話で承ります。  
修理のご依頼、別売品・消耗品のお求めは、お買い求め先へご相談ください。

### ME機器相談センター

電話: **0120-707-188** **通話料無料**

受付時間: 9:00~12:00、13:00~17:00、月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させていただくことがありますのでご了承ください。

**AND** 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社                    〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14  
ダイハツ・ニッセイ池袋ビル

TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759

TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052

TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769

TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901

TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058

TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

札幌出張所  
仙台営業所  
名古屋営業所  
大阪営業所  
広島営業所  
福岡営業所