

# 無償貸出キャンペーン実施中！ 測定しやすさを是非実感してください

無償貸出：回転式B型粘度計ViscoQC™ 100-Lを無償で貸し出しします  
貸出し期間（約一週間）

ViscoQC™ 100-L



## 最新のB型粘度計です

### 特長

- 装置の水平の確認は画面によるデジタルレベリング表示です。外れていたら測定前に警告されます。
- スピンドルの脱着はとても簡単でマグネット式なので壊れにくいです。
- セットしたスピンドルは ICチップで自動認識されます。



- ※ 1事業所または1研究所（学校）につき、1回限りとさせていただきます
- ※ ご利用に際して、ご購入を目的とした法人様に限らせていただきます

### 申込書

申込み先 **FAX：03-5391-6129**  
またはメールでもお申し込み頂けます：

ご利用希望日： \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

貴社名（学校名）： \_\_\_\_\_ 部署名： \_\_\_\_\_

お名前： \_\_\_\_\_

ご住所： \_\_\_\_\_

TEL： \_\_\_\_\_ E-Mail： \_\_\_\_\_

## 特長

### ■開梱

- 箱から出してからすぐに使用可能
- 電源を接続すれば直ちに測定可能です。

### 正確な位置チェック

- 起動時、及び測定ごとに水平調整により位置合わせの正確性をチェックします。

### ■メンテナンス

- 修理時のダウンタイムを最小化
- センサを現場で交換可能です。
- 自動ベアリングチェック
- TrueSine機能により手動巻き上げが不要です。

### ■測定

- スピンドルの取付 / 交換が容易で壊れにくい
- 内蔵の磁気継手により片手で簡単に取り付け可能です。

### スピンドルの自動認識

- ツールマスタがスピンドルの選択エラーを防止します。
- スピンドルガードの自動検知
- ガードの取付を認識して記録します。

### 速度の自動検出機能

- 未知のサンプルに適切な測定速度を検出します。

### ■いつでも正確な温度（オプション）

- 温度は粘度計測に大きな影響を与えます。Pt100センサを利用してサンプルの温度を監視（-60～+300°C）することや恒温槽を使用して600mLサンプルビーカーの温度を制御（周囲温度～+100°C）することができます。

## 仕様

### ■寸法/重量

- 寸法：W361×D281×H441mm
- 正味重量：6.2kg

### ■電源

- ACアダプター
- (90～264VAC47～63Hz/DC24V/3A) 付属
- 電力最大 70W

### ■充填量（容積）

- 標準スピンドル  
L1～L4（-L用）、RH2～RH7（-R,-H用）  
500mL（ビーカー600mL）
- 共軸円筒システム（ISO3219準拠/オプション）  
CC12充填量2mL  
CC8充填量6.4 mL  
CC26充填量7mL
- ダブルキャップ円筒測定システム（オプション）  
DG26充填量7mL

### ■粘度範囲

- L：1～6,000,000mPa・s
- R：10～40,000,000mPa・s
- H：60～320,000,000mPa・s

### ■インターフェース仕様

- USB-Aタイプ
- USB-Bタイプ（パソコン用ケーブル付属）
- CAN
- PT100センサ（オプション）

### ■準拠規格

- 化学品薬品及び石油化学製品
- ISO 2555
- ASTM D1084 D1824 D2196 など

### 食品・飲料

- IOCCC2000
- ICA

### 化粧品及び医薬品

- Ph.Eur.2.2.10
- USP912
- ChP0633
- IP2.4.28
- JP2.1.2など

## Discover Precision

**AND** 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL. 03-5391-6128(直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753(代) FAX. 011-251-2759  
仙台営業所 TEL. 022-211-8051(代) FAX. 022-211-8052  
宇都宮営業所 TEL. 028-610-0377(代) FAX. 028-633-2166  
東京北営業所 TEL. 048-592-3111(代) FAX. 048-592-3117  
東京南営業所 TEL. 045-476-5231(代) FAX. 045-476-5232  
静岡営業所 TEL. 054-286-2880(代) FAX. 054-286-2955  
名古屋営業所 TEL. 052-726-8760(代) FAX. 052-726-8769  
大阪営業所 TEL. 06-7668-3900(代) FAX. 06-7668-3901  
広島営業所 TEL. 082-233-0611(代) FAX. 082-233-7058  
福岡営業所 TEL. 092-441-6715(代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-342-043**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00）

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。  
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2024年1月 現在のものです。  
※本カタログは事業者向けです。 \*ViscoQC100-ADJT-00-AD3-241000