

電動ピペット MPAシリーズ 校正サービス



エー・アンド・デイの電動ピペットMPAシリーズ校正サービスは、新品購入時の出荷前校正を行う『**出荷時校正〈新品校正〉**』と、お客様が現在ご使用中のピペット (MPAシリーズのみ) をお預かりし、弊社にて校正を行う『**お預かり校正**』の2つのプランがございます。

出荷時校正〈新品校正〉


校正ポイント/回数	校正料金 (税抜)	品目コード
① ポイント2点 / 5回	¥3,900	ACSSAFAMPSS25T
② ポイント3点 / 10回	¥6,900	ACSSAFAMPSS3AT

お預かり校正

故障の有無を確認し、消耗品・部品修理が必要な場合は修理扱いとなります(裏面参照)

選べる3つのコース

2種類の「校正ポイント/回数」： 2点5回 (③、⑤、⑦) / 3点10回 (④、⑥、⑧)



※1 簡単に分解できる部分をアルコールで拭く作業となります。ロアパーツ分解清掃の際、性能に影響を及ぼす汚損の場合はロアパーツ交換として修理対応となる場合があります。

※2 【分解整備作業内容】・外観検査(清掃含む)・表示欠けの有無確認・ブザー音の異常の有無確認・リーク検査(リークテスターAD-1690による)・性能検査
上記の性能検査にて得られた結果から校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図の発行を行います。

証明書とは、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図の3点セットです。

消耗品の交換、部品修理が必要な場合は、修理扱い【別途見積：技術料¥8,600 + 部品代】となります。(裏面『修理対応』参照)

証明書類作成の為、必ずお客様(使用者)の住所、ご氏名をご記入ください

校正ポイント/回数	校正料金 (税抜)	品目コード
③ ポイント2点 / 5回	¥4,900	ACSSACAMPSP25T
④ ポイント3点 / 10回	¥7,900	ACSSACAMPSP3AT
⑤ ポイント2点 / 5回	¥4,900	ACSSACAMPSS25T
⑥ ポイント3点 / 10回	¥7,900	ACSSACAMPSS3AT
⑦ ポイント2点 / 5回	¥8,600	ACSSACAMPSF25T
⑧ ポイント3点 / 10回	¥14,400	ACSSACAMPSF3AT

ピペット及び申込書の送り先

(株)エー・アンド・デイ FE部 校正受入
〒364-8585
埼玉県北本市朝日1-243
TEL: 048-593-1459

電動ピペット MPAシリーズ 修理サービス



修理料金は下表の体系にてお見積いたします。

(税抜)

修理料金	= 定額技術料	+ 部品費
	¥8,600 (定額技術料)	お見積による

修理後2点5回の修理時校正を行い「校正証明書付検査成績書」及び「トレーサビリティ体系図」を無償で添付いたします。
修理にはACSS IDの登録が必要です。登録がない場合はトレーサビリティ体系図は発行できません。(別料金¥3,000で発行可能)

追加オプション (税抜) : 修理後校正を3点10回に変更 プラス ¥2,900
 受入時校正を追加 (受入時/修理後校正共に2点5回) プラス ¥4,900
 受入時校正/修理後校正共に 3点10回に変更 プラス ¥7,900

		受入時校正	修理後校正	追加料金(税抜)
標準		—	2点5回	—
追加オプション	修理後を3点10回	—	3点10回	¥2,900
	受入時校正追加	2点5回	2点5回	¥4,900
	受入/修理後共に3点10回	3点10回	3点10回	¥7,900

万が一校正のご依頼時に修理の必要性が生じた場合は、
上記の体系にてお見積をさせていただきます。

