

医療機器メーカーの吸入器

ホットシャワー5

のどの加湿器

風邪・花粉の季節の新習慣



生理食塩水が使ってむせずにスムーズな吸入が可能に。
A&D独自のテクノロジーです。

水道水・生理食塩水専用 ※薬液はご使用になれません。



超音波温熱吸入器 UN-135

標準価格(税抜) ¥20,000 医療機器認証番号225AHBZX00022000

温めて潤わせる 「吸入療法」で、 のどの働きを活発に!



のど・鼻の「**纖毛**」の働きを促進して、
付着したウイルス、細菌、花粉などを排出。

のどや鼻の奥には「**纖毛**」という毛があり、ウイルスなどの異物をキャッチすると、体外へと排出する役割があります。しかし**纖毛**は寒さや乾燥で動きが鈍くなってしまう。「吸入療法」は、のどや鼻を乾燥から守り温めることで、**纖毛**の働きを活発にします。




風邪や乾燥で、
のどや鼻が
不快な方

タバコの
吸いすぎ
の方

声の出し
すぎで、
のどがいが
らっぽい方

吸入療法は
こんな方に
おすすめ!

薬を飲まずに
症状を
抑えたい方
(妊婦、子供、お年寄り)



花粉
アレルギーで、
鼻がムズムズ
する方

温めながら潤わせることで、のどや鼻の不快感が改善します。

約43°C・5マイクロメートルの 最適なミストで、鼻の奥から、 のどの奥からスッキリ!

ミストは小さい粒ほど奥まで届きます。ホットシャワー5は約5マイクロメートルというとても細かい霧を噴霧。ミストを沈着させたいのどや鼻の奥に届く最適な大ききさで、気持ちよく潤わせます。



吸入粒子径による到達部位
出典：馬場 駿吉ら「エアロゾル吸入療法」1989

ピンポイントで 潤いが奥まで届く、 新形状ノズル

患部のまわりが濡れにくく
ピンポイントで吸入。



ミストがうず状に
噴霧され、患部に
効率よく届きます。



口用ノズル



鼻用ノズル

角度切換え

角度が調節できて、
大人も子供も使い
やすい。



生理食塩水の
作り方はカンタン。
適量の水に
付属の計量スプーン
スリキリ1杯の食塩を
入れるだけ。



生理食塩水が 使えて、むせずに スムーズ吸入

水道水ではむせてしまう方でも、
体液と同じ濃度の生理食塩水
ならスムーズに吸入ができます。
A&Dの独自のテクノロジーです。



温かくて
気持ちいい!

家族みんなで使えます。



医療機器メーカーだからこの こだわりを隅々にまで。

超音波温熱式だから、ミストが違う!

ホットシャワー5が生理食塩水を使えるのは、
超音波振動によって水を霧化しているから。
水を加熱して蒸気を発生させるスチーム式
とは異なり、他にも様々な特長があります。

クイックスタート15秒

スイッチを入れたら即スタート

動作音が静か

テレビを見ながらの使用もOK

安全、やけどの心配なし

傾けてもお湯は出ずに水が出ます

抜群の省エネ設計

1年間毎日1回5分使っても約70円

使い方は簡単

2か所に水を入れて、
スイッチを押すだけ!

(生理食塩水の場合は、
食塩1さじを入れます)



UN-135-P ピンク
JAN コード
4981046311380

UN-135-B ブルー
JAN コード
4981046311359



動作中を
光ってお知らせ

霧化の開始、終了
霧化タンク内の水量不足を
ブザー音でお知らせ

軽量ボディ
運びやすい
ハンドル付き



やさしく温め潤すことで

スツキリ!
さわやか!



別売品



吸入液カップ

AXP-UN13X202
標準価格¥600(税抜き)
4981046000598



吸入マスク

AXP-UN13X209
標準価格¥600(税抜き)
4981046000680



口ノズル

AXP-UN13X215
標準価格¥400(税抜き)
4981046000741



鼻ノズル

AXP-UN13X214
標準価格¥400(税抜き)
4981046000734

※ホットシャワー5の部品の多くは個別に販売しています。
損傷、紛失などがありましたら、弊社お客様相談センターまでお問い合わせください。

東京都豊島区東池袋3-23-14 TEL.03-5391-2566(代)
札幌011-251-2753 仙台022-211-8051 名古屋052-726-8761
大阪06-7668-3907 広島082-233-0611 福岡092-441-6715

<http://www.aandd.co.jp>

管理医療機器 製造販売業者：株式会社エー・アンド・デイ
〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243

エー・アンド・デイは医療・測定機器の総合メーカーです。
病院向けの医療機器等も多機種製造しています。

仕様

電源：AC100V 50/60Hz

消費電力：90W

霧化量：[強]約1.8mL/分 [普通]約1.2mL/分

霧化粒径：約5マイクロメートル

タイマー：1回約5分間

外形寸法：幅111×奥行188×高286mm

本体質量：約1100g

付属品：吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、ロノズル、鼻ノズル、
霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド

* 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。

吸入器に関するお問い合わせは (株)エー・アンド・デイ お客様相談センター

無料通話 **0120-514-016**

受付時間：月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

安全に関するご注意

- 喘息など呼吸器に疾患のある方、治療中の方は必ず医師に相談の上、ご使用ください。
- 薬剤を用いての吸入療法に使用しないでください。

UN-135-P ピンク



UN-135-B ブルー



お買い上げは信用ある当店へ