


# MPA 用ピペットハンガー取扱説明書 (AX-HA-STD)

## 1. 使用方法

電動ピペット MPA シリーズを保管するためのハンガーです。  
壁、机、棚などピペットを保持したい所に両面テープでハンガーを固定して使用します。

⚠注意 :両面テープは汚れのない平らな面に貼ってください。



## 2. 構成部品

構成部品	数量
ピペットハンガー本体	1
両面テープ	2
取扱説明書	1(本書)

1WMPD4003115A

**AND** 株式会社 **エー・アンド・デイ**  
本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-2-3-1 4  
TEL: 03-5391-6126 FAX: 03-5391-6129