

天びん用【ホームページからダウンロード可能】

用途		天びん用			天びん用 (FRD機能用)	天びん用 (複数台用)	分離型天びん AD4212C専用
A&D WinCT	ソフト名1	WinCT			WinCT-FRD	WinCT-Plus	WinCT-AD4212C
	ソフト名2	RsCom	RsKey	RsWeight		RsMulti	
	バージョン	5.40	5.40	5.40		3.00	
確認済み バージョン	Win10 1511	○	○	○	未	○	○
	Win10 1703	○	○	○	○	○	○
	Win10 1709	○	○	○	○	○	○
	Win10 1803	○	○	○	○	○	○

水分計用【MX-50・MS-70に付属 / ソフト単体としても販売】

用途		水分計			
A&D WinCT	ソフト名1	WinCT-Moisture			
	ソフト名2	RsFig	RsTemp	RsCom	RsKey
	バージョン	2.41M	2.31M	2.50M	2.50M
確認済み バージョン	Win10 1511	○	○	○	× ※1
	Win10 1703	○	○	○	× ※1
	Win10 1709	○	○	○	× ※1
	Win10 1803	○	○	○	× ※1

※1 RsKeyは、Windows XPまで対応です。Windows Vista以降をお使いの場合は、無償ソフトの天びん用 WinCTのRsKeyをご使用下さい

粘度計用【SV・SV-Aシリーズに付属 / SV-H用にソフト+ケーブルセットとしても販売】

用途		粘度計		
A&D WinCT	ソフト名1	WinCT-Viscosity		
	ソフト名2	RsVisco	RsCom	RsKey
	バージョン	1.13V	2.50V	2.50V
確認済み バージョン	Win10 1511	○	○	× ※1
	Win10 1703	○	○	× ※1
	Win10 1709	○	○	× ※1
	Win10 1803	○	○	× ※1

※1 RsKeyは、Windows XPまで対応です。Windows Vista以降をお使いの場合は、無償ソフトの天びん用 WinCTのRsKeyをご使用下さい

ピペット用【ピペット容量テスター ※ソフト単体としては販売していません】

用途		ピペット容量テスター
A&D WinCT	ソフト名	WinCT-Pipette
	バージョン	1.25
確認済み バージョン	Win10 1511	○
	Win10 1703	○
	Win10 1709	○
	Win10 1803	○