

EJ

パーソナル電子天びん Series

見やすい バックライト付大型液晶

バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい文字高16mmの大型表示



バックライトON

バックライトOFF

※ バックライトは設定により、常時オフ、常時オン、オートオフ(5、10、30、60秒)に選択可能

つなげる USBインタフェース 標準装備

クイックUSBを標準装備(裏面参照)
ソフトのインストール不要で、パソコンなどへの接続が簡単 ※ RS-232Cは別売

持ち運び 乾電池で使用可能 専用キャリングケース(別売)

付属のACアダプタの他に乾電池(別売:単3×4本)でも使用可能

- 積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
- プラスチック風防(別売)
- ステンレス製 計量皿(SUS304)
- g・個数・%モード
- ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- コンパレータ表示・・・「HI」「OK」「LO」



EJ-1500



EJ-120



USB標準装備 パソコンと簡単接続 乾電池駆動 使用場所を選びません。



USBでパソコンと簡単接続



積み重ねて収納可能 (4体まで)



プラスチック風防 EJ-11JA (別売品)

EJseries仕様

| モデル | EJ-120 | EJ-200 | EJ-300 | EJ-410 | EJ-610 | EJ-1500 | EJ-2000 | EJ-3000 | EJ-4100 | EJ-6100 | |
|------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------|
| ひょう量 | 120g | 210g | 310g | 410g | 610g | 1500g | 2100g | 3100g | 4100g | 6100g | |
| 最小表示 | 0.01g | | | | | 0.1g | | | | | |
| 再現性(標準偏差) | 0.01g | | | | | 0.1g | | | | | |
| 直線性 | ±0.01g | | ±0.02g | | | ±0.1g | | ±0.2g | | ±0.3g | |
| 感度ドリフト | ±20ppm/°C (10~30°C) | | | | | | | | | | |
| 個数モード | 最大計測数 | 12000個 | 21000個 | 31000個 | 41000個 | 61000個 | 15000個 | 21000個 | 31000個 | 41000個 | 61000個 |
| | 計数可能最小単位質量 | 0.01g | | | | | 0.1g | | | | |
| | サンプル数 | 5、10、25、50または100個 | | | | | | | | | |
| パーセントモード | 100%登録最小質量 | 1g | | | | | 10g | | | | |
| | パーセント最小表示 | 0.1% | | | | | | | | | |
| 表示 | 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) | | | | | | | | | | |
| 表示書換時間 | 10回/秒 | | | | | | | | | | |
| 動作温湿度範囲 | -10°C~40°C、85% R.H.以下(結露しないこと) | | | | | | | | | | |
| 電源 | ACアダプタ(TB162)、または単3形乾電池4個 | | | | | | | | | | |
| 電池動作時間 | 約70時間(バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時) | | | | | | | | | | |
| 計量皿寸法 | φ110mm | | | | | 127(W)×140(D)mm | | | | | |
| 質量(約) | 870g | | 890g | | | 990g | | 1090g | | | |
| 標準価格(税込価格) | ¥41,800(¥43,890) | | ¥49,800(¥52,290) | | | ¥39,800(¥41,790) | | ¥49,800(¥52,290) | | | |
| JANコード | 4981046604871 | 4981046604888 | 4981046604895 | 4981046604901 | 4981046604918 | 4981046604925 | 4981046604932 | 4981046604949 | 4981046604956 | 4981046604963 | |

計量皿の材質=SUS304

別売品

| | | |
|-----------------|---|----------------------|
| EJ-03JA* | RS-232C | ¥8,000(税込価格¥8,400) |
| EJ-07JA | 床下計量金具(EJ-3000,4100,6100用) | ¥4,000(税込価格¥4,200) |
| EJ-08JA | 床下計量金具(EJ-1500,2000用) | ¥3,000(税込価格¥3,150) |
| EJ-11JA | 風防 | ¥5,000(税込価格¥5,250) |
| EJ-12JA | キャリングケース | ¥8,000(税込価格¥8,400) |
| AD-1688* | 計量データロガー | ¥18,000(税込価格¥18,900) |
| AD-8526* | イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付) | ¥45,000(税込価格¥47,250) |
| AD-8920A* | 外部表示器 | ¥12,000(税込価格¥12,600) |
| AX-CARATPAN-WJA | 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mℓ、材質アルミ) 2個セット(銀色) | ¥3,000(税込価格¥3,150) |
| AX-CARATPAN-BJA | 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mℓ、材質アルミ) 2個セット(黒色) | ¥3,000(税込価格¥3,150) |
| AX-TB162 | ACアダプタ(付属品) | ¥4,500(税込価格¥4,725) |


*標準のUSBインタフェースと、EJ-03JAは同時に使用できません。

※AD-1688、AD-8526、AD-8920Aを利用する場合は、EJ-03JA(RS-232C)が必要です。

EJ-12JA



外形寸法(mm)



計量皿寸法(mm)

| モデル | A | B |
|-----------------------------|------|-----|
| EJ-120/200/300/410/610 | φ110 | |
| EJ-1500/2000/3000/4100/6100 | 127 | 140 |

● クイックUSBとは、天びん・はかりの計量データを直接パソコン(USBポート)へ送信可能な機能です。(市販のUSBケーブルは別途必要となります。)通信の設定や、ドライバーのインストール、データ取り込み用のソフトウェアは不要で、簡単にデータをExcelやWordなどに入力できます。

※ 双方向通信や統計演算出力、GLP・GMP出力の取込には、別売のEJ-03:RS-232Cインタフェースと、USBコンバータ・ケーブルセット(AX-USB-9P)が必要*です。また、弊社ホームページよりダウンロードしていただける専用ソフトWinCTをご使用の場合もEJ-03:RS-232Cインタフェースが必要となります。

*1 パソコン側のインタフェースがRS-232Cの場合、AX-USB-9Pは不要。代わりに、RS-232Cケーブル(AX-KO2466-200)が必要となります。

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6126(代) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■ 東京営業課 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■ 静岡出張所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■ 名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683
■ 大阪営業所 TEL.06-4805-1200(代) FAX.06-4805-1201
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

安全上のご注意

●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

Windows, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Excel, Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。 ※ 外観及び仕様は、お断りなく変更することがあります。

●本カタログの内容は 2010年7月 現在のものです。

*EJ-ADJC-02-PR2-10705