

EK-HR

目量 0.01g

パーソナル電子天びん



- 測定方式：電気抵抗線式
- M級特定計量器
- 目量の種類：複目量
- 弊社で検定を取得して出荷いたします。
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.63 区分表1)

モデル	EK-320HR	
ひょう量	20g	300g
目量	0.01g	0.1g
補助表示	0.001g	0.01g
使用範囲	0.2g~20g	2g~300g
計量皿寸法	φ110mm	
標準価格(税込価格)	¥59,800(¥62,790)	
JANコード	4981046627504	

計量皿の材質=SUS304