

ET-WR

目量 0.01g

調剤用電子天びん



- 測定方式：電磁平衡式
- H級特定計量器
- 目量の種類：単目量
- 弊社で検定を取得して出荷いたします。
- 自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なく使用できます。

モデル	ET-300WR	ET-600WR
ひょう量	310g	610g
目量	0.01g	
補助表示	0.001g	0.002g
使用範囲	0.2g~310g	0.2g~610g
計量皿寸法	φ116mm	
標準価格(税込価格)	¥120,000(¥126,000)	
JANコード	4981046626118	4981046626217

計量皿の材質=SUS316