

ハイスピード開閉のオートドアで計量作業の効率アップ

HA-200A

最小表示 *0.1mg*

- 校正用内蔵分銅によるオート・セルフ・キャリブレーション機能で、ゼロ点、温度ドリフト、非直線性を完全自動校正。
- g、mg、個数、%の4つの表示が切り換え可能。
- 自由な位置でアクセス可能な表示パネル分離機能。
- 使用量が一目で識別できるバーグラフ表示機能。
- コンパレータ表示機能(出力は別売品)。
- RS-232C(別売品)により双方向通信が可能で、プリンタとも接続が可能。
- アナログ電圧出力(別売品)を装着可能。

モデル	HA-200A
ひょう量	210g
最小表示	0.1mg
計量皿寸法	φ90mm
標準価格(税込価格)	¥378,000(¥396,900)

計量皿の材質=SUS316

別売品

HA-03*	RS-232C/カレントループ	¥30,000 (税込価格 ¥31,500)
HA-04*	RS-232C/カレントループ、 外部入力、コンパレータ出力	¥40,000 (税込価格 ¥42,000)
HA-06*	アナログ電圧/カレントループ出力	¥80,000 (税込価格 ¥84,000)
HA-07	表示部延長ケーブル (約3m、出荷時のみ取付け可)	¥10,000 (税込価格 ¥10,500)
AD-1651	パイプロスプーン	¥25,000 (税込価格 ¥26,250)
AD-1653	比重測定キット	¥50,000 (税込価格 ¥52,500)



AD-1682	充電式バッテリーユニット	¥40,000 (税込価格 ¥42,000)
AD-1683	除電器(イオナイザー)	¥54,000 (税込価格 ¥56,700)
AD-8121B	コンパクト・プリンタ	¥65,000 (税込価格 ¥68,250)
AD-8118B	ジャーナル・プリンタ	¥118,000 (税込価格 ¥123,900)
AD-8920	外部表示器	¥25,000 (税込価格 ¥26,250)
AX-SW128	フットスイッチ	¥5,500 (税込価格 ¥5,775)

* 印の別売品は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。