

高精度 コンパクトスケール

HT シリーズ



カラー・バー〈レッド・グリーン・オレンジ〉… クラス分け、用途区別など使い方がいろいろ

最小表示 **0.1g**

HT-300 (310g×0.1g)

¥12,000 (税込価格¥12,600)

HT-500 (510g×0.1g)

¥14,000 (税込価格¥14,700)

最小表示 **1g**

HT-3000 (3100g×1g)

¥12,000 (税込価格¥12,600)

HT-5000 (5100g×1g)

¥14,000 (税込価格¥14,700)



理化学 / 実験



調理 / 厨房



産業



農業

高精度 コンパクトスケール HT シリーズ

カラーバー

はかりの使い分けに便利

例：食品…衛生管理の為に
学校…クラスでの使い分けに

大型LCD表示

文字高13.5mmの大型表示

省電力設計

連続約450時間使用可能(アルカリ電池使用時)

風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

ホールド機能

計量した値の表示をホールドできます

オートパワーオフ機能

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF
(機能の使用は選択可能)

収納ケース

ネームプレート
クラス、用途の別など書込めます



ペン立て

お得な バリュースタック

- ステンレス皿
- ACアダプタ
- 収納ケース
- 乾電池(モニター用)



HTシリーズ仕様

| モデル | HTシリーズ仕様 | | | | バリュースタック | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | HT-300 | HT-500 | HT-3000 | HT-5000 | HT-300-JAC | HT-500-JAC | HT-3000-JAC | HT-5000-JAC |
| ひょう量 | 310g | 510g | 3100g | 5100g | 310g | 510g | 3100g | 5100g |
| 最小表示 | 0.1g | | 1g | | 0.1g | | 1g | |
| 再現性(標準偏差) | 0.1g | | 1g | | 0.1g | | 1g | |
| 直線性 | ±0.2g | | ±2g | | ±0.2g | | ±2g | |
| スパンドリフト | ±0.015%/°C (5~35°C) | | | | | | | |
| 表示 | 7セグメントLCD (文字高13.5mm) | | | | | | | |
| 表示書換時間 | 10回/秒 | | | | | | | |
| 動作温度範囲 | -10°C~40°C、85% R.H.以下 (結露しないこと) | | | | | | | |
| 電源 | ACアダプタ(別売)または単3型乾電池×4(別売)使用 | | | | ACアダプタまたは単3型乾電池×4(別売)使用 | | | |
| 電池動作時間 | 約450時間(20°C、アルカリ乾電池使用時) | | | | | | | |
| 計量皿寸法 | 計量皿 132(W)×130(D)mm / ステンレス皿 135(W)×133(D)mm | | | | | | | |
| 本体寸法/質量 | 136(W)×195(D)×47(H)mm / 約550g(電池含む) | | | | | | | |
| 標準付属品 | 収納ケース、カラーバー(3色)、ネームプレート、乾電池(モニター用)、取扱説明書 | | | | 収納ケース、カラーバー(3色)、ネームプレート、ステンレス皿、ACアダプタ、乾電池(モニター用)、取扱説明書 | | | |
| 標準価格(税込価格) | ¥12,000(¥12,600) | ¥14,000(¥14,700) | ¥12,000(¥12,600) | ¥14,000(¥14,700) | 予定価格¥14,000(¥14,700) | 予定価格¥16,000(¥16,800) | 予定価格¥14,000(¥14,700) | 予定価格¥16,000(¥16,800) |
| JANコード | 4981046603911 | 4981046603935 | 4981046603928 | 4981046603942 | 4981046603959 | 4981046603973 | 4981046603966 | 4981046603980 |

別売品

ステンレス皿(SUS304)



HT-10JA ¥2,000(税込価格¥2,100)

ACアダプタ

AX-TB196 ¥3,000(税込価格¥3,150)

本体寸法図 (mm)

収納ケース 240(W)×190(D)×65(H)
バリュースタック 270(W)×180(D)×76(H)



AND 株式会社 エーアンドディ

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6126(代) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■ 東京営業課 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■ 静岡出張所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■ 名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683
■ 大阪営業所 TEL.06-4805-1200(代) FAX.06-4805-1201
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

⚠ 安全上のご注意 ●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

Windows, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Excel, Wordは、米国およびその他の国における
米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。 ※ 外観及び仕様は、お断りなく変更することがあります。

●本カタログの内容は 2010年7月 現在のものです。
※HT-ADJC-02-PR2-10705