

質量比較器 マスコンパレータ

MC-1000/6100



MC-10K/30K



OIML F1級以下の標準分銅の管理、実用基準分銅の器差調整に

	対応分銅	1g	2g	5g	10g	20g	50g	100g	200g	500g	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg
MC-1000	F1														
	F2														
	M1														
	M2														
MC-6100	F1														
	F2														
	M1														
	M2														
MC-10K	F1														
	F2														
	M1														
	M2														
MC-30K	F1														
	F2														
	M1														
	M2														

■ 校正用分銅内蔵

■ 別売品 重心調整皿と外部コントローラAD-8922A

重心調整皿・・・偏置誤差をキャンセルし、より高い精度での比較計量が可能になります。

外部コントローラAD-8922A・・・計量器に直接触れず操作できます。



重心調整皿



AD-8922A

モデル	MC-1000	MC-6100	MC-10K	MC-30K
ひょう量	1100g	6100g	10.1kg	31kg
最小表示	0.0001g	0.001g	0.001g	0.01g
繰返し性※ (標準偏差)	0.0004g(500g時)	0.0015g(2kg時)	0.004g(5kg時)	0.015g(20kg時)
	0.0005g(1kg時)	0.004g(5kg時)	0.005g(10kg時)	
重心調整皿寸法	φ150mm		φ260mm	
標準付属品	ACアダプタ(TB248)、取扱説明書、ガラス風防(MC-1000/6100)または簡易風防(MC-10K/30K)、WinCT(CD-ROM)			

※ 良好環境下にて、重心調整皿使用時



安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。