

エーアンド・デイ
ホームヘルスケア製品ガイド



上腕式血圧計

管理医療機器

毎日測定する方に
通院されている方に
腕の細い方、太い方に

IHB **スピード測定** **大型液晶**



快測・血圧計 UA-787

医療機器認証番号 219AHBZX00018000
標準価格 ¥13,500 (税込価格¥14,175)

見やすい大型表示・快適なハイスピード測定

- 脈のゆらぎをチェックするIHB検知付
 - 時計表示、時刻をお知らせするアラーム付
 - 細腕の方も測れる、腕に巻きやすいワンタッチ腕帯 (適応腕周 17~32cm)
 - 別売の太腕用腕帯 (適応腕周 32~45cm) が使えます
- ※ ACアダプタ(TB-221)付

別売 腕帯(太腕用):UA-CUFBLABL 標準価格¥3,000(税込価格¥3,150)

毎日測定する方に
通院されている方に
腕の細い方、太い方に

IHB **スピード測定** **大型液晶**



快測・血圧計 UA-786

医療機器認証番号 219AHBZX00018000
標準価格 ¥12,000 (税込価格¥12,600)

見やすい大型表示・快適なハイスピード測定

- 脈のゆらぎをチェックするIHB検知付
 - 細腕の方も測れる、腕に巻きやすいワンタッチ腕帯 (適応腕周 17~32cm)
 - 別売の太腕用腕帯 (適応腕周 32~45cm) が使えます
- 別売 ACアダプタ :TB-221 標準価格¥2,000(税込価格¥2,100)
腕帯(太腕用):UA-CUFBLABL 標準価格¥3,000(税込価格¥3,150)

朝・夜 測定する方に
お二人で測定する方に

2x30メモリ **光るスイッチ** **血圧レベル**



ツイン・メモリ 血圧計 UA-774

医療機器認証番号 219AHBZX00016000
オープン価格

朝・夜の時間帯別に測定データをメモリ

- 血圧値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
 - 二つのスイッチで測定値を別々に30回分まで記憶、平均値を表示
 - 判別しやすい光るツイン・スイッチ
- ※ ACアダプタ、ハイグレード収納ケース、血圧管理手帳付

はじめてお使いになる方に

IHB **血圧レベル** **血圧トレンド**



ベーシック・血圧計 UA-772

医療機器認証番号 219AHBZX00016000
標準価格 ¥10,000 (税込価格¥10,500)

脈のゆらぎをチェックするIHB検知で正確測定

- 血圧値の分類と変動がひと目でわかる血圧レベル・トレンド表示
- 動作音が気にならない静音設計
- 最新7回分の平均値表示

別売 ACアダプタ:TB-221 標準価格¥2,000(税込価格¥2,100)



シンプル機能をお求めの方に

IHB **血圧レベル**



ベーシック・血圧計 UA-772C

医療機器認証番号 219AHBZX00016000
標準価格 ¥9,000 (税込価格¥9,450)

操作は簡単、シンプルで使いやすい

- 血圧と脈リズムをWチェック IHB検知付
- 血圧値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
- 比較しやすい前回値表示

別売 ACアダプタ:TB-221 標準価格¥2,000(税込価格¥2,100)

はじめてお使いになる方に

血圧レベル **平均値表示**



ベーシック・血圧計 UA-631D

医療機器認証番号 219AHBZX00016000
オープン価格

押しやすい大型スイッチ
シンプルで使いやすい

- 血圧値の分類がひと目でわかる血圧レベル
 - 30データメモリ、平均値表示
 - 測定は簡単、ワンタッチ操作
- ※ 血圧管理手帳付

シンプル機能をお求めの方に

ワンタッチ **加圧値設定**



ベーシック・血圧計 UA-767

医療機器認証番号 219AHBZX00019000
標準価格 ¥11,000 (税込価格¥11,550)

簡単ワンタッチ操作
お求めやすい標準タイプ

- 測定は簡単、ワンタッチ操作
- 腕帯の加圧値設定付
- 血圧値・脈拍数を同時表示

シンプル機能をお求めの方に

ワンタッチ **加圧値設定**



シンプル・血圧計 UA-766

医療機器認証番号 219AHBZX00019A01
オープン価格

簡単ワンタッチのシンプル測定
シンプル表示

- 測定は簡単、ワンタッチ操作
- 腕帯の加圧値設定付
- 血圧値・脈拍数を同時表示

音声で知りたい方に



音声付・血圧計 UA-767V

医療機器認証番号 219AHBZX00019A02
標準価格 ¥16,000 (税込価格¥16,800)

測定値を音声でお知らせ

最高〇〇、最低〇〇、脈拍〇〇、を2回お知らせ

- 音量のボリューム調整付
- 本人だけが聞けるイヤホン付
- 測定は簡単、ワンプッシュ操作

別売 ACアダプタ:TB-180 標準価格¥2,500 (税込価格¥2,625)

パソコンで管理したい方に
通院されている方に



通信機能付・血圧計 UA-767PC

医療機器認証番号 219AHBZX00016000
標準価格 ¥15,000 (税込価格¥15,750)

家庭での血圧を自己測定

メモリーデータをパソコンで管理

- 126回分まで測定データをメモリ
- 時計・カレンダー機能付
- 1日6時刻をアラーム設定
- 別売の解析ソフト、プリンター・プリンターでデータ解析と日時設定

別売 解析ソフト :UA767P-15 標準価格¥3,800 (税込価格¥3,990)
プリンター・プリンター:TM2481 標準価格¥100,000 (税込価格¥105,000)

外出先で測りたい方に



手動加圧・血圧計 UA-704

医療機器認証番号 219AHBZX00017000
標準価格 ¥6,000 (税込価格¥6,300)

超小型で携帯に便利!

上腕式で手のひらサイズ

- 血圧計本体72g 上腕式で超軽量
- 単3形乾電池1本で約2,000回測定
- 血圧管理手帳付

別売 ゴム球:UA-BULBASSY-JC 標準価格¥800 (税込価格¥840)



上腕式血圧計 機能比較表

おすすめの方 型式名	毎日測定する方に		お二人で測定する方に	初めてお使いになる方に	シンプル機能をお求めの方に	初めてお使いになる方に
	UA-787	UA-786	UA-774	UA-772	UA-772C	UA-631D
製品外観						
標準価格 (税込価格)	¥13,500 (¥14,175)	¥12,000 (¥12,600)	オープン価格	¥10,000 (¥10,500)	¥9,000 (¥9,450)	オープン価格
ワンプッシュ操作	○	○	○	○	○	○
血圧・脈拍同時表示	○	○	○	○	○	○
血圧レベル表示	—	—	○	○	○	○
IHB検知	○	○	—	○	○	—
スピード測定	○	○	—	—	—	○
平均値表示	—	—	—	○ (最新7回分)	—	—
メモリ数	30	30	2×30	—	前回値	30
その他	時計・アラーム付・大型液晶	大型液晶	光るスイッチ	トレンド表示	—	大型スイッチ
腕帯タイプ	クリップ	クリップ	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト
適応腕周囲長 (cm)	17~32	17~32	22~32	22~32	22~32	22~32
電源	単3形乾電池×4本またはACアダプタ					
電池寿命	200回	200回	200回	300回	300回	300回
本体寸法 (W×D×Hmm)	163×63×111	163×63×111	163×63×111	147×110×64	147×110×64	144×130×55
本体質量	約320g	約320g	約300g	約300g	約300g	約300g
付属品	ACアダプタ、収納ケース	モニター電池、収納ケース	モニター電池、収納ケース ACアダプタ、血圧管理手帳	モニター電池、収納ケース	モニター電池	モニター電池、収納ケース 血圧管理手帳

おすすめの方 型式名	音声で知りたい方に	通院されている方に	シンプル機能をお求めの方に		外出先で測りたい方に
	UA-767V	UA-767PC	UA-767	UA-766	UA-704
製品外観					
標準価格 (税込価格)	¥16,000 (¥16,800)	¥15,000 (¥15,750)	¥11,000 (¥11,550)	オープン価格	¥6,000 (¥6,300)
ワンプッシュ操作	○	○	○	○	○
血圧・脈拍同時表示	○	○	○	○	—
血圧レベル表示	—	—	—	—	—
IHB検知	—	—	—	—	—
スピード測定	—	—	—	—	—
平均値表示	—	—	—	—	—
メモリ数	—	126	—	—	—
その他	音声付	PC接続	加圧値設定スイッチ		最小・最軽量
腕帯タイプ	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト
適応腕周囲長 (cm)	22~32	22~32	22~32	22~32	22~32
電源	単3形乾電池×4本、またはACアダプタ		単3形乾電池×4本		単3形乾電池×1本
電池寿命	200回	200回	200回	200回	2000回
本体寸法 (W×D×Hmm)	164×111×64	164×111×64	164×111×64	164×111×64	100×51×31
本体質量	約340g	約340g	約320g	約320g	約72g
付属品	モニター電池 イヤホン、収納ケース	モニター電池、収納ケース	モニター電池	モニター電池	モニター電池、収納袋 血圧管理手帳

手首式血圧計

管理医療機器



朝・夜 測定する方に
お二人で測定する方に

2×30
メモリ
血圧
レベル
光る
スイッチ



ツイン・メモリ 血圧計 UB-512

医療機器認証番号 21700BZY00458000
オープン価格

朝・夜の時間帯別メモリに便利

- 血圧値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
 - 小型・軽量サイズ
 - 光るツインスイッチ
 - 必要以上の締め付けがない上昇測定
- ※ 血圧管理手帳付

毎日測定する方に

30
メモリ
血圧
レベル



スマート・血圧計 UB-511

医療機器認証番号 21700BZY00458000
オープン価格

小型・軽量のスマートボディ押しやすいスイッチ

- 血圧値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
 - 30データメモリ・平均値表示
 - 動作音が気にならない超静音設計
 - 必要以上の締め付けがない上昇測定
- ※ 血圧管理手帳付

見やすい表示を
お求めの方に

30
メモリ
光る
表示



光る表示・血圧計 UB-401

医療機器認証番号 21400BZY00015000
標準価格 ¥14,500 (税込価格 ¥15,225)

暗い所でも表示クッキリ・光るバックライト表示

- 見やすさが違う光るバックライト表示
- ひと目で確認できる血圧値、脈拍数を同時表示
- 30データメモリ

お手軽に測定したい方に

7
メモリ
ワン
プッシュ



ベーシック・血圧計 UB-328

医療機器認証番号 21500BZZ00004A00
標準価格 ¥10,000 (税込価格 ¥10,500)

シンプルで使いやすい
操作は簡単、ワンプッシュ

- 7データまで自動的にメモリ
 - やさしさのある曲面デザイン
 - ひと目で確認ができる血圧値、脈拍数を同時表示
- ※ 血圧管理手帳付

お手軽に測定したい方に

30
メモリ
ワン
プッシュ



ベーシック・血圧計 UB-329

医療機器認証番号 21500BZZ00004A02
オープン価格

シンプルでやさしいフォルム
押しやすいボタンスイッチ

- 操作は簡単ワンプッシュ
 - 30データメモリ・平均値表示
 - ひと目で確認ができる血圧値、脈拍数を同時表示
- ※ 血圧管理手帳付


IHB 脈の乱れをチェックする IHB(不規則脈波)検知

血圧を測定中に脈間隔をチェック。
脈間隔が大きくなった場合や体動があった時に、
IHBサインを点灯してお知らせします。



血圧 レベル 血圧分類が一目でわかる 血圧レベル表示

測定した値がWHO(世界保健機関)の血圧分類で
どの領域にあるかを、6段階分けて液晶上に
バーが点滅、位置表示します。



手首式血圧計 機能比較表

おすすめの方に	朝・夜 測定する方に	毎日測定する方に	見やすさを求めの方に	お手軽に測定したい方に	
型式名	UB-512	UB-511	UB-401	UB-328	UB-329
製品外観					
標準価格 (税込価格)	オープン価格	オープン価格	¥14,500 (¥15,225)	¥10,000 (¥10,500)	オープン価格
ワンプッシュ操作	○	○	○	○	○
血圧・脈拍同時表示	○	○	○	○	○
血圧レベル表示	○	○	—	—	—
平均値表示	○	○	—	—	○
メモリ	2×30	30	30	7	30
光スイッチ	○	—	—	—	—
その他	上昇測定 ファジー加圧		バックライト	—	—
適応手首周 (cm)	13.5~21.5			13.5~19.5	
電源	単4形乾電池×2本				
電池寿命	400回(アルカリ)		300回	300回	300回
本体寸法 (W×D×Hmm)	62×70×56		74×64×21	73×79×58	73×79×58
本体質量	約83g		約92g	約120g	
付属品	モニター電池、収納ケース、血圧管理手帳		モニター電池、収納バック	モニター電池、収納ケース	モニター電池、収納ケース、血圧管理手帳

体重計

わずかな増減が見える
50g
単位

50gデイリィダイエットは1日2回、朝と夜の体重を計ってグラフにつけるだけ

毎日、体重を計る方に
メタボ対策したい方に

31
メモリ
ターゲット
表示



50g表示体重計 UC-321

標準価格 ¥13,000(税込価格¥13,650)

体と対話ができる50g表示
体重を計りたくなる体重計

- 目標体重と現体重の差を表示する、ターゲット表示
- 肥満、やせの基準BMI表示
- 体重の変動がわかる31メモリと便利な前回数表示

毎日、体重を計る方に
メタボ対策したい方に

小型
A4
ツイン
メモリ



50g表示体重計 UC-322

標準価格 ¥9,000(税込価格¥9,450)

小型A4サイズ
置き場所、持ち運びがラク

- ツインメモリ(2×15)
- 肥満、やせの基準・BMI表示
- 幅 295、奥行 210mm・小型A4サイズ

おしゃれなスタイルを
お求めの方に

100g
表示
強化
ガラス



100g表示体重計 UC-330

標準価格 ¥7,000(税込価格¥7,350)

グラストップで美しい、
リビングに置ける体重計

- 大きな数字でシンプルな表示
- 少しの加重でスイッチオン
- 最小表示 100g 最大表示 180kg

体重計 機能比較表

型式名	UC-321	UC-322	UC-330
標準価格(税込価格)	¥13,000(¥13,650)	¥9,000(¥9,450)	¥7,000(¥7,350)
測定方式	電気抵抗線式		
最大ひょう量	150kg		180kg
最小表示	50g(0~100kgまで)、100g(100kg~150kg)		100g
電源	単3形乾電池×4本		
電池寿命	約2,000回		ボタン電池 CR2032×2個 約15,000回
本体寸法(W×D×Hmm)	320×314×35	295×210×40	350×350×41
本体質量	約2.5kg	約1.7kg	約2.8kg
メモリ数	31	2×15	—
BMI	○	○	—
その他	ターゲット表示、前回数差表示	A4サイズ、小型・軽量	強化ガラス、大型表示
付属品	モニター電池、足コマ、記録シート	モニター電池、足コマ、記録シート	モニター電池

超音波式吸入器

管理医療機器

風邪・花粉症・アレルギーによるのど・鼻に症状のある方に
声を使いすぎた方
タバコを吸いすぎの方

口・鼻
両用

クイック
スタート

生食水
使用可

超音波だから
安全、安心

熱いお湯は使っていないので
やけどの心配はありません。



のど・鼻 同時に吸入できる
マスク型 吸入口

超音波温熱吸入器 口鼻両用

ホットシャワー UN-133A

医療器具承認番号 21600BZY00400000
標準価格 ¥12,000(税込価格¥12,600)

超音波温熱式は A&D だけ
使いやすさ、効き目、安全性が違います。

- 吸入スタートが早い(約15秒)
- 生理食塩水が使えスムーズに吸入(刺激が少なくムセません)
- 吸入中の動作音が静か

別売 吸入マスク : UN-133-01 標準価格¥600(税込価格¥630)
吸入液カップ : UN-133-02 標準価格¥600(税込価格¥630)
送風ファン : UN-133-03 標準価格¥300(税込価格¥315)



給排水がしやすい
セパレート型

本体と水タンク部が
分かれるから給排水や
お手入れが簡単です。



43℃、5ミクロンの
ソフトなミストで
のど鼻の不快感を緩和



商品梱包仕様

商品名	本体価格 (税込価格)	JANコード	寸法 幅×奥行×高(mm)		使用 電池
			個装箱	マスターカートン	
上腕式血圧計					
UA-787	¥13,500 (¥14,175)	4981046 027823	寸法 185×108×217 重量 1,000g 入数 1	寸法 400×620×310 重量 11.9kg 入数 10	単3 4本
UA-786	¥12,000 (¥12,600)	4981046 027816	寸法 128×110×195 重量 770g 入数 1	寸法 280×640×290 重量 8.7kg 入数 10	単3 4本
UA-774	オープン価格	4981046 027762	寸法 100×175×185 重量 1,080g 入数 1	寸法 370×595×275 重量 12.8kg 入数 10	単3 4本
UA-772	¥10,000 (¥10,500)	ブルー 4981046 027724 シルバー 4981046 027717	寸法 128×110×222 重量 730g 入数 1	寸法 275×630×310 重量 9.0kg 入数 10	単3 4本
UA-772C	¥9,000 (¥9,450)	4981046 027748	寸法 162×130×98 重量 600g 入数 1	寸法 520×285×280 重量 8.8kg 入数 10	単3 4本
UA-631D	オープン価格	4981046 026116	寸法 138×90×198 重量 740g 入数 1	寸法 290×470×220 重量 8.0kg 入数 10	単3 4本
UA-767V	¥16,000 (¥16,800)	4981046 027601	寸法 90×130×200 重量 730g 入数 1	寸法 475×280×230 重量 7.9kg 入数 10	単3 4本
UA-767PC	¥15,000 (¥15,750)	4981046 027625	寸法 90×130×200 重量 700g 入数 1	寸法 520×285×280 重量 7.6kg 入数 10	単3 4本
UA-767	¥11,000 (¥11,550)	4981046 027618	寸法 180×134×100 重量 620g 入数 1	寸法 273×515×195 重量 6.5kg 入数 10	単3 4本
UA-766	オープン価格	4981046 027618	寸法 177×133×97 重量 630g 入数 1	寸法 300×500×200 重量 6.8kg 入数 10	単3 4本
UA-704	¥6,000 (¥6,300)	4981046 017107	寸法 128×90×195 重量 400g 入数 1	寸法 275×465×225 重量 4.6kg 入数 10	単3 1本

商品名	本体価格 (税込価格)	JANコード	寸法 幅×奥行×高(mm)		使用 電池
			個装箱	マスターカートン	
手首式血圧計					
UB-512	オープン価格	4981046 025119	寸法 100×100×138 重量 280g 入数 1	寸法 220×520×310 重量 6.4kg 入数 20	単4 2本
UB-511	オープン価格	4981046 025102	寸法 100×100×138 重量 280g 入数 1	寸法 220×520×310 重量 6.4kg 入数 20	単4 2本
UB-401	¥14,500 (¥15,225)	4981046 024105	寸法 103×87×95 重量 220g 入数 1	寸法 469×236×49 重量 5.3kg 入数 20	単4 2本
UB-328	¥10,000 (¥10,500)	ブルー 4981046 023405 シルバー 4981046 023412	寸法 94×104×84 重量 250g 入数 1	寸法 220×490×190 重量 6.8kg 入数 20	単4 2本
UB-329	オープン価格	4981046 023436	寸法 100×100×138 重量 320g 入数 1	寸法 220×520×310 重量 7.1kg 入数 20	単4 2本

体重計

UC-321	¥13,000 (¥13,650)	4981046 143219	寸法 363×63×440 重量 3,020g 入数 1	寸法 380×350×470 重量 15.9kg 入数 5	単3 4本
UC-322	¥9,000 (¥9,450)	4981046 143226	寸法 350×86×287 重量 2,100g 入数 1	寸法 460×365×325 重量 11.3kg 入数 5	単3 4本
UC-330	¥7,000 (¥7,350)	4981046 143011	寸法 375×85×375 重量 3,260g 入数 1	寸法 400×470×410 重量 17.5kg 入数 5	ボタン形 CR2032 2個

超音波式吸入器

UN-133A	¥12,000 (¥12,600)	4981046 311311	寸法 238×193×115 重量 1,810g 入数 1	寸法 330×680×320 重量 11.0kg 入数 5	—
---------	----------------------	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

血圧、健康機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイ お客様相談センター

関東地区  フリーダイヤル **0120-514-016**

関西地区  フリーダイヤル **0120-887-592**

受付時間:月～金曜日 午前9:00～午後12:00 午後1:00～午後4:00



エー・アンド・デイは測定機器の総合メーカーです。
病院向けの医療機器等も多機種製造しています。



AND 株式会社 エー・アンド・デイ

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3 丁目 23 番 14 号
TEL.03-5391-2566 (直) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
- 東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117
- 名古屋営業所 TEL.052-701-5681 (代) FAX.052-701-5683
- 大阪営業所 TEL.06-4805-1207 (代) FAX.06-4805-1201
- 広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-441-2815

製造販売業者: 株式会社エー・アンド・デイ
〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 TEL:048-593-1434

製造業者: 愛安德電子有限公司

<http://www.aandd.co.jp>

* 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。* 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。