

簡単ワンプッシュ操作でお求めやすい標準タイプ。

自動加圧

UA-767

¥11,000 (税込価格 ¥11,550)

医療用具許可番号 11BZ0560



自動加圧

上腕式測定

ソフトカフ

- ワンプッシュ操作
- 血圧値・脈拍同時表示

測定方式 : オシロメトリック方式
測定範囲 : 圧力0~280mmHg
脈拍40~200拍/分
精度 : 圧力±4mmHg、脈拍±5%
加圧方式 : ポンプによる自動加圧方式

電池 : 単3乾電池4本
電池寿命 : 約200回(1日1回)
本体外形寸法 : 164×111×67mm
(W×D×H)
本体重量 : 約320g
付属品 : モニター用単3乾電池4本
取扱説明書



ワンプッシュ
操作

単3
200回

血圧・脈拍
同時表示

