

音信付血圧計

UA-767V

測定値を音声と表示でお知らせ。

¥16,000 (税込価格 ¥16,800)

医療用具許可番号 11BZ0560



- 本人だけが聞け便利なイヤホン付
- 音量のボリューム調整付
- ワンプッシュ操作

測定方式：オシロメトリック法
測定範囲：血圧 0~280mmHg
脈拍40~200拍/分
精度：圧力±4mmHg, 脈拍±5%
加圧方式：ポンプによる自動加圧

電源：単3乾電池4本、ACアダプタ(別売)
電池寿命：約200回(1日1回)
本体外形寸法(WXD×H)：164×111×67mm
本体重量：約340g(電池除く)
付属品：イヤホン、モニター用単3乾電池4本
収納ケース、取扱説明書

