

※この文書の内容及びソフトウェアの意匠、仕様に関しては、将来予告なく変更することがあります。

※本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。

[はじめに]

このたびは、血圧データ集計ソフト **tmMate** をご使用いただき誠にありがとうございます。

本ソフトをご使用いただくにあたりまして、以下のご理解をよろしくお願いいたします。

[免責事項]

本ソフトはフリーソフトですが、著作権は 株式会社エー・アンド・デイ が保持しています。

以下の条件に同意する場合に限り使用することができます。

- ・このソフトウェアの使用または使用不可により、いかなる損害を受けても作者は一切の責任を負いかねます。
- ・作者はバージョンアップ（バグ修正を含む）の義務を負いかねます。
- ・本ソフトを作者の許可無く再配布することはできません。
- ・再配布する際は、ソフト本体とこの説明書の改変はできません。

[動作環境]

対応OS : Windows2000, WindowsXP, WindowsVista, Windows7

メモリ : 512MB 以上

[インストール]

インストールは、以下の初期ファイル **tmMate.exe** と **tmMateHELP.chm** を任意のフォルダにコピーしてください。

tmMate.exe : 本ソフトウェア実行ファイル
tmMateHELP.chm : ソフトウェアヘルプ実行ファイル
Readme.txt : 本書

以下のファイルは起動時に自動生成されます

tmMate.ini : 環境設定保存ファイル
data フォルダ : バックアップデータ用フォルダ

※**tmMate** を移動する場合、上記(初期ファイル)と共に、**tmMate.ini** を移動させると、環境設定を引き継ぐことができます。

[アンインストール]

インストール時にコピーしたフォルダ内、
tmMate.exe、tmMateHELP.chm、Readme.txt、tmMate.ini、data フォルダ
をすべて削除してください。
本ソフトはレジストリ等の操作はいたしません。

[起動方法]

アプリケーションを起動させるには、tmMate.exe を実行してください。

[操作方法]

操作法は、起動後のメニューより、「ヘルプ(H)」 - 「トピックの検索(H)」にて、ヘルプをご参照ください。

//////// Release Note //////////

2007.07.07	Ver1.01	リリース
2007.12.16	Ver1.03	TM2550 シリーズ、TM2560 シリーズ正式対応
2008.01.07	Ver1.05	TM2655 シリーズ正式対応 血圧計からのインポートで 50 件以上のデータにも対応
2011.11.01	Ver1.11	TM2590 シリーズ正式対応

//////// [メディカル機器に関するご質問・ご相談・修理品窓口] //////////

受付時間 : 月曜日～金曜日(祝日、弊社休業日を除く) AM9:00～PM5:00

株式会社 エー・アンド・デイ
ME 機器相談センター
(フリーダイヤル) 0120-707-188