

スマートフォンで、からだデータ管理。  
Bluetooth Smart 通信機能搭載の健康機器とスマートフォンで、測定・記録・データ共有が簡単、正確に。  
Bluetooth Smart 内蔵血圧計・体重計・体温計を発売。

株式会社エー・アンド・デイ  
本社：東京都豊島区東池袋 3-23-14  
代表：代表取締役執行役員社長 古川 陽  
東証1部: 7745

(株)エー・アンド・デイはWellnessConnected™シリーズとして、Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy or BLE) 通信機能搭載の血圧計 UA-651BLE 及び体重計 UC-352BLE、体温計 UT-201BLE を8月21日より発売します。これらの機器で測定したデータは、無料で提供のスマートフォン向け専用データ管理アプリ「A&D Connect Smart」(iOS版、Android版)で自動的に受信し、簡単・正確に記録することができます。記録された測定データは、スマートフォンで、いつでも、どこでも見る事ができ、大変便利な健康管理手帳となります。測定データのつけ忘れや転記ミスがなく、データ入力やグラフにする手間もありません。また「A&D Connect Smart」はtwitterやFacebookなどのSNSによるデータの共有や、Microsoft社が提供するクラウド健康管理サービス「HealthVault」、Apple社が提供する「Healthcare」との連動も可能となっています。

日本では、高血圧学会が提供する高血圧治療ガイドラインにより「診察室血圧」よりも「家庭血圧」を重視する指針が出されており、家庭血圧測定の重要性が高まっています。血圧計 UA-651BLE では「A&D Connect Smart」の組み合わせにより、記録・共有機能のひとつである「CSV出力機能」や「メール送信機能」を使う事で、データを家族や医療関係者間で共有し、より積極的な家庭血圧管理を行う事ができます。機器はすべて Continua\*1 認証を取得しており、健康管理サービスを提供する事業者のシステム構築にも適しています。

#### Continua\*1 認証について:

Continua認証はパーソナル・コネクテッド・ヘルス・アライアンスが策定、推進するヘルスケア製品 エンド・ツー・エンドのサービスの相互接続性を実現する為の「Continua設計ガイドライン (ITU-T H. 810) に準拠している」ことを保証するものです。



## 製品概要

### 【血圧計】

Bluetooth Smart 内蔵血圧計 : UA-651BLE

- ・ワンボタン簡単測定 : カフを巻いて測定開始ボタンを押すだけ
- ・上腕測定タイプ オシロメトリック方式 内部メモリー30セット
- ・クラス分類: 管理医療機器 認証番号: 226AHBZX00003000
- ・電源 : アルカリ単3形乾電池4本または専用ACアダプター
- ・通信プロファイル : Blood Pressure Profile (BLP)
- ・価格 : オープン



### 【体重計】

Bluetooth Smart 内蔵体重計 : UC-352BLE

- ・ステップオン測定 : 乗るだけで電源が入り測定
- ・100 g 分解能、
- ・内部メモリー : 90セット
- ・電源 アルカリ単3形乾電池4本
- ・通信プロファイル : Weight Scale Profile (WSP)
- ・価格 : オープン



### 【体温計】

Bluetooth Smart 内蔵体温計 : UT-201BLE

- ・腋下測定タイプ (予測検温 30 秒、実測検温 10 分)
- ・内部メモリー : 30セット
- ・クラス分類: 管理医療機器 認証番号: 224AHBZX00013000
- ・通信プロファイル : Health Thermometer Profile (HTP)
- ・電源 : CR2032 1個
- ・価格 : オープン



### 【通信仕様概要】

通信仕様 : Continua Version 4.1 Design Guideline

(ITU-T H. 810 : <http://www.itu.int/rec/T-REC-H.810-201312-I>)

Bluetooth 規格 : Ver 4.0

ペアリング : SSP (Secure Simple Pairing)

## データ管理アプリ「A&D Connect Smart」

5つの便利機能



### 自動で測定データを記録

もう手書きでメモする必要  
ありません



### アラームお知らせ

あなたが測定するタイミ  
ングをお知らせします



### トレンドグラフ

トレンド(傾向)が一目  
で分かります



### 目標 & 達成度表示

あなたが目標にどこまで  
近づいたか見えます



### データ共有・連携

あなたの測定データや日々の頑張  
りをメールや SNS で簡単にシエ  
アできます

製品画像

[http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2015/ble\\_system.jpg](http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2015/ble_system.jpg)  
[http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2015/ble\\_ua-651.jpg](http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2015/ble_ua-651.jpg)  
[http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2015/ble\\_uc-352.jpg](http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2015/ble_uc-352.jpg)  
[http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2015/ble\\_ut-201.jpg](http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2015/ble_ut-201.jpg)

**A&D** 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本リリースに関するお問合せ

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14

担当：営業本部第4営業部 渡辺 敬

TEL 03-5391-2566 FAX 03-5391-6129

e-mail [tak-watanabe@aandd.co.jp](mailto:tak-watanabe@aandd.co.jp)

<http://www.aandd.co.jp>