

ヘルスケア機器の測定・記録・共有が簡単・正確に。スマートフォン専用アプリ「A&D Connect」と Bluetooth Smart 通信機能搭載血圧計・体重計・体温計の発売を開始。

株式会社エー・アンド・デイ

本社：東京都豊島区東池袋 3-23-14

代表：代表取締役執行役員社長 古川 陽

東証1部: 7745

株エー・アンド・デイは WellnessConnected™ シリーズとして、Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy or BLE) 対応健康機器、血圧計 UA-651BLE 及び体重計 UC-352BLE、体温計 UT-201BLE の販売を開始します。これらの機器で測定したデータは、無料で提供されるスマートフォン向け専用アプリ「A&D Connect」で自動的に受信し、簡単・正確に記録することができます。また「A&D Connect」は twitter や Facebook などの SNS によるデータの共有や、Microsoft 社が提供するクラウド健康管理サービス「HealthVault」、Apple 社が提供する「HealthKit」との連動も可能となっています。

ヨーロッパでの血圧計・体重計の販売を3月から、日本での血圧計・体重計・体温計の販売を4月から開始します。

日本では高血圧学会が提供する高血圧治療ガイドラインにより「診察室血圧」よりも「家庭血圧」を重視する指針が出されており、家庭血圧測定の重要性が高まっています。血圧計 UA-651BLE では「A&D Connect」の組み合わせにより記録・共有機能のひとつである「CSV 出力機能」や「メール送信機能」を使う事で、データを家族や医療関係者間で共有し、より積極的な家庭血圧管理を行う事ができます。

機器はすべて Continua\*1 認証を取得しており、健康管理サービスを提供する事業者のシステム構築にも適しています。

Continua\*1 認証について:

Continua 認証はパーソナル・コネクテッド・ヘルス・アライアンスが策定、推進する、ヘルスケア製品のエンド・ツー・エンドのサービスの相互接続性を実現する為の「Continua 設計ガイドライン (ITU-T H. 810) に準拠している」ことを保証するものです。



## 製品概要

### 【血圧計】

Bluetooth Smart 内蔵血圧計：UA-651BLE

- ・ワンボタン簡単測定、カフを巻いて測定開始ボタンを押すだけ
- ・上腕測定タイプ オシロメトリック式 内部メモリー30セット
- ・クラス分類：管理医療機器 認証番号：226AHBZX00003000
- ・電源 アルカリ単3乾電池4本或いは専用ACアダプター
- ・通信プロファイル：Blood Pressure Profile (BLP)
- ・価格：オープン



### 【体重計】

Bluetooth Smart 内蔵体重計：UC-352BLE

- ・乗るだけで測定する、ステップオン測定
- ・100 g 分解能、内部メモリー30セット
- ・電源 アルカリ単3乾電池4本
- ・通信プロファイル：Weight Scale Profile (WSP)
- ・価格：オープン



### 【体温計】

Bluetooth Smart 内蔵体温計：UT-201BLE

- ・腋下測定タイプ（予測式、実測式）
- ・内部メモリー30セット
- ・クラス分類：管理医療機器 認証番号：224AHBZX00013000
- ・通信プロファイル：Health Thermometer Profile (THP)
- ・電源：CR2032 1個
- ・価格：オープン



### 【通信仕様概要】

通信仕様：Continua Version 4.1 Design Guideline

(ITU-T H. 810：<http://www.itu.int/rec/T-REC-H.810-201312-I>)

Bluetooth 規格：Ver 4.0

ペアリング：SSP (Secure Simple Pairing)

# A&D Connect アプリ

5つの便利機能



**自動で測定データを記録**

もう手書きでメモする必要はありません

**アラームお知らせ**

あなたが測定するタイミングをお知らせします

**トレンドグラフ**

トレンド(傾向)が一目で分かります



**目標 & 達成度表示**

あなたが目標にどこまで近づいたか見えます



**データシェア**

あなたの測定データや日々の頑張りをメールや SNS で簡単にシェアできます

- 製品画像 [http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2015/ble\\_system.jpg](http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2015/ble_system.jpg)  
[http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2015/ble\\_ua-651.jpg](http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2015/ble_ua-651.jpg)  
[http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2015/ble\\_uc-352.jpg](http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2015/ble_uc-352.jpg)  
[http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2015/ble\\_ut-201.jpg](http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2015/ble_ut-201.jpg)

本リリースに関するお問合せ  
 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14  
 TEL 03-5391-6120 FAX 03-5391-6129  
 e-mail [tak-watanabe@aandd.co.jp](mailto:tak-watanabe@aandd.co.jp)  
<http://www.aandd.co.jp>

担当： 営業本部メディカル事業推進部：渡辺