

天びん・はかりのモデル	接続可否と 出カインタフェース	インタフェース形状	インタフェース モデル名 ※	インタフェース 標準価格 (税別)	注意事項	社内メモ
AD-1691	標準付属	D-Sub9P (オス)	-	-	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-03100 ■AX-KO4214-180
AD4212A-PT	標準付属	D-Sub25P (メス)	-	-	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
AD4212B-PT	標準付属	D-Sub25P (メス)	-	-	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
EK-120A/1200A	別売	D-Sub25P (メス)	EK-03	¥30,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
EK-12KA	別売	D-Sub25P (メス)	EK-02	¥30,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
EK-EP	不可	-	-	-	-	-
EK-G	別売	D-Sub25P (メス)	EKW-03G	¥20,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
EK-H	別売	D-Sub25P (メス)	EK-03H	¥20,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
ET-W	別売	D-Sub25P (メス)	ET-03W	¥20,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
EW-G	別売	D-Sub25P (メス)	EKW-03G	¥20,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
FC	別売	D-Sub25P (メス)	FC-03	¥30,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
FG	別売	DIN8	FG-03	¥30,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-02000 ■AX-KO577A-200
FJ-i	不可	-	-	-	-	-
FP	別売	D-Sub25P (メス)	FP-03	¥30,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
FS	別売	DIN8	FS-03	¥30,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-02000 ■AX-KO577A-200

天びん・はかりのモデル	接続可否と 出カインタフェース	インタフェース形状	インタフェース モデル名 ※	インタフェース 標準価格 (税別)	注意事項	社内メモ
FT	別売	D-Sub25P (メス)	FT-04	¥30,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
FW	別売	DIN8	FV-03	¥25,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-02000 ■AX-KO577A-200
FX/FY	別売	D-Sub25P (メス)	FX-03またはFY-03	¥30,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
FX-300IPT	標準付属	D-Sub9P (オス)	-	-	-	■標準付属 ■AX-KO1710-200
HA-200A	別売	D-Sub25P (メス)	HA-04	¥40,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
HA-M	別売	D-Sub25P (メス)	HA-03	¥30,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
HC	別売	D-Sub25P (メス)	HC-03	¥20,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
HF	別売	D-Sub25P (メス)	HF-03	¥20,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
HJ150/HJ-150A/HJ-300A	不可	-	-	-	-	-
HL/HL-i	不可	-	-	-	-	-
HL-WP	不可	-	-	-	-	-
HM	別売	D-Sub25P (メス)	HM-03	¥20,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
HP	別売	D-Sub25P (メス)	HP-03	¥20,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
HR	標準付属	D-Sub25P (メス)	-	-	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
HT/HT-CL	不可	-	-	-	-	-
HV-A/HW-A	別売	DIN8	HVW-03	¥25,000	■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。	■AD8126-02000 ■AX-KO577A-200
HV-KiEP	不可	-	-	-	-	-
HV-KLEP	不可	-	-	-	-	-

天びん・はかりのモデル	接続可否と 出力インタフェース	インタフェース形状	インタフェース モデル名 ※	インタフェース 標準価格 (税別)	注意事項	社内メモ
HV-WP	標準付属	DIN8	-	-	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8126-02000 ■AX-KO577A-200
HW-KEP	不可	-	-	-	-	-
HW-KiEP	不可	-	-	-	-	-
HW-WP	標準付属	DIN8	-	-	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8126-02000 ■AX-KO577A-200
HX	標準付属	D-Sub25P（メス）	-	-	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。AD-8126をご注文時に、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8126-01000 ■AX-KO445-200
SA	不可	-	-	-	-	-
SD	不可	-	-	-	-	-
SF/SG	不可	-	-	-	-	-
SH/SH-WP	不可	-	-	-	-	-
SJ/SJ-WP	不可	-	-	-	-	-
SK/SK-i	不可	-	-	-	-	-
SK-WP/SK-iWP	不可	-	-	-	-	-
SL/SL-WP	不可	-	-	-	-	-