

天びん・はかりのモデル	接続可否と 出カインタフェース	インタフェース モデル名 ※	インタフェース 標準価格 (税別)	注意事項	社内メモ
AD-1691	不可	-	-	-	-
AD4212A-PT	不可	-	-	-	-
AD4212B-PT	不可	-	-	-	-
EK-120A/1200A	不可	-	-	-	-
EK-12KA	不可	-	-	-	-
EK-EP	不可	-	-	-	-
EK-G	別売	EKW-05G	¥10,000	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、カレントループで接続することと、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8127-00002 ■AX-KO5291-100
EK-H	別売	EK-05H	¥10,000	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、カレントループで接続することと、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8127-00002 ■AX-KO5291-100
ET-W	別売	ET-05W	¥10,000	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、カレントループで接続することと、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8127-00002 ■AX-KO5291-100
EW-G	別売	EKW-05G	¥10,000	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、カレントループで接続することと、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8127-00002 ■AX-KO5291-100
FC	別売	FC-03	¥30,000	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、カレントループで接続することと、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8127-00002 ■AX-KO5291-100
FG	別売	FG-05	¥15,000	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、カレントループで接続することと、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8127-00002 ■AX-KO5291-100
FJ-i	不可	-	-	-	-
FP	別売	FP-04	¥15,000	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、カレントループで接続することと、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8127-00002 ■AX-KO5291-100

天びん・はかりのモデル	接続可否と 出力インタフェース	インタフェース モデル名 ※	インタフェース 標準価格 (税別)	注意事項	社内メモ
FS	不可	-	-	-	-
FT	標準付属のシリアル出力を使用	-	-	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、カレントループで接続することと、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8127-00002 ■AX-KO5291-100
FW	不可	-	-	-	-
FX/FY	未検証	-	-	-	-
FX-300iPT	不可	-	-	-	-
HA-200A	別売	HA-04	¥40,000	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、カレントループで接続することと、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8127-00002 ■AX-KO5291-100
HA-M	別売	HA-03	¥30,000	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、カレントループで接続することと、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8127-00002 ■AX-KO5291-100
HC	別売	HC-05	¥10,000	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、カレントループで接続することと、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8127-00002 ■AX-KO5291-100
HF	別売	HF-05	¥10,000	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、カレントループで接続することと、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8127-00002 ■AX-KO5291-100
HJ150/HJ-150A/HJ-300A	不可	-	-	-	-
HL/HL-i	不可	-	-	-	-
HL-WP	不可	-	-	-	-
HM	別売	HM-05	¥10,000	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、カレントループで接続することと、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8127-00002 ■AX-KO5291-100
HP	別売	HP-05	¥10,000	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、カレントループで接続することと、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8127-00002 ■AX-KO5291-100

天びん・はかりのモデル	接続可否と 出力インタフェース	インタフェース モデル名 ※	インタフェース 標準価格 (税別)	注意事項	社内メモ
HR	別売	HR-05	¥10,000	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、カレントループで接続することと、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8127-00002 ■AX-KO5291-100
HT/HT-CL	不可	-	-	-	-
HV-A/HW-A	不可	-	-	-	-
HV-KiEP	不可	-	-	-	-
HV-KLEP	不可	-	-	-	-
HV-WP	不可	-	-	-	-
HW-KEP	不可	-	-	-	-
HW-KiEP	不可	-	-	-	-
HW-WP	不可	-	-	-	-
HX	別売	HX-05	¥15,000	■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、カレントループで接続することと、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。	■AD8127-00002 ■AX-KO5291-100
SA	不可	-	-	-	-
SD	不可	-	-	-	-
SF/SG	不可	-	-	-	-
SH/SH-WP	不可	-	-	-	-
SJ/SJ-WP	不可	-	-	-	-
SK/SK-i	不可	-	-	-	-
SK-WP/SK-iWP	不可	-	-	-	-
SL/SL-WP	不可	-	-	-	-