

| 天びん・はかりのモデル | 接続可否と 出力インタフェース | インタフェース形状 | インタフェース モデル名 ※ | インタフェース 標準価格 (税別) | 注意事項 | 社内メモ |
|---------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------------|--|---------------------------------|
| AD-1691 | 標準付属 | D-Sub9P (オス) | - | - | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2741-100 |
| AD4212A-PT | 標準付属 | D-Sub25P (メス) | - | - | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| AD4212B-PT | 標準付属 | D-Sub25P (メス) | - | - | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| EK-120A/1200A | 別売 | D-Sub25P (メス) | EK-03 | ¥30,000 | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| EK-12KA | 別売 | D-Sub25P (メス) | EK-02 | ¥30,000 | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| EK-EP | 不可 | - | - | - | - | - |
| EK-G | 別売 | D-Sub25P (メス) | EKW-03G | ¥20,000 | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| EK-H | 別売 | D-Sub25P (メス) | EK-03H | ¥20,000 | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| ET-W | 別売 | D-Sub25P (メス) | ET-03W | ¥20,000 | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| EW-G | 別売 | D-Sub25P (メス) | EKW-03G | ¥20,000 | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| FC | 別売 | D-Sub25P (メス) | FC-03 | ¥30,000 | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| FG | 別売 | DIN8 | FG-03 | ¥30,000 | ■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。 | ■AD8127-00001 ■AX-KO1786-200 |
| FJ-i | 不可 | - | - | - | - | - |
| FP | 別売 | D-Sub25P (メス) | FP-03 | ¥30,000 | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |

| 天びん・はかりのモデル | 接続可否と 出力インタフェース | インタフェース形状 | インタフェース モデル名 ※ | インタフェース 標準価格 (税別) | 注意事項 | 社内メモ |
|-----------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|--|---------------------------------|
| FS | 別売 | DIN8 | FS-03 | ¥30,000 | ■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。 | ■AD8127-00001 ■AX-KO1786-200 |
| FT | 別売 | D-Sub25P（メス） | FT-04 | ¥30,000 | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| FW | 別売 | DIN8 | FV-03 | ¥25,000 | ■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、接続する天びん（はかり）のモデル名をお知らせください。 | ■AD8127-00001 ■AX-KO1786-200 |
| FX/FY | 別売 | D-Sub25P（メス） | FX-03またはFY-03 | ¥30,000 | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| FX-300iPT | 標準付属 | D-Sub9P（オス） | - | - | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2741-100 |
| HA-200A | 別売 | D-Sub25P（メス） | HA-04 | ¥40,000 | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| HA-M | 別売 | D-Sub25P（メス） | HA-03 | ¥30,000 | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| HC | 別売 | D-Sub25P（メス） | HC-03 | ¥20,000 | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| HF | 別売 | D-Sub25P（メス） | HF-03 | ¥20,000 | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| HJ150/HJ-150A/HJ-300A | 不可 | - | - | - | - | - |
| HL/HL-i | 不可 | - | - | - | - | - |
| HL-WP | 不可 | - | - | - | - | - |
| HM | 別売 | D-Sub25P（メス） | HM-03 | ¥20,000 | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| HP | 別売 | D-Sub25P（メス） | HP-03 | ¥20,000 | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |

| 天びん・はかりのモデル | 接続可否と 出力インタフェース | インタフェース形状 | インタフェース モデル名 ※ | インタフェース 標準価格 (税別) | 注意事項 | 社内メモ |
|--------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------------|--|---------------------------------|
| HR | 標準付属 | D-Sub25P (メス) | - | - | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| HT/HT-CL | 不可 | - | - | - | - | - |
| HV-A/HW-A | 別売 | DIN8 | HVW-03 | ¥25,000 | ■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。 | ■AD8127-00001 ■AX-KO1786-200 |
| HV-KIEP | 不可 | - | - | - | - | - |
| HV-KLEP | 不可 | - | - | - | - | - |
| HV-WP | 標準付属 | DIN8 | - | - | ■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。 | ■AD8127-00001 ■AX-KO1786-200 |
| HW-KEP | 不可 | - | - | - | - | - |
| HW-KIEP | 不可 | - | - | - | - | - |
| HW-WP | 標準付属 | DIN8 | - | - | ■天びん (はかり) に合うケーブルを同梱します。プリンタAD-8127をご注文時に、接続する天びん (はかり) のモデル名をお知らせください。 | ■AD8127-00001 ■AX-KO1786-200 |
| HX | 標準付属 | D-Sub25P (メス) | - | - | ■AD-8127に付属のケーブルを使用します。 | ■標準付属 ■AX-KO2116-090 |
| SA | 不可 | - | - | - | - | - |
| SD | 不可 | - | - | - | - | - |
| SF/SG | 不可 | - | - | - | - | - |
| SH/SH-WP | 不可 | - | - | - | - | - |
| SJ/SJ-WP | 不可 | - | - | - | - | - |
| SK/SK-i | 不可 | - | - | - | - | - |
| SK-WP/SK-iWP | 不可 | - | - | - | - | - |
| SL/SL-WP | 不可 | - | - | - | - | - |