

天びん・はかりのモデル	接続可否と 出カインタフェース	インタフェース形状	インタフェース モデル名 ※	インタフェース 標準価格（税別）	コンバータ モデル名	コンバータ 標準価格（税別）	注意事項	社内メモ
AD-1691	不可	-	-	-	-	-	-	-
AD4212A-PT	不可	-	-	-	-	-	-	-
AD4212B-PT	不可	-	-	-	-	-	-	-
EK-120A/1200A	未検証	-	-	-	-	-	-	■EK-03 ■AX-KO1710-200
EK-12KA	未検証	-	-	-	-	-	-	■EK-02 ■AX-KO1710-200
EK-EP	不可	-	-	-	-	-	-	-
EK-G	別売	D-Sub25P（メス）	EKW-03G	¥20,000	AD-8526	¥45,000	■LANケーブルはご用意ください。 ■AD-8526に付属するケーブルを使用します。	■AX-KO1710-200
EK-H	別売	D-Sub25P（メス）	EK-03H	¥20,000	AD-8526	¥45,000	■LANケーブルはご用意ください。 ■AD-8526に付属するケーブルを使用します。	■AX-KO1710-200
ET-W	別売	D-Sub25P（メス）	ET-03W	¥20,000	AD-8526	¥45,000	■LANケーブルはご用意ください。 ■AD-8526に付属するケーブルを使用します。	■AX-KO1710-200
EW-G	別売	D-Sub25P（メス）	EKW-03G	¥20,000	AD-8526	¥45,000	■LANケーブルはご用意ください。 ■AD-8526に付属するケーブルを使用します。	■AX-KO1710-200
FC	未検証	-	-	-	-	-	-	■FC-03 ■AX-KO1710-200
FG	別売	DIN8	FG-03	¥30,000	AD-8526	¥45,000	■LANケーブルはご用意ください。 ■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。 AD-8526をご注文時に、接続する天びん（はかり） のモデル名をお知らせください。	■AD8526-02000 ■AX-KO1786-200
FJ-i	不可	-	-	-	-	-	-	-
FP	別売	D-Sub25P（メス）	FP-03	¥30,000	AD-8526	¥45,000	■LANケーブルはご用意ください。 ■AD-8526に付属するケーブルを使用します。	■AX-KO1710-200
FS	別売	DIN8	FS-03	¥30,000	AD-8526	¥45,000	■LANケーブルはご用意ください。 ■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。 AD-8526をご注文時に、接続する天びん（はかり） のモデル名をお知らせください。	■AD8526-02000 ■AX-KO1786-200
FT	別売	D-Sub25P（メス）	FT-04	¥30,000	AD-8526	¥45,000	■LANケーブルはご用意ください。 ■AD-8526に付属するケーブルを使用します。	■AX-KO1710-200
FW	未検証	-	-	¥25,000	-	-	-	■FV-03 ■AD8526-02000 ■AX-KO1786-200

天びん・はかりのモデル	接続可否と 出カインタフェース	インタフェース形状	インタフェース モデル名 ※	インタフェース 標準価格（税別）	コンバータ モデル名	コンバータ 標準価格（税別）	注意事項	社内メモ
FX/FY	未検証	-	-	¥30,000	-	-	-	■FX-03/FY-03 ■AX-KO1710-200
FX-300iPT	不可	-	-	-	-	-	-	-
HA-200A	未検証	-	-	-	-	-	-	■HA-04 ■AX-KO1710-200
HA-M	未検証	-	-	-	-	-	-	■HA-03 ■AX-KO1710-200
HC	未検証	-	-	-	-	-	-	■HC-03 ■AX-KO1710-200
HF	未検証	-	-	-	-	-	-	■HF-03 ■AX-KO1710-200
HJ150/HJ-150A/HJ-300A	不可	-	-	-	-	-	-	-
HL/HL-i/HL-WP	不可	-	-	-	-	-	-	-
HM	未検証	-	-	-	-	-	-	■HM-03 ■AX-KO1710-200
HP	未検証	-	-	-	-	-	-	■HP-03 ■AX-KO1710-200
HR	標準付属	D-Sub25P（メス）	-	-	AD-8526	¥45,000	■LANケーブルはご用意ください。 ■AD-8526に付属するケーブルを使用します。	■AX-KO1710-200
HT/HT-CL	不可	-	-	-	-	-	-	-
HV-A/HW-A	未検証	-	-	-	-	-	-	■HVW-03 ■AX-KO1786-200
HV-KiEP	不可	-	-	-	-	-	-	-
HV-KLEP	不可	-	-	-	-	-	-	-
HV-WP	標準付属	DIN8	-	-	AD-8526	¥45,000	■LANケーブルはご用意ください。 ■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。 AD-8526をご注文時に、接続する天びん（はかり） のモデル名をお知らせください。	■AD8526-02000 ■AX-KO1786-200
HW-KEP	不可	-	-	-	-	-	-	-
HW-KiEP	不可	-	-	-	-	-	-	-
HW-WP	標準付属	DIN8	-	-	AD-8526	¥45,000	■LANケーブルはご用意ください。 ■天びん（はかり）に合うケーブルを同梱します。 AD-8526をご注文時に、接続する天びん（はかり） のモデル名をお知らせください。	■AD8526-02000 ■AX-KO1786-200

天びん・はかりのモデル	接続可否と 出カインタフェース	インタフェース形状	インタフェース モデル名 ※	インタフェース 標準価格（税別）	コンバータ モデル名	コンバータ 標準価格（税別）	注意事項	社内メモ
HX	未検証	-	-	-	-	-	-	■AX-KO1710-200
SA	不可	-	-	-	-	-	-	-
SD	不可	-	-	-	-	-	-	-
SF/SG	不可	-	-	-	-	-	-	-
SH/SH-WP	不可	-	-	-	-	-	-	-
SJ/SJ-WP	不可	-	-	-	-	-	-	-
SK/SK-i	不可	-	-	-	-	-	-	-
SK-WP/SK-iWP	不可	-	-	-	-	-	-	-
SL/SL-WP	不可	-	-	-	-	-	-	-