

MPA充電ハンガー プレゼントキャンペーン

期間 2020年6月30日まで

耐酸性
有機溶剤に強い

連続分注可能
濃度調整に便利

MPA-10 MPA-20 MPA-200 MPA-1200 MPA-10000



標準価格(税抜)

¥38,000

型 式	最大容量	標準価格(税抜)
MPA-10	10 μ L	¥38,000
MPA-20	20 μ L	
MPA-200	200 μ L	
MPA-1200	1200 μ L	
MPA-10000	10mL	

電動だから...
便利・正確・疲れない



装着イメージ

本体をご購入いただくと、便利な
充電ハンガーをプレゼント!

充電ハンガー

AX-HA-CHG 税抜価格 ¥5,000

場所を取らずに設置

(付属の両面テープで貼り付けます)

製品画像												
型式		MPA-10		MPA-20		MPA-200		MPA-1200		MPA-10000		
容量範囲		0.5~10μL		2~20μL		10~200μL		100~1200μL		0.1~10.0mL		
性能	容量	1.0μL	10.0μL	2.0μL	20.0μL	10μL	200μL	100μL	1200μL	1.0mL	5.0mL	10.0mL
	正確さ	±4.0%	±1.0%	±4.0%	±1.0%	±2.5%	±0.6%	±2.5%	±0.5%	±2.5%	±1.0%	±0.5%
	再現性(CV)	2.50%	0.40%	2.50%	0.40%	1.00%	0.15%	0.60%	0.15%	0.60%	0.15%	0.15%
最大分注回数		0.3μL×33回		0.3μL×66回		3μL×66回		15μL×80回		0.1μL×99回		
全長		約280mm										
質量		約150g			約160g			約170g		約190g		
材質		ピペット本体:ABS、 イジェクタ:PP(ガラスファイバー20%)、 チップホルダ:PVDF、ピストン:SUS ピストン:PVDF(MPA1000のみ)										
標準価格		税抜価格 38,000円										

【応募方法】

本体をご購入後、下記ページよりユーザ登録をしてください。

直接入力 <https://www.aandd.co.jp/support/registration/>

または、弊社HP⇒サポート・ダウンロード⇒ユーザ登録⇒電動マイクロピペットのユーザ登録



ユーザ登録画面

ご意見・ご感想の欄に①～③をご記入ください。

製品のご意見・ご感想をご記入下さい。	①「充電ハンガーキャンペーン応募」 ②購入した代理店名 ③送り先（登録と同じ場合は同上）
--------------------	--

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759

■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052

■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166

■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117

■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955

■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769

■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901

■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058

■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2020年4月現在のものです。