

# 回転式 B型粘度計 Visco QC™ 100-L

## 無償貸出キャンペーン実施中 測定しやすさを是非実感してください

- ① **無償貸出:** 回転式B型粘度計 ViscoQC™ 100-Lを無償で貸し出しします  
貸出し期間(約一週間)
- ② **オープン試験室:** エー・アンド・デイのオープン試験室では、専門の技術スタッフとともに  
お客様の測定サンプルを無償で測定することができます

ViscoQC™ 100-L

### 最新のB型粘度計です

#### 特徴

- ・ 装置の水平の確認は画面によるデジタルレベリング表示です。外れていたら測定前に警告されます。
- ・ スピンドルの脱着はとても簡単。マグネット式なので壊れにくいです。
- ・ セットしたスピンドルは ICチップで自動認識されます。
- ・ 価格 420,000円(税抜) ※装置本体と標準スピンドルセット



※ 1事業所または1研究所(学校)につき、1回限りとさせていただきます  
※ ご利用に際して、ご購入を目的とした法人様に限らせていただきます

### 申込書

申込み先 FAX:03-5391-6129  
またはメールでもお申し込み頂けます:

ご利用内容に○ : \_\_\_\_\_ 無償貸出 / \_\_\_\_\_ オープン試験室(サンプル測定)

ご利用希望日: \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

貴社名(学校名): \_\_\_\_\_ 部署名: \_\_\_\_\_

お名前: \_\_\_\_\_

ご住所: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

## 特長

### ■ 開梱

箱から出してからすぐに使用可能  
電源を接続すれば直ちに測定可能です。

### 正確な位置チェック

起動時、及び測定ごとに水平調整により位置  
合わせの正確性をチェックします

### ■ メンテナンス

修理時のダウンタイムを最短化  
センサを現場で交換可能です。  
自動ベアリングチェック  
TrueSine 機能により手動巻き上げが不要です。

### ■ 測定

スピンドルの取付 / 交換が容易で壊れにくい  
内蔵の磁気継手により片手で簡単に取り付け可能です。

### スピンドルの自動認識

ツールマスタがスピンドルの選択エラーを防止します。  
スピンドルガードの自動検知  
ガードの取付を認識して記録します。  
速度の自動検出機能  
未知のサンプルに適切な測定速度を検出します。

### ■ いつでも正確な温度(オプション)

温度は粘度計測に大きな影響を与えます。Pt100センサを  
利用してサンプルの温度を監視(-60~+300°C)することや  
恒温槽を使用して600 mL サンプルビーカーの温度を制御  
(周囲温度~+100°C)することができます。

## 仕様

### ■ 寸法 / 重量

寸法 : W361 × D281 × H441 mm  
正味重量 : 6.2 kg

### ■ 電源

AC アダプター  
(90~264VAC 47~63Hz / DC24V/3A) 付属  
電力 最大 70W

### ■ 充填量 (容積)

- 標準スピンドル  
L1~L4 (-L 用)、RH2~RH7(-R,-H 用)  
500mL (ビーカー 600mL)
- 共軸円筒システム (ISO3219 準拠/オプション)  
CC12 充填量 2 mL  
CC8 充填量 6.4 mL  
CC26 充填量 7 mL
- ダブルキャップ円筒測定システム (オプション)  
DG26 充填量 7 mL

### ■ 粘度範囲

-L : 1 ~ 6,000,000 mPa·s  
-R : 10 ~ 40,000,000 mPa·s  
-H : 60 ~ 320,000,000 mPa·s

### ■ インターフェース仕様

- USB - A タイプ
- USB - B タイプ (パソコン用ケーブル付属)
- CAN
- PT100センサ (オプション)

### ■ 準拠規格

化学品薬品及び石油化学製品  
ISO 2555  
ASTM D1084 D1824 D2196 など

### 食品・飲料

IOCCC 2000  
ICA

### 化粧品及び医薬品

Ph.Eur.2.2.10  
USP 912  
ChP 0633  
IP 2.4.28  
JP 2.1.2 など

## Discover Precision

**AND** 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129  
■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■ 仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232  
■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよく  
お読みの上、正しくお使いください。