

卓上風防

AD-1672, AD-1672A

AD-1675, AD-1675A New

AD-1676

AND

A&D Weighing

- 電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぎます
- 透明パネルには制電樹脂を使用していますので、静電気の問題を低減します
- 背面パネルにACアダプタ、通信ケーブルを引き出すための穴を設けてあります
- 分析機器を風の対流や温度変化から守ります
- AD-1675, AD-1675A：両サイド+上面の3面にスライドパネル / AD-1676：両サイドにスライドパネル

豊富なバリエーション



AD-1672
汎用タイプ
天びん、水分計、粘度計などに



AD-1672A
使いやすいフロントパネル斜面タイプ



AD-1675
AD-4212シリーズ用



New
AD-1675A 卓上風防(S)
電子天びん BA-T/BAシリーズ用



AD-1676 卓上風防(M)
分析天びん用
BM/GH/HR-i/HR-AZ(A)等



AD-1672A使用イメージ
電子天びんBMシリーズ / 防振天びん台 AD-1674



AD-1675A使用イメージ
電子天びんBA-Tシリーズ



製品ページは
コチラ

型名	標準価格(税抜)	商品コード	JANコード
AD-1672	¥108,000	AD1672	4981046606998
AD-1672A	¥148,000	AD1672A	4981046607544
AD-1675	¥50,000	AD1675	4981046137409
AD-1675A	¥60,000	AD1675A	4981046220347
AD-1676	¥70,000	AD1676	4981046162982

Discover Precision

AND 株式会社 **イー・アンド・ティ**
本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

AD1670series-ADJC-01-AD1-231000