

# 天びん周囲の風や温度変化の影響を軽減し、天びんの精度向上に 分析天びん用 卓上風防(M) **AD-1676**






- ・マイクロ天びん(マイクロ天びん)、セミマイクロ(0.01mg)の天びん用
- ・空気の対流や温度変化による計量値の誤差を大幅に軽減
- ・エー・アンド・デイの分析天びんに使用可能  
使用可能なモデル: BM / GH / HR-i / HR-AZ・Aシリーズ  
(特にBMシリーズに最適なサイズ)
- ・帯電防止加工済み

標準価格¥70,000(税抜)



AD-1676使用イメージ  
BMシリーズとの組み合わせ

- ・寸法 : 368(W) × 514(D) × 350(H) mm
- ・質量 : 約 4kg
- ・材質 : 透明パネル部(制電アクリル)  
背面パネル・枠(アルミニウム)



単位 mm

※スライドドアは左右のみで上面は開きません

## Discover Precision

**AND** 株式会社 エーアンドデイ

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129  
TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■札幌出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■仙台営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
■宇都宮営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■東京北営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232  
■東京南営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■静岡営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
■名古屋営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
■大阪営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■広島営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815  
■福岡営業所

**安全上のご注意**

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2019年10月 現在のものです。  
Windows, Windows Vista, Excel, Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。