

天びん・はかりの計量値を **送信**

# AD-8528PC/TM

## 天びん・はかり用ワイヤレス通信端末 (RS-232C通信用端末)

通信  
電子天びん他  
9p~36p

AD-8528TM-10MW  
(天びん・はかり側)  
標準価格¥45,000(税抜)  
JANコード 4981046607742



AD-8528PC-10MW  
(PC側)  
標準価格¥35,000(税抜)  
JANコード 4981046607735




### 天びん・はかりとPCをワイヤレスで通信

設置距離 約1km (ただし、設置条件による)

データ直送ソフト WinCT for Wireless(ZigBee) 標準付属  
付属のCDはXP用。Vista、7、8用はホームページからダウンロードしてください。

適合機種	RS-232Cインタフェースを持つA&Dの計量器
周波数	2.4GHz帯
プロトコル	ZigBee PRO
接続数	16台(ただし、設置条件による)
グループ判別方法	IDによる。0000h~FFFDh
対応OS	Windows XP、Vista、7、8 (64Bit版のみ)
電源	AD8528PC-10MW側: 接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電 AD8528TM-10MW側: 天びん・はかりに付属しているACアダプタを使用 (天びん・はかり側は付属のDCケーブルでAD-8528TM-10MWと接続し給電) ※ AC電源など ACアダプタではないはかりに接続する場合は、別途ACアダプタ (AX-TB196等) をお買い求めください。
付属品	AD-8528PC-10MW: ABタイプUSBケーブル(1m)、WinCT for Wireless(CD-ROM)、 取扱説明書、壁掛け金具(ネジ2本付き) AD-8528TM-10MW: RS-232C通信ケーブル(D-Sub9P)(90cm)、DC中継 ケーブル(50cm)、取扱説明書、壁掛け金具(ネジ2本付き)




※ 他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。

#### 別売品

- AX-KO1710-200  
RS-232Cケーブル 2m (9P-25P)  
¥9,000(税抜)
- AX-KO1786-200  
RS-232Cケーブル 2m (9P-DIN)  
¥9,000(税抜)
- AX-KO3586-200  
RS-232Cケーブル 2m (9P-バラ線)  
¥4,500(税抜)
- AX-KO2466-200  
RS-232Cケーブル 2m (9P-9P)  
¥5,000(税抜)

## AD-8527 クイックUSBアダプタ



### 計量データをリアルタイムにPCへ送信可能

計量器側: RS-232C、PC側: USBポート ※データの保持は不可

### PCのOSに依存せず、安定した通信が可能

### 簡単にExcelやWordにも直接入力可能

専用ソフト不要

### 専用電源不要

計量器やPCに接続するだけで使用可能

### 防塵・防水 IP65

キャップ装着時

### 接続ケーブル4本付属

RS-232C-25/9P/DIN、USB延長ケーブル

### A&D製天びん・はかり全機種に対応

※一部未対応の機種がございますのでP.95への機能一覧表と、ホームページにてご確認ください。

#### ■ 特許申請中

適合機種	RS-232Cインタフェースを持つA&Dの計量器
専用電源	不要(計量器またはパソコンより供給)
サイズ	55(W)x103(D)x16.5(H)mm
質量	約60g
付属品	RS-232C通信ケーブル(3種)(各1m)、 USB延長ケーブル(0.5m)
標準価格(税抜)	¥16,000
JANコード	4981046604444

※ 他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。

#### 別売品 (標準付属しています)

- AX-KO3571-100  
本体付属接続ケーブル(D-Sub9P用/約1m)  
¥3,000(税抜)
- AX-KO3572-100  
本体付属接続ケーブル(D-Sub25P用/約1m)  
¥3,000(税抜)
- AX-KO3573-100  
本体付属接続ケーブル(DIN用/約1m)  
¥3,000(税抜)