

計量器接続用 Bluetooth®コンバータ AD-8541-SCALE-JA

AND
A&D Weighing



¥9,000(税抜)

- A&Dの天びん・はかりの計量結果をスマートフォンやPCに送信が可能（D-Sub9ピンのシリアルインタフェースのあるモデルに直接接続）
- 電源不要でそのまま使用可能（一部モデル除く）
- 通信距離 最大10 m

接続可能なモデルの例
分析天びんBM、GX-AE、
電子天びんEK-i / EW-i、
個数計 FC-i、GCなど

スマートフォン

PC
PC接続用Bluetooth
 dongルAD-8541-PC-JA

✓スマートフォンに接続：専用アプリ「A&D WeiV」
で接続可能（双方向通信）

✓PCに接続：PC接続用dongル AD-8541-PC-JA
と組み合わせることで通信可能（双方向通信）
✓無償アプリWinCTで通信可能
※自作アプリでも通信可

✓その他、直接スマートフォン/PCのメモ、Excelなどにデータ送信することも可能
(HID通信 / 単方向)

A&Dの天びん・はかりとスマートフォンやPCをBluetooth®で接続
計量値の送信、インターバル計量その他、上下限值設定などコマンド送信が可能◆1

◆1 計量器側がコマンド対応しているモデルのみ

仕様

型名	AD-8541-SCALE-JA
商品コード	AD8541-SCALE-JA
JANコード	4981046103305
標準価格(税抜)	¥9,000
通信距離	最大10 m
専用電源	不要（一部の計量器はACアダプタが必要*1）
接続可能機器	RS-232C インタフェース付きA&D製計量器*1
動作温湿度範囲	-10~40℃、85%RH以下（結露しないこと）
寸法	約35 mm(W) x 65 mm(D) x 17 mm(H)
質量	約18 g
無線通信	Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy)
RS-232Cインタフェース	D-Sub 9P(メス)

*1:詳細は、ホームページをご覧ください

スマートフォン用アプリ (A&D WeiV)



A&D WeiVは、A&D製の計量機器(電子天びん/はかり)とスマホとの無線接続(Bluetooth)を確立し、計量機器の制御、計量データの受信・保存を可能にするアプリです



Discover Precision

AND 株式会社 エーアンド・デイ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL. 03-5391-6128(直) FAX. 03-5391-6129
札幌出張所 TEL. 011-251-2753(代) FAX. 011-251-2759
仙台営業所 TEL. 022-211-8051(代) FAX. 022-211-8052
宇都宮営業所 TEL. 028-610-0377(代) FAX. 028-633-2166
東京北営業所 TEL. 048-592-3111(代) FAX. 048-592-3117
東京南営業所 TEL. 045-476-5231(代) FAX. 045-476-5232
静岡営業所 TEL. 054-286-2880(代) FAX. 054-286-2955
名古屋営業所 TEL. 052-726-8760(代) FAX. 052-726-8769
大阪営業所 TEL. 06-7668-3900(代) FAX. 06-7668-3901
広島営業所 TEL. 082-233-0611(代) FAX. 082-233-7058
福岡営業所 TEL. 092-441-6715(代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は ☎ **0120-342-043**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00）

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2023年12月現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。

*AD8541-SCALE-ADJT-00-AD1-23b000