


# RS-232C分岐ケーブル AX-K04454-010

**AND**  
A&D Weighing

NEW



繋げる。繋がる。あるととっても便利！



A&D Company, Ltd.

# プリンタとRS-232C接続機器（PCおよびPLC等）同時接続可能！



**天びん・はかり※**

※RS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種はAX-KO5363-30が別途必要になります。

D-Sub9ピンオス (PC用)

D-Sub9ピンメス

D-Sub9ピンオス (プリンタ用)

**RS-232C分岐ケーブル (AX-KO4454-010)**

計量器接続用Bluetooth®コンバータ **AD8541-SCALE-JA**

PC接続用Bluetooth®ドングル **AD-8541-PC-JA**

or

USBコンバータ **AX-USB-9P**

PC

or

RS-232C ケーブルD-Sub 9ピン **AX-KO3571-100** (AD-1688標準付属)

**AD-1688** 計測データロガー

or

RS-232C ケーブルD-Sub 9ピン **AX-KO3571-100** (AD-8527標準付属)

**AD-8527** クイックUSBアダプタ

PC

or

**PLC (RS232C入力)**

※各種コントローラ **AD-8923CC、AD-8551R**  
**AD8552-EIP**経由の接続も可能

➤PC接続用：双方向通信 (PCからコマンド送信可能)


**プリンタ (RS-232C入力)**



プリンタに付属のRS-232Cケーブル (一部のモデルはケーブル別売)

➤プリンタ接続用：単方向通信 (プリンタからコマンド送信不可)

■結線図



PC用コネクタ

プリンタ用コネクタ \*3ピン結線無し

←シールド

## ■価格

型名	品名	標準価格 (税抜)	商品コード	JANコード
AX-KO4454-010	RS-232C分岐ケーブル	¥15,000	AX-KO4454-010	4981046578967
AX-KO5363-30	D-Sub25ピンRS-232Cケーブル (30cm) ※	¥5,000	AX-KO5363-30	4981046155496
AD-8541-SCALE-JA	計量器接続用Bluetooth®コンバータ	¥9,000	AD-8541-SCALE-JA	4981046103305
AD-8541-PC-JA	PC接続用Bluetooth®ドングル	¥9,000	AD-8541-PC-JA	4981046158855
AX-USB-9P	USBコンバータ・ケーブルセット(RS232Cケーブル付属)	¥10,000	AX-USB-9P	4981046612920

## AND株式会社 エーアンドディ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL. 03-5391-6128(直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753(代) FAX. 011-251-2759  
仙台営業所 TEL. 022-211-8051(代) FAX. 022-211-8052  
宇都宮営業所 TEL. 028-610-0377(代) FAX. 028-633-2166  
東京北営業所 TEL. 048-592-3111(代) FAX. 048-592-3117  
東京南営業所 TEL. 045-476-5231(代) FAX. 045-476-5232  
静岡営業所 TEL. 054-286-2880(代) FAX. 054-286-2955  
名古屋営業所 TEL. 052-726-8760(代) FAX. 052-726-8769  
大阪営業所 TEL. 06-7668-3900(代) FAX. 06-7668-3901  
広島営業所 TEL. 082-233-0611(代) FAX. 082-233-7058  
福岡営業所 TEL. 092-441-6715(代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-342-043**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00）

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。