


分銅操作用ピンセット AX-TWEEZERS-25 / AD-1689

AND
A&D Weighing



AX-TWEEZERS-25

AX-TWEEZERS-25 : 1mg~500g


AD-1689 : 1g~500g

- 分析天びん校正時に問題となる体温の影響を最小限に抑制
- 1mg~500gの分銅を容易に、かつ確実に把持し、校正作業による疲労を軽減
- 磁性を帯びにくいSUS製
AX-TWEEZERS-25 : SUS316 / AD-1689 : SUS304
- AX-TWEEZERS-25は先端部にポリカーボネート+10%カーボン+10%グラスファイバーの素材を採用し、帯電しにくい仕様
- AD-1689はスチレン系エラストマーの先端キャップ付属、破損時用の交換オプションもご用意



AD-1689

扱う分銅の質量に合わせた形状 (AX-TWEEZERS-25)



AX-TWEEZERS-25を
動画でご紹介

仕様

型名	AX-TWEEZERS-25	AD-1689
適用範囲	1mg~500g	1g~500g
材質	SUS316 レジン (ポリカーボネート+10%カーボン+10%グラスファイバー)	SUS304 スチレン系エラストマー
全長	約250mm	約210mm
質量	約52g	約45g
標準価格(税抜)	¥6,500	¥2,000
商品コード	AX-TWEEZERS-25	AD1689
JANコード	4981046199537	4981046603850

オプション

型名	品名	標準価格(税抜)	商品コード	JANコード
AX-AD1689-CAP	AD-1689用ピンセット 先端キャップ 10個入	¥1,000	AX-AD1689-CAP	4981046610759

Discover Precision

AND 株式会社 エーアンドティ
本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号