

オートドア装備マイクロ(マイクロ)天びん

BA-6TE/BA-6E/BA-6DTE/BA-6DE

AND


A&D Weighing

プリンタ or 除振台 プレゼントキャンペーン


キャンペーン期間

2023年

3月20日まで



BA-6TE/BA-6DTE



BA-6E/BA-6DE

- ・全機種オートドア！触れずに操作で作業効率アップ
- ・全機種イオナイザー付属！帯電しやすいサンプルも安定した計量が可能
- ・風防取り外し可能！汚れても取り外して拭けるから衛生的

今が
チャンス

1.対象製品：4機種

オートドアマイクロ天びん4機種：BA-6TE、BA-6E、BA-6DTE、BA-6DE


2.特典

ご購入いただいた対象製品1台につき、天びん用プリンター（AD-8127）か除振台（AD-1671）いずれか1台をプレゼントします。

対象機種ご購入でいずれかプレゼント！



プリンタ
AD-8127 ¥65,000（税抜価格）



除振台
AD-1671 ¥78,000（税抜価格）

便利な機能 ～QRコードを読み込むと動画がご覧いただけます～

オートドアの開閉



Simple Setting of Auto-door Opening Wid...



イオナイザーの効果



Eliminating static for safe, smooth, and s...



分解可能風防で清潔に



Innovative design that makes cleaning th...



仕様

型名	BA-6TE	BA-6E	BA-6DTE	BA-6DE
表示方法	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶
無風イオナイザー	○	○	○	○
オートドア	○	○	○	○
ひょう量	6.2g	6.2g	6.2g	6.2g
最小表示	1 μg	1 μg	1 μg (0 ~ 2.1g) 0.01mg (2.1 ~ 6.2g)	1 μg (0 ~ 2.1g) 0.01mg (2.1 ~ 6.2g)
繰り返し性 標準偏差 (測定点)	0.001mg (1g) 0.003mg (6g)	0.001mg (1g) 0.003mg (6g)	0.0025mg (1g) 0.01mg(6g)	0.0025mg (1g) 0.01mg(6g)
最小計量値 (参考値)	1.8mg	1.8mg	4mg	4mg
直線性	±0.010mg	±0.010mg	±0.010mg ±0.02mg	±0.010mg ±0.02mg
計量モード	g・mg(グラム) / pcs(個数) / % (パーセント) / ct(カラット<宝石用>) / mom(もんめ<真珠用>)			
標準価格 (税抜)	¥1,300,000	¥1,100,000	¥1,200,000	¥1,000,000
JAN コード	4981046197793	4981046197786	4981046197878	4981046197779
商品コード	BA6TE	BA6E	BA6DTE	BA6DE

オプション	型名	標準価格 (税抜)
マルチプリンタ	AD-8127	¥65,000
ミニプリンタ	AD-8126	¥48,000
環境ロガー	AD-1687	¥40,000
計量データロガー (ポケットロガー)	AD-1688	¥18,000
Bluetoothコンバータ (PC 接続用)	AD-8529PC-W	¥26,000
Bluetoothコンバータ (プリンタ接続用)	AD-8529PR-W	¥26,000
プラグ付きフットスイッチ (プリント用)	AX-SW137-PRINT	¥10,000
プラグ付きフットスイッチ (リゼロ用)	AX-SW137-REZERO	¥10,000
無風イオナイザー	AX-ION-25	¥75,000
外部 IR スイッチ (イオナイザー用)	AX-IR-SWITCH	¥15,000
放電電極ユニット (イオナイザー用 4 個セット)	AX-BM-NEEDLESET	¥5,000
AC アダプタ	AX-TB285	¥4,000

Discover Precision

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

- 本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■札幌出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 ■仙台営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
 ■宇都宮営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
 ■東京北営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
 ■東京南営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
 ■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

安全上のご注意 ● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
 ※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は **22年10月** 現在のものです。