

最小表示 1 μ g / オートドア装備

電子天びん BA-T/BAシリーズ

A&D
A&D Weighing

電子天びん BA-T/BAシリーズ 貸出キャンペーン実施中

2022年3月末まで

貸出キャンペーン
申込みページへ



BA-6TE
1 μ g タッチパネル イオナイザー付属



BA-225
0.01mg モノクロ液晶

タッチパネル (BA-T)



IR センサ (赤外線センサ) :

スイッチに触れずに手をかざすだけでオートドアの開閉が可能

ログインキー : ログイン画面に切替

メニューキー : 感度調整 / キャリブレーションテスト / システム設定等

オートドア (全モデル)



定型作業の効率が大幅にアップ

- ・オートドア開閉幅の設定が可能
最適な開閉幅により、外乱要因(風や温度変化)の影響を最小限に抑え、高精度な計量を実現します
- ・パーツ毎に分解可能で清掃がとても容易です

無風イオナイザー (BA-TE (BA-E))



4つの電極で強力除電可能

- ・風の出ない直流式なので粉体などの除電に最適
- ・長寿命の電極 : 約 10,000 時間 (5 時間稼働 / 日で約 5.5 年)

今ならBAシリーズのデモ機を見ていただければ、でこピッと1台進呈



A&Dの非接触体温計 「でこピッと UT-701」



でこピッととは？



3色のうちいずれかを進呈させていただきます
(色の指定はできません)

元素分析・質量分析などの前処理に。1 μ g～の高精度計量 1 μ g:4モデル、0.01mg:6モデルの全10モデル

- ・ BA-Tシリーズ : タッチパネル付きカラー液晶表示
- ・ BAシリーズ : モノクロ液晶表示
- ・ BA-TEモデル、BA-Eモデル : 無風イオナイザー標準付属



	BA-6TE	BA-6E	BA-6DTE	BA-6DE	BA-225TE	BA-225	BA-225DTE	BA-225D	BA-125DTE	BA-125D
表示方法	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶
無風イオナイザー	○	○	○	○	○	別売	○	別売	○	別売
オートドア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ひょう量	6.2g				220g			120g		
最小表示	1 μ g	1 μ g(0~2.1g) 0.01mg(2.1~6.2g)		0.01mg		0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~220g)		0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~120g)		
繰り返し性 標準偏差(測定点)	0.001mg(1g) 0.003mg(6g)	0.0025mg(1g) 0.01mg(6g)		0.015mg(50g) 0.03mg(200g)		0.025mg(50g) 0.1mg(200g)		0.03mg(50g) 0.1mg(100g)		
最小計量値(参考値)	1.8mg	4mg		20mg		32mg		50mg		
直線性	±0.010mg		±0.010mg ±0.02mg		±0.15mg		±0.20mg			
計量モード	g・mg(グラム)/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット<宝石用>)/mom(もんめ<真珠用>)									
標準価格(税抜)	¥1,300,000	¥1,100,000	¥1,200,000	¥1,000,000	¥700,000	¥500,000	¥600,000	¥400,000	¥500,000	¥350,000
JANコード	4981046197793	4981046197786	4981046197878	4981046197779	4981046197809	4981046197816	4981046197847	4981046197830	4981046197854	4981046197823
商品コード	BA6TE	BA6E	BA6DTE	BA6DE	BA225TE	BA225	BA225DTE	BA225D	BA125DTE	BA125D

Discover Precision

AND 株式会社 エーアンド・デイ

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
 ■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■ 仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 ■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
 ■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
 ■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
 ■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 ■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
 ■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
 ■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。

※本カタログは事業者向けです。

●本カタログの内容は2021年9月現在のものです。

※BAT/BACamp-ADJT-01-AD1-219000