

オートドア付き分析天びん

タッチパネルモデル BH-Tシリーズ

液晶表示モデル BHシリーズ

AND
A&D Weighing

2025年8月発売予定

最小表示
0.01 mg~0.1 mg



BH-Tシリーズ

タッチパネル、オートドア、無風イオナイザ



BHシリーズ

液晶表示、オートドア



使いやすさを追求

タッチパネルモデルBH-T

使いやすさを徹底的に追求した自信作
ガイドに沿って操作するだけで計量作業、各種設定なども簡単操作

タッチパネルモデルBH-T



最小計量値設定
警告機能



NEW
比重測定モード



調合モード
HPLCモード



個数モード

ログインパスワード（ユーザー権限設定）、日常点検・定期点検・繰返し性確認、統計演算
グロス・ネット・テア機能、衝撃検出機能（ISD）など様々な便利機能を搭載

全モデル共通



オートドア装備

表示部両サイドに赤外線
センサを配置し、天びん
に触れずにドアの開閉が
可能です



明るいひょう量室

背面にもガラスを採用することで、
ひょう量室内が明るくなり、計量
の作業がやりやすくなりました

A&D Company, Ltd.

仕様

表示	タッチパネルモデル				液晶表示モデル				
	BH-225TE	BH-225DTE	BH-224TE	BH-324TE	BH-225	BH-225D	BH-224	BH-324	BH-124
ひょう量	220 g		220 g	320 g	220 g		220 g	320 g	120 g
最小表示	0.01 mg	0.01 mg (0~51 g) 0.1 mg (51~220 g)	0.1 mg		0.01mg	0.01mg (0~51 g) 0.1 mg (51~220 g)	0.1 mg		
繰返し性 標準偏差 (測定点)	0.015 mg (50 g) 0.03 mg (200 g)	0.025 mg (50 g) 0.1 mg (200 g)	0.09 mg	0.1 mg	0.015 mg (50 g) 0.03 mg (200 g)	0.025 mg (50 g) 0.1 mg (200 g)	0.09 mg	0.1 mg	0.09 mg
直線性	±0.10 mg	±0.2 mg	±0.2 mg	±0.2 mg	±0.10 mg	±0.2 mg	±0.2 mg	±0.2 mg	±0.2 mg
最小計量値 (代表値)	17 mg		104 mg		17 mg		104 mg		
備考	計量皿寸法：φ90 mm、本体質量：約8 kg、内蔵分銅：約200 g 感度ドリフト (10℃~30℃)：±2 ppm/℃ (自動感度調整OFF時) 消費電力：約36VA (ACアダプタ含む)								
表示モード	g (グラム)、mg (ミリグラム)、pcs (個数)、% (パーセント)、ct (カラット)、mom (もんめ)								
無風 イオナイザ	付属				別売				
通信機能	<ul style="list-style-type: none"> 全モデル共通：RS-232C (プリンタ、PLCなど)、USB Type C (PCなど) ステレオジャック (外部スイッチ、フットスイッチなど) タッチパネルモデル専用：USB Type A (USBメモリ、データ保存など)、LAN (TCP/IP)、Bluetooth (PCなど) 								
商品コード	BH225TE	BH225DTE	BH224TE	BH324TE	BH225	BH225D	BH224	BH324	BH124
JANコード	4981046 506908	4981046 599542	4981046 638265	4981046 454124	4981046 256940	4981046 389419	4981046 515948	4981046 693011	4981046 382984
標準価格(税抜)	¥800,000	¥700,000	¥520,000	¥540,000	¥600,000	¥500,000	¥320,000	¥380,000	¥300,000

オプション

型名	品名	標準価格 (税抜)	JANコード
AD-1653	比重計キット 固体密度/液体密度測定	¥50,000	4981046651301
AX-BHT-31	表示保護カバーBH-T用 (PET製 / 5枚セット)	¥4,800	4981046444224
AX-BH-31	表示保護カバーBH用 (PET製 / 5枚セット)	¥4,800	4981046534499
AD-1683A	イオナイザ BH-Tに標準付属	¥75,000	4981046198684
AX-BM-NEEDLESET	放電電極ユニット (4個入り)	¥5,000	4981046609319
AD-8541-SCALE-JA	計量器接続用 Bluetooth コンバータ BH用 (※1)	¥9,000	4981046103305
AD-8541-PC-JA	PC 接続用 Bluetooth ドングル	¥9,000	4981046158855
AX-SW137-PRINT	プラグ付フットスイッチ (PRINT用)	¥10,000	4981046130707
AX-SW137-REZERO	プラグ付フットスイッチ (RE-ZERO用)	¥10,000	4981046130790
AD-1671	天びん用除振台	¥78,000	4981046607780
AD-1684A	非接触式静電気測定器	¥105,000	4981046603669
AX-KO2741-180	RS-232C ケーブル 1.8 m (D-Sub9P メス - D-Sub9P メス) (※2)	¥8,000	4981046219822
AX-KO7919-200	USB ケーブル 2 m (Type-A - Type-C) BH-T/BH標準付属	¥1,000	4981046655606
AX-TB285	AC アダプタ BH-T/BH標準付属	¥4,000	4981046157414

(※1) BH-TはBluetooth機能を標準装備

(※2) 天びんと PLC などとの接続用

AND 株式会社 **イー・アンド・ティ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128 (直) FAX.03-5391-6129
札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166
東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117
東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232
静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955
名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769
大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901
広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口

通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は

0120-342-043

受付時間：月曜日～金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00)



安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。●本カタログの内容は2025年8月現在のものです。

※本カタログは事業者向けです。

*BH-T_BH-ADJT-00-AD1-257001