

検定付きはかり 分銅内蔵型重量級電子天びん GX-L-Kシリーズ

AND
A&D Weighing



レイアウト自由な
表示部分離型

スイングアーム型

◆選べる2つの形状：スイングアーム型/表示部分離型

・スイングアーム型：GX-L-K

スイングアーム形状になっており、約100度の角度調整が可能。作業台の上で使用するために、前面まで表示部を引き下げたり、大きなものを計量する場合に約10度後方へ倒すことが可能（可動範囲 約100度）

・表示部分離型：GX-LS-K

表示部を分離可能。スタンドは壁掛け金具として使用可能な形状
ケーブル長 約3m

◆洗える安心

粉体や液体の計量をする場合にも安心の
「防塵・防水等級IP65」



◆Bluetooth®通信インターフェース GXL-27JA (IP65)

スマートフォンやPCに接続してデータ送信が可能

・スマートフォンに接続

無償のアプリケーションソフト「A&D WeiV」と接続可能

・PCに接続

無償のアプリケーションソフト「WinCT」と接続可能

※ 双方向通信させる場合は Bluetooth通信 dongle AD-8541-PC-JAが必要です



最大ひょう量 102kg / 防塵・防水等級 IP65

堅牢ボディで組込みの用途、粉体など計量に最適な設計！

- ・測定方式：電磁平衡式
- ・精度等級：2級
- ・目量の種類：単目量

自己補正機構付き（分銅内蔵型）なので、使用地区に関係なくご使用いただけます
USB Type miniB / RS-232C（D-Sub9Pメス）標準装備

■各種機能【特許取得済】

生産ラインの組み込み時に ISD：衝撃検出機能 (Impact Shock Detection)

- ・計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ

天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL：電子制御荷重 (自己点検) 機能 (Electronically Controlled Load)

- ・独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性 (標準偏差SD) を計量・算出
- ・故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能 (SDがスペック内のとき"OK"表示)
- ・約90秒で自動的に測定

ポンプやフィーダの流量確認に FRD：流量測定機能 (Flow Rate Display)

- ・荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能

■仕様

GX-L-K：スイングアーム型、GX-LS-K：表示部分離型

型名	スイングアーム型	GX-12001L-K	GX-22001L-K	GX-32001L-K	GX-32001LD-K	GX-62000L-K	GX-102000L-K	
表示部分離型				GX-32001LS-K		GX-62000LS-K	GX-102000LS-K	
精度等級		2級						
ひょう量		12 kg	22 kg	32 kg		62 kg	102 kg	
目量		1 g				0.01 kg		
補助表示		0.1 g		0.1 g(~6.2 kg) ※		0.001 kg		
計量皿寸法(W)×(D)		344×384 mm					346×386 mm	
防塵・防水等級		IP65						
電源(ACアダプタ)		ACアダプタ規格名: AX-TB248						
価格 JAN	型名	GX-12001L-K	GX-22001L-K	GX-32001L-K	GX-32001LD-K	GX-62000L-K	GX-102000L-K	
	標準価格 (税抜)	¥220,000	¥250,000	¥330,000	¥210,000	¥320,000	¥400,000	
	商品コード	GX12001L-K	GX22001L-K	GX32001L-K	GX32001LD-K	GX62000L-K	GX102000L-K	
	JANコード	4981046577380	4981046577489	4981046577496	4981046577502	4981046577519	4981046577526	
	型名			GX-32001LS-K		GX-62000LS-K	GX-102000LS-K	
	標準価格 (税抜)			¥350,000		¥340,000	¥420,000	
	商品コード			GX32001LS-K		GX62000LS-K	GX102000LS-K	
JANコード			4981046577533		4981046577540	4981046577793		

検定対象：g(グラム)、kg(キログラム)

検定対象外：pcs(個数)、%(パーセント)

(※1) スマートレンジ (0~6.2 kg)：風袋引きで表示値をゼロにした際、そこから6.2 kgまでは精密レンジで計量できます

(風袋引き量と計量範囲を合わせた値がひょう量の32 kgを超えることはできません)

■オプション

型名	品名	標準価格	商品コード	JANコード
GXL-04	コンパレータ出力(リレー 3段/5段)・ブザー / 接点入力 / RS-232C (※2) (※3)	¥25,000 (税抜価格)	GXL-04	4981046100656
GXL-06	アナログ出力：0~1 Vまたは0.2 V~1 V / RS-232C (※2) (※3)	¥30,000 (税抜価格)	GXL-06	4981046100755
GXL-27JA	Bluetooth®インタフェース (※2)	¥9,000 (税抜価格)	GXL-27JA	4981046223904
GP-12	動物計量皿	¥98,000 (税抜価格)	GP-12	4981046609739
GP-16	AD-8127用プリンタ台 (表示部分離型は使用不可)	¥20,000 (税抜価格)	GP-16	4981046155489
GP-20	床下ひょう量金具 (ひょう量42 kg以下モデル用)	¥15,000 (税抜価格)	GP-20	4981046609746
GP-21	床下ひょう量金具 (ひょう量62 kg以上モデル用)	¥35,000 (税抜価格)	GP-21	4981046609753
GP-22	AD-8121B用プリンタ台	¥20,000 (税抜価格)	GP-22	4981046609760
AX-GXL-31	表示部保護カバー：5枚入り	¥3,400 (税抜価格)	AX-GXL-31	4981046100571
AD-1688	計量データローガー	¥18,000 (税抜価格)	AD1688	4981046604437
AD-8541-PC-JA	PC接続用Bluetooth Dongler (※4)	¥9,000 (税抜価格)	AD8541-PC-JA	4981046158855
AX-TB248	ACアダプタ (標準付属品)	¥3,500 (税抜価格)	AX-TB248	4981046609241
AX-KO2737-500JA	防水ケーブル：D-Sub9P (メス) ~D-Sub9P (メス) / 5 m	¥20,000 (税抜価格)	AX-KO2737-500JA	4981046612357
AX-KO7695-500	防水ケーブル：D-Sub9P (メス) ~D-Sub9P (オス) / 5 m (※5)	¥20,000 (税抜価格)	AX-KO7695-500	4981046099899
AX-KO5465-180	USBケーブル MiniB 1.8m (標準付属品)	¥1,000 (税抜価格)	AX-KO5465-180	4981046155915

(※2) 同時に使用できません。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着します。

(※3) GXL-04 / GXL-06 装着時は非防水仕様になります。

(※4) 天びんとPCを双方向通信させる場合は本製品とGXL-27JAを組み合わせて使用してください。天びんから単方向通信 (キーボード入力・HID接続) の場合は不要です。

(※5) データローガー AD-1688、USBコンバータ AD-8527等に使用するケーブルです。

Discover Precision

AND株式会社 エーアンドデー

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL. 03-5391-6128(直) FAX. 03-5391-6129
札幌出張所 TEL. 011-251-2753(代) FAX. 011-251-2759
仙台営業所 TEL. 022-211-8051(代) FAX. 022-211-8052
宇都宮営業所 TEL. 028-610-0377(代) FAX. 028-633-2166
東京北営業所 TEL. 048-592-3111(代) FAX. 048-592-3117
東京南営業所 TEL. 045-476-5231(代) FAX. 045-476-5232
静岡営業所 TEL. 054-286-2880(代) FAX. 054-286-2955
名古屋営業所 TEL. 052-726-8760(代) FAX. 052-726-8769
大阪営業所 TEL. 06-7668-3900(代) FAX. 06-7668-3901
広島営業所 TEL. 082-233-0611(代) FAX. 082-233-7058
福岡営業所 TEL. 092-441-6715(代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-342-043**

受付時間：月曜日～金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00)

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2023年12月現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。 *GX-K-L-ADCT-00-AD1-23a000