

# AD-1653

¥50,000(税抜) / JANコード: 4981046651301

# AD-1654

¥50,000(税抜) / JANコード: 4981046607834

## 比重測定キット

### 対象機種

#### AD-1653

BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読み取り量)

#### AD-1654

HR-A(Z)シリーズ、FZ-iWP/FX-iWPシリーズ、FZ-i/FX-iシリーズ

### 固体、液体の比重を簡単に測定

### シンカー、温度計、ビーカー、標準付属

※ MC-1000は別売品GX-13の使用により、GX-A/GF-Aシリーズの最小表示0.001gの機種は別売品GXA-13の使用により比重測定が可能です。



**AND** 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。