

AD-8527

クイックUSBアダプタ



計量データをリアルタイムにPCへ送信可能

計量器側:RS-232C、PC側:USBポート ※データの保持は不可

PCのOSに依存せず、安定した通信が可能

簡単にExcelやWordにも直接入力可能

専用ソフト不要

専用電源不要

計量器やPCに接続するだけで使用可能

防塵・防水 IP65

キャップ装着時

接続ケーブル4本付属

RS-232C-25/9P/DIN、USB延長ケーブル

A&D製天びん・はかり全機種に対応

※一部未対応の機種がございますのでP.95～の機能一覧表と、ホームページにてご確認ください。

■ 特許申請中

適合機種	RS-232Cインタフェースを持つA&Dの計量器
専用電源	不要(計量器またはパソコンより供給)
サイズ	55(W)x103(D)x16.5(H)mm
質量	約60g
付属品	RS-232C通信ケーブル(3種)(各1m)、 USB延長ケーブル(0.5m)
標準価格(税抜)	¥16,000
JANコード	4981046604444

※他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。

別売品〈標準付属しています〉

- AX-KO3571-100
本体付属接続ケーブル(D-Sub9P用/約1m)
¥3,000(税抜)
- AX-KO3572-100
本体付属接続ケーブル(D-Sub25P用/約1m)
¥3,000(税抜)
- AX-KO3573-100
本体付属接続ケーブル(DIN用/約1m)
¥3,000(税抜)

キャップ装着時
IP65



USB延長ケーブル



AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。