

# AD-8529

## Bluetooth®コンバータ

天びん・はかりの計量値を**送信**



天びん・はかりと、PCまたはプリンタをワイヤレスで接続

ドラフトチャンバー、エンクロージャー、グローブボックスなどに最適

### AD-8529PC-W



通信距離 最大約10m


離れた場所でデータ取り込みやプリンタ出力が可能

WinCT使用可能

ペアリング済み

接続先につなげるだけで使用可

### AD-8529PR-W



電源不要

接続先の天びん・はかり・パソコン・プリンタから電源供給  
※一部別売品のACアダプタが必要な機種がありますので、ホームページにてご確認ください。

#### AD-8529PC-W 《天びん・はかりとPCとの接続用》

標準価格¥26,000(税抜) JANコード 4981046152402

#### AD-8529PR-W 《天びん・はかりとプリンタとの接続用》

標準価格¥26,000(税抜) JANコード 4981046152419




天びん・はかり側




パソコン側




天びん・はかり側



プリンタ側



最大約10m



最大約10m

モデル	AD-8529PC-W	AD-8529PR-W
適合機種	RS-232Cインタフェースを持つA&Dの計量器、AD-8127	
通信距離	最大10m	
専用電源	不要(一部の電源供給できない天びん・はかりは、別売のACアダプタが必要)	
対応OS	Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 (32bit, 64bit両対応)	
無線通信	CYBLE-022001-00 (Cypress Semiconductor) Bluetooth®4.1 (Bluetooth® Low Energy)	
インタフェース	天びん側 : RS-232C (D-Sub9Pメス) パソコン側 : USB (Aタイプ)	天びん側 : RS-232C (D-Sub9Pメス) プリンタ側 : RS-232C (D-Sub9Pメス)

**別売品** AX-KO5363-30 RS-232Cケーブル(D-Sub25P用/約30cm) ¥5,000(税抜)  
AX-KO5543-100 RS-232Cケーブル(DIN用/約1m) ¥5,000(税抜)  
AX-TB253 ACアダプタ ¥3,500(税抜)

**AND株式会社 エーアンド・デー**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。