

AX-SW128

¥5,500(税抜) / JANコード: 4981046603041

フットスイッチ



計量器のパネルの「RE-ZERO」キーや「PRINT」キーの代わりとして使用

外部キー入力プラグや外部入力コネクタ等との接続が必要

※詳しくは、計量器の取扱説明書をご参照ください。

■対象機種

MC/GX-K/GF-K/GP/FT-i*/SN*/SN-WP*/AD-8127

(次の機種も使用可能 HA/HM/HF/HX/FP/HP/ET-W/GX/GF/FW/FT*/FC*/SU*)

フットスイッチ取付に際しては、お客様にてプラグやコネクタとの接続作業が必要となります。

*印の機種で使用するには、別売の出力が必要です。

別売品

AX-T-314A-S	外部キー入力プラグ	¥3,000(税抜)
AX-KO2248-400	25p計量器用RS-232Cケーブル プリントリゼロ付き (25p計量器にフットスイッチとPC等を接続)	¥15,000(税抜)
AX-HDB-25P/CTF	外部入力コネクタ(25p計量器にフットスイッチのみ接続)	¥3,000(税抜)

AX-SW137

AX-SW137-PRINT(プリント用) ¥10,000(税抜)
JANコード: 4981046130707

AX-SW137-REZERO(リゼロ用) ¥10,000(税抜)
JANコード: 4981046130790

天びん用フットスイッチ



外部入力端子用のプラグ付き

オーディオ端子

天びん本体に触れずに「PRINT」、「REZERO」が可能

ケーブル長: 約1.8m

対象機種: BMシリーズ / GHシリーズ / HR-iシリーズ / GRシリーズ / FC-iシリーズ

AX-SW137-PRINT

計量器のパネルの「PRINT」キーの代わりとして使用

AX-SW137-REZERO

計量器のパネルの「RE-ZERO」キーの代わりとして使用

※GX-A/GF-Aは、別売品GXA-23-PRINT、GXA-23-REZEROの使用によりフットスイッチの使用が可能です。

AD-8951

¥85,000(税抜) / JANコード: 4981046603034

コンパレータライト



コンパレータより信号を受け、結果を赤、緑、黄のランプが点灯し表示

接続ケーブルは別売

別売品

AX-KO507-W200	接続ケーブル(DIN-DIN 2m)	¥4,000(税抜)
AX-KO507-S200	接続ケーブル(DIN-パラ線 2m)	¥3,500(税抜)
AX-KO1557-W200	接続ケーブル	¥4,000(税抜)

※機種と出力オプションにより異なりますので、お問い合わせください。

AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所	TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759	■静岡営業所	TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■仙台出張所	TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052	■名古屋営業所	TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■宇都宮営業所	TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166	■大阪営業所	TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■東京北営業所	TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117	■広島営業所	TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■東京南営業所	TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232	■福岡営業所	TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>