

EJ

ACアダプタ付属
乾電池別売
RS-232C別売

最小表示 0.01g~

コンパクト天びん



バックライト点灯時



バックライトON/OFFは
設定可能



USBでパソコンと
簡単接続



キャリングケース(EJ-12JA)

パソコンと簡単接続 使用場所を選びません(乾電池)

ひょう量120g~6100g、最小表示0.01g~0.1g

USBインタフェース標準装備【注1】

クイックUSB ★特許申請中

計量値をUSBでPCに送信のみ可能(市販のUSBケーブルABタイプが別途必要)

積み重ねて収納可能

複数の保管に便利(4台まで)



乾電池で使用可能

※ACアダプタ(標準付属品)、または単3形乾電池×4個(別売)
約70時間使用可(バックライトオフ時、アルカリ乾電池使用時)

プラスチック風防 別売



ステンレス製 計量皿 SUS304

g・個数・%モード 3つの表示が切換え可能

コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

■ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

■GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
(AD-8121Bとの接続により可能)

■バックライト付大型液晶 文字高16mm

モデル	EJ-120	EJ-200	EJ-300	EJ-410	EJ-610	
ひょう量	120g	210g	310g	410g	610g	
最小表示			0.01g			
個数モード	最大計測数	12000個	21000個	31000個	41000個	61000個
	計数可能最小単重			0.01g		
パーセントモード	サンプル数			5、10、25、50または100個		
	100%登録最小質量			1g		
計量皿寸法	パーセント最小表示			0.1%		
	標準価格(税抜)			¥41,800		¥49,800
JANコード	4981046604871	4981046604888	4981046604895	4981046604901	4981046604918	
JCSS校正料金(税抜)*			¥18,000			

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

モデル	EJ-1500	EJ-2000	EJ-3000	EJ-4100	EJ-6100	
ひょう量	1500g	2100g	3100g	4100g	6100g	
最小表示			0.1g			
個数モード	最大計測数	15000個	21000個	31000個	41000個	61000個
	計数可能最小単重			0.1g		
パーセントモード	サンプル数			5、10、25、50または100個		
	100%登録最小質量			10g		
計量皿寸法	パーセント最小表示			0.1%		
	標準価格(税抜)			¥39,800		¥49,800
JANコード	4981046604925	4981046604932	4981046604949	4981046604956	4981046604963	
JCSS校正料金(税抜)*			¥18,000			

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

別売品

EJ-03JA*1	RS-232Cインタフェース	¥8,000(税抜)	AD-8526*2	イーサネット・コンバータ	
EJ-07JA	床下ひょう量金具(EJ-3000,4100,6100用)	¥4,000(税抜)		(データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税抜)
EJ-08JA	床下ひょう量金具(EJ-1500,2000用)	¥3,000(税抜)	AD-8920A*2	外部表示器	¥12,000(税抜)
EJ-11JA	風防	¥5,000(税抜)	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mℓ、材質アルミ)	
EJ-12JA	キャリングケース	¥8,000(税抜)		2個セット(銀色)	¥3,000(税抜)
AD-1687*2	環境ロガー	¥40,000(税抜)	AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mℓ、材質アルミ)	
AD-1688*2	計量データロガー	¥18,000(税抜)		2個セット(黒色)	¥3,000(税抜)
AD-8121B*2	コンパクト・プリンタ	¥65,000(税抜)	AX-TB162	ACアダプタ(標準付属品)	¥4,500(税抜)
AD-8126*2	ミニプリンタ	¥48,000(税抜)			

*1 標準のUSBインタフェースと、EJ-03JAは同時に使用できません。

*2 AD-1687、AD-1688、AD-8121B、AD-8126、AD-8526、AD-8920Aを利用する場合は、EJ-03JA(RS-232C)が必要です。

【注1】クイックUSBとは、天びん・はかりの計量データを直接パソコン(USBポート)へ送信可能な機能です。

(市販のUSBケーブルは別途必要となります。ABタイプのケーブルをご使用ください。)

通信の設定や、ドライバーのインストール、データ取り込み用のソフトウェアは不要で、簡単にデータをExcelやWordなどに入力できます。

※双方向通信や統計演算出力、GLP・GMP出力の取込には、別売のEJ-03・RS-232Cインタフェースと、USBコンバータ・ケーブルセット(AX-USB-9P)が必要*3です。また、弊社ホームページよりダウンロードしていただける専用ソフトWinCTをご使用の場合もEJ-03・RS-232Cインタフェースが必要となります。

*3 パソコン側のインタフェースがRS-232Cの場合、AX-USB-9Pは不要。代わりに、RS-232Cケーブル(AX-KO2466-200)が必要となります。

AND 株式会社 **イーアンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

<http://www.aandd.co.jp>

■札幌出張所	TEL.011-251-2753(代)	FAX.011-251-2759	■静岡営業所	TEL.054-286-2880(代)	FAX.054-286-2955
■仙台出張所	TEL.022-211-8051(代)	FAX.022-211-8052	■名古屋営業所	TEL.052-726-8760(代)	FAX.052-726-8769
■宇都宮営業所	TEL.028-610-0377(代)	FAX.028-633-2166	■大阪営業所	TEL.06-7668-3900(代)	FAX.06-7668-3901
■東京北営業所	TEL.048-592-3111(代)	FAX.048-592-3117	■広島営業所	TEL.082-233-0611(代)	FAX.082-233-7058
■東京南営業所	TEL.045-476-5231(代)	FAX.045-476-5232	■福岡営業所	TEL.092-441-6715(代)	FAX.092-411-2815