

FZ-CT 校正用分銅 内蔵型

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

FX-CT 標準型

最小表示 0.001ct / 0.001g

カラット天びん



FZ-CT



FX-CT

高精度 0.001ct

ジュエリー測定用カラット天びん

ひょう量 510ct~1260ct、最小表示0.001ct

FZ-CT/FX-CT共通

宝石測定用専用皿

黒色・銀色 各1個標準付属



大型風防標準装備 ★特許申請中

クイックUSB

FXi-02-JAの使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能 ★特許申請中

省スペース設計

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

計量センサーシステムC-SHS®搭載 ★特許申請中

応答速度 約1秒 (Compact-Super Hybrid Sensor)

統計演算機能

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能

イーサネット・インタフェース

FXi-08-JAの使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能です。《専用通信ソフトWinCT-Plus付属》

■ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

■ 2電源方式 (※ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵バッテリー(別売品))

■ コンパレータ表示 プザー付

■ 床下ひょう量 専用金具標準装備

■ RS-232C (D-Sub9Pオス) 標準装備

■ g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード

	校正用分銅内蔵型			
	FZ-500CT	FZ-700CT	FZ-1200CT	
標準型		FX-500CT	FX-700CT	FX-1200CT
ひょう量	510ct/102g	760ct/152g	1260ct/252g	
最小表示	0.001ct/0.001g			
個数モード	計数可能最小単重	0.001g		
	サンプル数	5、10、25、50または100個		
パーセントモード	100%登録最小質量	0.100g		
	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)		
計量皿寸法	φ90mm			
FZ-CT	標準価格(税抜)	¥105,000	¥110,000	¥125,000
	JANコード	4981046607933	4981046607926	4981046607919
FX-CT	標準価格(税抜)	¥85,000	¥90,000	¥105,000
	JANコード	4981046607964	4981046607957	4981046607940

計量皿の材質=SUS304

★別売品につきましては、P.19 HR-A/AZシリーズをご覧ください。