

# FZ-iWPR/iR

目量 0.01g~

## 汎用電子天びん

ACアダプタ付属  
バッテリー別売  
RS-232C標準

- 測定方式：電磁平衡式
  - 精度等級 2級
  - 目量の種類：単目量
  - 自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
  - RS-232C(D-Sub9Pオス)標準装備
- ※詳細についてはP.25、P.26をご覧ください。  
カラット及びもみめ単位での計量も可能です。



FZ-iWPR  
IP65



FZ-iR



### FZ-iWPR

モデル	FZ-120iWPR	FZ-200iWPR	FZ-300iWPR	FZ-1200iWPR	FZ-2000iWPR
ひょう量	122g	220g	320g	1220g	2200g
目量(補助表示)	0.01g(0.001g)		0.1g(0.01g)		
使用範囲	0.02g~122g	0.02g~220g	0.02g~320g	0.5g~1220g	0.5g~2200g
計量皿寸法	φ130mm				
標準価格(税抜)	¥99,000	¥109,000	¥119,000	¥99,000	¥109,000
JANコード	4981046606172	4981046606189	4981046606776	4981046606219	4981046606226

計量皿の材質=SUS304

### FZ-iR

モデル	FZ-120iR	FZ-200iR	FZ-300iR	FZ-1200iR	FZ-2000iR
ひょう量	122g	220g	320g	1220g	2200g
目量(補助表示)	0.01g(0.001g)		0.1g(0.01g)		
使用範囲	0.02g~122g	0.02g~220g	0.02g~320g	0.5g~1220g	0.5g~2200g
計量皿寸法	φ130mm				
標準価格(税抜)	¥79,000	¥84,000	¥89,000	¥79,000	¥84,000
JANコード	4981046606110	4981046606127	4981046606134	4981046606141	4981046606158

計量皿の材質=SUS304

**AND** 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。