

# GF

ACアダプタ付属  
バッテリー別売  
RS-232C標準

最小表示 0.001g~

## ベーシック汎用天びん



標準付属品の小型風防装着  
(GF-200、300、400、600、800、1000のみ)  
★特許取得済



別売品のガラス風防装着  
(GX-10)

## 高い基本性能とお手軽な価格

ひょう量210g~8100g、最小表示0.001g~0.1g

### 計量センサーシステムSHS搭載

応答速度 約1秒 (Super Hybrid Sensor)

### RS-232Cインタフェース (D-Sub25Pメス)

標準装備

### データ直送ソフト WinCT

使用可能

### クイックUSB ★特許申請中

GX-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能

### 自己点検機能

動作を確認し、結果を表示

### g・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ：真珠計量単位

- データメモリ 計量値：最大40個、単位質量：最大20個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力  
(AD-8121Bとの接続により可能)
- コンパレータ表示
- 比重測定 (※GX-13の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- オートパワーオン・オフ
- 動物計量

通信  
電子天びん他  
9p~36p

モデル	GF-200	GF-300	GF-400	GF-600	GF-800	GF-1000	GF-2000	GF-3000	GF-4000	GF-6100	GF-6000	GF-8000	
ひょう量	210g	310g	410g	610g	810g	1100g	2100g	3100g	4100g	6100g	6100g	8100g	
最小表示	0.001g						0.01g			0.1g			
個数モード	計数可能最小単重	0.001g						0.01g			0.1g		
	サンプル数	10、25、50または100個											
パーセントモード	100%登録最小質量	0.100g						1.00g			10.0g		
	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)											
計量皿寸法	128x128mm						165x165mm						
標準価格(税抜)	¥84,000	¥99,000	¥129,000	¥139,000	¥169,000	¥199,000	¥84,000	¥99,000	¥129,000	¥145,000	¥90,000	¥95,000	
JANコード	4981046625104	4981046625203	4981046625302	4981046625401	4981046625532	4981046625249	4981046625500	4981046625609	4981046625708	4981046625807	4981046625906	4981046626002	
JCSS校正料金(税抜)※	¥18,000												

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

### 別売品《GX/GFシリーズ共通》

GX-02*	USBインタフェース(2m ケーブル付) <クイックUSB>	¥8,000(税抜)	AX-SW128	フットスイッチ	¥5,500(税抜)
GX-04*	コンパレータ出力(リレー・プザー付) / RS-232C / カレントループ (プザー音56dB(本体正面1mでの測定))	¥25,000(税抜)	AD-1682	充電式バッテリー・ユニット(約8時間使用可)	¥40,000(税抜)
GX-06*	アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V) / カレントループ	¥60,000(税抜)	AD-1683	除電器(イオナイザー)	¥54,000(税抜)
GX-10	ガラス風防 最小表示 0.001g機種用	¥25,000(税抜)	AD-1684	静電気測定器	¥83,000(税抜)
GX-11	ガラス風防 最小表示 0.01g/0.1g機種用	¥25,000(税抜)	AD-1687	環境ロガー	¥40,000(税抜)
GX-12	動物皿キット GX/GF-200除く (皿重量:190g、開口部φ:150mm、高さ130mm)	¥15,000(税抜)	AD-1688	計量データロガー	¥18,000(税抜)
GX-13	比重測定キット GX/GF-200,300,400,600,800,1000用	¥50,000(税抜)	AD-1689	分銅操作専用ピンセット(1~500gの分銅に対応)	¥2,000(税抜)
AD-8121B	コンパクト・プリンタ	¥65,000(税抜)	AX-USB-25P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税抜)
AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000(税抜)	AX-KO1710-200	RS-232Cケーブル 2m (25P-9P)	¥9,000(税抜)
AD-8526	イーサネット・コンバータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税抜)	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定専用皿(容量120mℓ、材質アルミ) 2個セット<銀色>	¥3,000(税抜)
AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税抜)	AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定専用皿(容量120mℓ、材質アルミ) 2個セット<黒色>	¥3,000(税抜)
AD-8920A	外部表示器	¥12,000(税抜)	AX-073003691-S	保護カバー5枚セット(GX/GFの1000以下用)	¥3,500(税抜)
AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000(税抜)	AX-073003692-S	保護カバー5枚セット(GX/GFの2000~8000用)	¥3,500(税抜)
			AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500(税抜)

\*GX-02、GX-04、GX-06、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

★ 本体出荷時のみ取付可能です。

● GX-RとGX-06の接続は可能ですが、アナログ電圧出力値を「取引・証明」には使用できません。