

GX-KR **IP65**

目量 0.1g～

防塵・防水 電子天びん

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

- 測定方式：電磁平衡式
- 精度等級 1級/2級
 - 1級：GX-8KR/10KR (g/kgモード時)
 - 2級：上記以外の機種
- 目量の種類：単目量
- 自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
- RS-232C(D-Sub25Pメス)標準装備

※詳細についてはP.30をご覧ください。

カラット及びもんめ単位での表示も可能です。



モデル	GX-8KR	GX-10KR	GX-12KR	GX-20KR	GX-30KR
ひょう量	8.1kg	10.1kg	12kg	21kg	31kg
目量(補助表示)	0.1g (0.01g)			1g (0.1g)	
使用範囲	1g～8.1kg	1g～10.1kg	5g～12kg	5g～21kg	5g～31kg
計量皿寸法	270(W)×210(D)mm				
標準価格(税抜)	¥200,000	¥240,000	¥170,000	¥210,000	¥290,000
JANコード	4981046603256	4981046603218	4981046603225	4981046603232	4981046603249

計量皿の材質=SUS316

AND 株式会社 **イー・アンド・デー**

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。