


HC-i

ACアダプタ付属
 バッテリー別売
 RS-232C別売

計数可能最小単重 0.1g~

セパレート可能 個数計

表示部と計量部を
 分離可能
 (ケーブル長:70cm)



高い内部分解能と広い計数範囲

ひょう量3kg~30kg、最小表示0.5g~5g

ACAI 自動精度向上機能

Automatic Counting Accuracy Improvement

99品目メモリ

(ID別に、単重・風袋・上下限值)

単重登録ナビゲータ

ライトの点滅に従って、簡単に単位登録が完了

ピタッとブザーでお知らせ

(目標値告知機能) (ブザー音58dB(本体正面1mでの測定))

RS-232Cインタフェース

別売

コードレスでの使用

鉛バッテリー(別売品)



ステンレス製計量皿

SUS430

データ通信 (RS-232C) ※HC-03i-JAが必要



計量データロガー(AD-1688)と接続させ、
 個数カウンターを記録させることが可能。
 詳しくはP.11をご覧ください。

モデル	HC-3Ki	HC-6Ki	HC-15Ki	HC-30Ki
計数可能最小単重*	0.1g	0.2g	0.4g	1g
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
最小表示	0.5g	1g	2g	5g
最大計数表示	600,000		750,000	600,000
サンプル数	10個(5, 25, 50, 100個、または任意設定)			
計量皿寸法	300(W)×210(D)mm			
標準価格(税抜)	¥58,000		¥68,000	
JANコード	4981046601818	4981046601825	4981046601832	4981046601849

◆ 内部設定により、より小さな単重設定可能(計数精度は同じです)。

別売品

HC-02i	鉛バッテリー(受注生産)(約80時間使用可) ¥10,000(税抜) (ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。)	AD-8526	イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付) ¥45,000(税抜)
HC-03i-JA*	RS-232C(DIN8Pメス) ¥10,000(税抜)	AD-8527	クイックUSBアダプタ ¥16,000(税抜)
HC-04i-JA*	RS-232C/コンパレータ出力(リレー出力) ¥12,000(税抜)	AD-8951	コンパレータライト ¥85,000(税抜)
HC-08i-JA	延長ケーブル(2m) ¥9,000(税抜)	AX-USB-DIN	USBコンバータ・ケーブルセット ¥13,000(税抜)
AD-1687	環境ロガー ¥40,000(税抜)	AX-KO1786-200	RS-232Cケーブル 2m(DIN-9P) ¥9,000(税抜)
AD-1688	計量データロガー ¥18,000(税抜)	AX-TB162	ACアダプタ(標準付属品) ¥4,500(税抜)
AD-8127	マルチプリンタ ¥65,000(税抜)	AX-TB266	ACアダプタ ¥4,500(税抜)

*HC-03iとHC-04iは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 ■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
 ■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
 ■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
 ■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 ■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
 ■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
 ■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>