

# HR-AZ 校正用分銅内蔵型

# HR-A 標準型

ACアダプタ付属  
バッテリー別売  
RS-232C標準

最小表示 0.1mg~

## シンプルでコンパクトなベーシック分析天びん



HR-AZ



HR-A

## コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル

ひょう量102g~252g、最小表示0.1mg~1mg

### 高速応答 約2秒

C-SHS\*(Compact-Super Hybrid Sensor)搭載により、高速応答・高速安定

### コンパクト設計

コンパクトで扱いやすいB5サイズ  
風防の開閉に場所をとらないロータリースライドドア

### 帯電防止処理済み大型風防

取り外しが可能

### 統計演算機能

合計・平均・最大最小・標準偏差など

### RS-232Cインターフェース (D-Sub9Pオス)

標準装備

### クイックUSB ★特許申請中

FXi-02-JAの使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能

### イーサネット・インターフェース

FXi-08-JAの使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能。《専用通信ソフトWinCT-Plus付属》

### g・mg・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ：真珠計量用単位

### 内蔵バッテリー

天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(別売:FXi-09-JA)

### 比重測定

AD-1654の使用により可能

- 見やすい白色バックライトLCD表示
- コンパレータ表示 プザー付(プザー音40dB(本体正面1mでの測定))
- 動物計量
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(HR-Aは、AD-8121Bとの接続により可能)
- パスワードによる天びんのロック機能



取り外し可能な大型風防

ロータリースライドドア

#### 別売品

FXi-02-JA*1	USBインターフェース (2mケーブル付)<クイックUSB>	¥8,000(税抜)
FXi-08-JA*1	イーサネット・インターフェース (データ収集ソフトWinCT-Plus付)	¥30,000(税抜)
FXi-09-JA*1	内蔵バッテリー<ニッケル水素充電電池> (10時間充電、14時間使用可)	¥28,000(税抜)
AD-1654	比重測定キット(HR-A/AZ用)	¥50,000(税抜)
AD-1671	天びん用除振台	¥78,000(税抜)
AD-1674	防振天びん台	¥390,000(税抜)
*1 FXi-02-JA、FXi-08-JA、FXi-09-JAは同時に使用できません。		
◆ 本体出荷時のみ取付可能です。		
AD-1683	除電器(イオナイザー)	¥54,000(税抜)
AD-1684A	静電気測定器	¥83,000(税抜)
AD-1687	環境ロガー	¥40,000(税抜)
AD-1688	計量データロガー	¥18,000(税抜)
AD-1689	分銅操作作用ピンセット	¥2,000(税抜)
AD-8127	コンパクト・プリンタ	¥65,000(税抜)
AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000(税抜)
AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税抜)
AD-8920A	外部表示器	¥12,000(税抜)
AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000(税抜)
AX-USB-9P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税抜)
AX-KO2466-200	RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)	¥5,000(税抜)
AX-FXi-31-JA	保護カバー5枚セット	¥3,500(税抜)
AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500(税抜)

	校正用分銅内蔵型			
	HR-250AZ	HR-150AZ	HR-100AZ	HR-251AZ
	HR-250A	HR-150A	HR-100A	HR-251A
ひょう量	252g	152g	102g	62g/252g*
最小表示	0.1mg			0.1mg/1mg
計量皿寸法	φ90mm			
HR-AZ	標準価格(税抜)	¥148,000	¥138,000	¥128,000
	JANコード	4981046607056	4981046607063	4981046607070
HR-A	標準価格(税抜)	¥138,000	¥128,000	¥118,000
	JANコード	4981046607025	4981046607032	4981046607049
JCSS校正料金(税抜)**	¥24,000			

\*スマートレンジ: HR-251AZ/Aは62gを超えると自動的に標準レンジ(最小表示 1mg)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示 0.1mg)に戻ります。ただし、精密レンジでの最大計量可能値は62gとなります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。

\*\* 工場出荷時(新品購入時)の料金です。