

ホームヘルスケア製品ガイド



通信機能付き健康機器

上腕式ホースレス血圧計

UA-1200BLE

A&D Medical Connect 対応

- Bluetooth®通信機能付き
- 上腕式なのに持ち運び可能なデザイン
- 煩わしいホースがなくなりました
- スマートフォンから測定開始
- 測定中の動作をスマートフォンで確認
- マルチペアリング(5ユーザー、1ゲスト)



型名	UA-1200BLE
販売名	エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-1200BLE
認証番号	301AHBZX00009000
一般名称	自動電子血圧計
JMDNコード	16173000
医療機器分類	管理医療機器
JANコード	4981046163316
商品コード	UA-1101LA-JC51
外形寸法	幅44×奥行26×高さ126 (mm)
本体質量	約220 g (電池含む)
通信方式	Bluetooth Low Energy Ver4.1
電源	リチウムイオン電池 (DC3.7 V)
電池寿命	約100回 (満充電時、室温23℃、170 mmHg加圧の場合)
希望小売価格	オープン価格



A&D Medical Connect
モバイル医療アプリ



健康管理アプリ
A&D Connect Smart

つながります!

血圧計
体組成計
体重計
体温計
活動量計



グラフ化、一覧表、メールや
SNSで共有、レポート印刷



体組成計

UC-421BLE

- Bluetooth通信機能付き
- 最先端のスタイリッシュなデザイン
- 体重は50 g単位
- マルチペアリング(5ユーザー、1ゲスト)
- 5色に光るLEDが登録者それぞれを認識 (青、緑、黄、橙、紫)

※ UC-421BLEのご使用にはスマートフォンが必要です
※ ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は
使用しないでください



型名	UC-421BLE ホワイト	UC-421BLE ブラック
品名	体組成計 UC-421BLE	
JANコード	4981046159227	4981046164719
商品コード	UC-421LA-JC11	UC-421LA-JC21
外形寸法	幅330×奥行330×高さ40 (mm)	
本体質量	約2.3 kg (電池含まず)	
通信方式	Bluetooth Low Energy Ver4.2	
アプリ表示項目 (10指標)	体重、BMI、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、体水分率、基礎代謝量、推定骨量、体型判定、体内年齢	
電源	単3形乾電池4個 (DC6 V)	
電池寿命	約5か月 (アルカリ乾電池使用時 1日5回測定)	
希望小売価格	オープン価格	

血圧計

UA-651BLE Plus

- Bluetooth通信機能付き
- カフを巻いてスイッチを押すだけの
シンプル操作
- 使いやすいコンパクトサイズ
- 内部メモリ30セット



型名	UA-651BLE Plus
販売名	エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-651
認証番号	226AHBZX00003000
一般の名称	自動電子血圧計
JMDNコード	16173000
医療機器分類	管理医療機器
JANコード	4981046305693
商品コード	UA-651LB-JC11
外形寸法	幅96×奥行130×高さ68 (mm)
本体質量	約250 g (電池含まず)
通信方式	Bluetooth Low Energy Ver4.0
電源	単3形乾電池4個 (DC6 V) または専用ACアダプタ (AC100 V)
電池寿命	約700回 (単3形アルカリ乾電池使用時、 室温23℃の場合)
希望小売価格	オープン価格

体重計

UC-352BLE

- Bluetooth通信機能付き
- 乗るだけで電源が入り測定開始
- 薄型シンプルスタイル 100 g単位
- 内部メモリ 90セット



型名	UC-352BLE
品名	体重計 UC-352BLE
JANコード	4981046143370
商品コード	UC-352BLC-JC
外形寸法	幅300×奥行300×高さ31 (mm)
本体質量	約2.1 kg (電池含まず)
通信方式	Bluetooth Low Energy Ver4.0
電源	単4形乾電池4個 (DC6 V)
電池寿命	約1年 (アルカリ乾電池使用時 1日2回測定)
希望小売価格	オープン価格

スマートフォン対応予測式体温計

UT-201BLE Plus

- Bluetooth通信機能付き
- 見やすい大型液晶表示
- 腋下測定、予測検温30秒 実測検温10分
- 測定終了をブザー音と光るスイッチでお知らせ




型名	UT-201BLE Plus
販売名	エー・アンド・デイ 電子体温計 UT-201
認証番号	224AHBZX00013000
一般の名称	電子体温計
JMDNコード	14032010
医療機器分類	管理医療機器
JANコード	4981046306195
商品コード	UT-201LA-JC11
外形寸法	幅40×奥行15×高さ117 (mm)
本体質量	約25 g (電池含む)
通信方式	Bluetooth Low Energy Ver4.0
電源	CR2032リチウムコイン電池1個 (DC3 V)
電池寿命	予測時: 約350回 / 実測時: 約70回
希望小売価格	オープン価格

ポケット型活動量計

UW-204NFC

- NFC通信機能付き
- 活動消費カロリーや歩数、距離などを
測定するポケット型活動量計



型名	UW-204NFC
品名	NFC通信機能付活動量計
JANコード	4981046160827
商品コード	UW-204NA-JC1A
外形寸法	幅73.8×奥行10.8×高さ33 (mm)
本体質量	約25 g (電池含む)
通信方式	NFC
電源	CR2032リチウムコイン電池1個 (DC3 V)
希望小売価格	オープン価格

上腕式血圧計

管理医療機器



音声サポート機能付き 巻きやすくて痛くないカフ

UA-1030T Plus

医療機器認証番号:224AHBZX00019000

販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-1030T

オープン価格

- 測定値や血圧分類、測定エラーの読み上げだけでなく挨拶や血圧のワンポイント情報もお話します。
- カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。

痛くないカフ	音声ガイド
カフゆる巻きエラー表示	体動検出表示
不規則脈波(IHB)表示	WHO区分表示
90メモリ	カレンダー&時計表示

痛くないカフって？

締め付けの際、内布がしわ状にならないので、皮膚をはさむことなく、痛くなりません。
立体成形、伸びる布地で、ソフトにしっかりと腕を包み込みます。



痛くないカフ

従来カフ

正確な測定をサポート 家族みんなで記録できる血圧計

UA-1005Plus

医療機器認証番号:229AHBZX00026000

販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-1005

オープン価格

- 家族4人でも良し、2人で朝・晩の2回を記録など、家族それぞれのデータ管理がスムーズに。
- コンセントから電源が取れるので、エコで経済的です。

カフゆる巻きエラー表示	体動検出表示
不規則脈波頻度(%IHB)表示	WHO区分表示
60×4メモリ	カレンダー&時計表示
カフホルダー	脱アレルギーカフ

型名	UA-1030T Plus	UA-1005Plus
希望小売価格	オープン価格	オープン価格
JANコード	4981046305730	4981046305686
本体サイズ	幅140×奥行105×高さ60 (mm)	幅142×奥行117×高さ60 (mm)
本体質量	約300 g (電池含まず)	約245 g (電池含まず)
カフゆる巻きエラー表示	○	○
不規則脈波 (IHB) 表示	○	%IHB
体動検出表示	○	○
WHO区分表示	○	○
平均値表示	○	○
メモリ数	90	60×4
使用人数	1人仕様	4人仕様
測定可能腕周	17 cm～32 cm	22 cm～32 cm
電源	単3形乾電池4個 (DC6 V) または専用ACアダプタ (AC100 V)	
電池寿命 (アルカリ乾電池)	約700回	約700回
カレンダー&時計表示	○	○
ACアダプタ	別売	○
収納ケース	○	—
その他特長	音声	カフホルダー
付属品	取扱説明書、添付文書、血圧管理手帳、 単3形アルカリ乾電池4個 (お試用)、収納ケース	取扱説明書、添付文書、血圧管理手帳、 カフホルダー、専用ACアダプタ
カフ	痛くないカフ	ソフトカフ (脱アレルギーカフ)
保証期間	10年	10年



カフすっきり収納 ACアダプタ付き血圧計

UA-654Plus

医療機器認証番号:229AHBZX00029000

販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-654

オープン価格

- シンプルなワンボタン操作。
- カフを本体の後ろにすっきり収納できます。
- コンセントから電源が取れるので、エコで経済的です。

不規則脈波 (IHB) 表示

WHO区分表示

60メモリ

カフホルダー

脱アレルギーカフ

不規則脈波 (IHB) 表示

WHO区分表示

60メモリ

脱アレルギーカフ

4ヶ国語※取扱説明書

※日本語・英語・中国語・韓国語

初めての方でも分かり易い シンプルなエントリーモデル

UA-651Plus

医療機器認証番号:302AHBZX00028000

販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-651Plus

オープン価格

- 機能がシンプルで使いやすい。
- カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。
- ソフトタイプのカフが腕にフィット片手でしっかり巻けます。

超小型で携帯に便利

UA-704Plus

医療機器認証番号:219AHBZX00017000

販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-704

オープン価格

- ゴム球による手動加圧です。
- 旅行や携帯に便利な手のひらサイズです。
- 単3形アルカリ乾電池1本で約6,000回測定
- 脈のゆらぎをチェックする不規則脈波 (IHB) 表示

超小型・超軽量

手動加圧

超省電力

不規則脈波 (IHB) 表示

型名	UA-654Plus	UA-651Plus	UA-704Plus
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
JANコード	4981046305679	4981046305716	4981046199087
本体サイズ	幅106×奥行143×高さ67 (mm)	幅96×奥行130×高さ68 (mm)	幅100×奥行51×高さ31 (mm)
本体質量	約240 g (電池含まず)	約240 g (電池含まず)	約72 g (電池含まず)
カフゆる巻きエラー表示	—	—	—
不規則脈波 (IHB) 表示	○	○	○
体動検出表示	—	—	—
WHO区分表示	○	○	—
平均値表示	○	○	—
メモリ数	60	60	—
使用人数	1人仕様	1人仕様	1人仕様
測定可能腕周	22 cm～32 cm	22 cm～32 cm	22 cm～32 cm
電源	単3形乾電池4個 (DC6 V) または専用ACアダプタ (AC100 V)		単3形乾電池1個 (DC1.5 V)
電池寿命 (アルカリ乾電池)	約700回	約700回	約6,000回
カレンダー&時計表示	—	—	—
ACアダプタ	○	別売	—
収納ケース	—	—	○ 収納袋
その他特長	カフホルダー	—	—
付属品	取扱説明書、添付文書、血圧管理手帳、カフホルダー、専用ACアダプタ	4ヶ国語取扱説明書、添付文書、単3形マンガン乾電池4個 (お試し用)、血圧管理手帳	取扱説明書、添付文書、クイックガイド、単3形アルカリ乾電池1個 (お試し用)、収納袋、血圧管理手帳
カフ	ソフトカフ (脱アレルギーカフ)	ソフトカフ (脱アレルギーカフ)	ソフトカフ (脱アレルギーカフ)
保証期間	10年	10年	1年

手首式血圧計

管理医療機器



UB-533PGMR

医療機器認証番号:229AHBZX00020000
販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UB-533
オープン価格

- 正確な測定に重要な正しい手首の高さ(心臓と同じ高さ)を光でお知らせします。
- カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。



UB-533MR

医療機器認証番号:229AHBZX00020000
販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UB-533
オープン価格

- カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。
- 2人分または朝・夜の測定データを其々最新60回分が保存できます。ご夫婦でお使い頂けます。



手首高さガイド

カフゆる巻きエラー表示

体動検出表示

不規則脈波頻度(%IHB)表示

60×2メモリ

WHO区分表示

カレンダー&時計表示

自動昇圧測定方式

カフゆる巻きエラー表示

体動検出表示

不規則脈波頻度(%IHB)表示

WHO区分表示

60×2メモリ

カレンダー&時計表示

自動昇圧測定方式



UB-525MR

医療機器認証番号:229AHBZX00021000
販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UB-525
オープン価格

- シンプルで使いやすいワンプッシュ操作 持ち運びがしやすく何処でも手軽に測れます。
- 手首にはめて片手で簡単に巻ける 装着がしやすいクリップタイプです。



不規則脈波(IHB)表示

WHO区分表示

60メモリ

自動昇圧測定方式



型名	UB-533PGMR	UB-533MR	UB-525MR
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
JANコード	4981046151474	4981046151481	4981046151498
本体サイズ	幅56×奥行21.5×高さ88(mm)	幅56×奥行21.5×高さ88(mm)	幅56×奥行21.5×高さ88(mm)
本体質量	約95g(電池含まず)	約95g(電池含まず)	約90g(電池含まず)
カフゆる巻きエラー表示	○	○	—
不規則脈波(IHB)表示	%IHB	%IHB	○
体動検出表示	○	○	—
WHO区分表示	○	○	○
平均値表示	○	○	○
メモリ数	60×2	60×2	60
使用人数	2人仕様	2人仕様	1人仕様
測定可能手首周	13.5cm～21.5cm		
電源	単4形乾電池2個(DC3V)		
電池寿命(アルカリ乾電池)	約200回	約250回	約250回
カレンダー&時計表示	○	○	—
収納ケース	○	○	—
その他特長	手首高さガイド	—	—
付属品	取扱説明書、添付文書、収納ケース、 単4形アルカリ乾電池2個(お試し用)		取扱説明書、添付文書、 単4形アルカリ乾電池2個(お試し用)
カフ	クリップカフ	クリップカフ	クリップカフ
保証期間	10年	10年	10年

非接触体温計

管理医療機器

ご注意

おでこの表面温度から舌下温に換算し表示します。
舌下温は、ワキの下の体温に比べ0.3～0.5℃高くなります。



肌に触れずに1秒で測れる

おでこで測る体温計

でこピッと

皮膚赤外線体温計 UT-701

医療機器認証番号 226AFBZX00169000

オープン価格

- 肌に触れずに、すばやく測れる
- 非接触で皮膚からの感染が抑えられます
- じっとできないお子様の体温測定に便利
- 寝ている人を起こさずに検温できます
- 短時間に多人数の測定が可能
- 3つの温度が測れます(体温計、温度計、室温表示)

非接触式

肌に触れず
衛生的

はやい・簡単

**約1秒
測定**



スタイル
こだわりデザイン

小型・軽量・自立型

手になじむ、握りやすい卵型

かるい 重さ 約60 g (卵1個分)
小さい 高さ81 mm

ベッドサイドやカウンターに置く
自立型、手軽にすぐに測れ、測定機会が増えます



おでこの表面温度から 舌下温に換算

測定原理：すべての物質は、温度に相関した赤外線を放出しています。

おでこの表面から放出される赤外線量を計測して、おでこ表面の平均温度を外気温に応じて舌下温に換算し表示します。
※使用する場所の温度に十分なじませてからご使用ください。

型名	UT-701
販売名	皮膚赤外線体温計 UT-701
希望小売価格	オープン価格
JANコード	ブルー : 4981046201285 イエロー : 4981046201292 ピンク : 4981046201308
商品コード	ブルー : UTR-701A-JC イエロー : UTR-701A-JC1 ピンク : UTR-701A-JC2
検温方式	赤外線式
測定部位	皮膚(額中央部)
表示範囲	体温: +34℃～+42.2℃ 温度: -22℃～+80℃
温度精度	体温計モード: ±0.2℃ (+36.0℃～+39.0℃) それ以外は±0.3℃ 温度計モード: ±0.3℃ (+22.0℃～+42.2℃) -22℃～+21.9℃ +42.3℃～+80℃の間は±2℃のいずれか大きいほうの値
機能	体温計モード、温度計モード、室温表示、発熱アラーム、 ブザー音ON/OFF切替、25メモリ
電源	CR2032リチウムコイン電池1個(DC3 V)
電池寿命	2,000回
使用温湿度	+10℃～+40℃ 15%RH～90%RH
保存温湿度	-20℃～+50℃ 95%RH以下
外形寸法	幅46×奥行40×高さ81(mm)
本体質量	約60 g(電池含む)
付属品	保護用キャップ、CR2032 リチウムコイン電池1個(お試用) 取扱説明書(保証書付)、添付文書

製品紹介動画

製品情報は以下のQRコードからチェック



非接触体温計でこピッとの正しい使用方法
でこピッと UT-701 の使い方、
正しく測るためのポイントをご案内しています



非接触体温計でこピッとのご紹介使用方法
本誌でご紹介できなかった特長をご案内しています

超音波温熱吸入器

管理医療機器

水道水・生理食塩水専用

*薬液はご使用になれません。

超音波温熱吸入器 口鼻両用

ホットシャワー5

UN-135

医療機器認証番号 225AHBZX00022000

¥22,000(税込)

超音波温熱式は **A&D** だけ！
使いやすさが違います。

- 吸入スタートが早い(約15秒)
- 生理食塩水が使えるスムーズに吸入
(刺激が少なくムセません)
- 吸入中の動作音が静か

口・鼻両用

クイックスタート


生食水使用可



口用ノズル



鼻用ノズル



角度切替え...角度が調整できて、
大人も子供も使いやすい



ピンク

ブルー

ポータブル吸入器

管理医療機器

ポータブル吸入器 口鼻両用

ポケットシャワー

UN-302

医療機器認証番号 303AHBZX00025000

オープン価格

- 携帯に便利なポケットサイズ
- 給水ユニットは丸洗い可能

* UN-302は温熱機能がありません。

口・鼻両用

生食水使用可

ポータブル



風邪や花粉、アレルギーによる、

- のど・鼻に不快な症状のある方に
- 声を使いすぎた方に
- タバコを吸いすぎの方に



型名	UN-135
販売名	超音波温熱吸入器 UN-135
希望小売価格	¥22,000 (税込)
JANコード	ピンク：4981046311380 ブルー：4981046311359
商品コード	ピンク：UN-135A-JC1 ブルー：UN-135A-JC
電源	AC100 V
消費電力	65 W
霧化量	強：約1.8 mL/分 普通：約1.2 mL/分
霧化粒径	約5 マイクロメートル
タイマー	1回 約5分間
外形寸法	幅111×奥行188×高さ286 (mm)
本体質量	約1,100 g
付属品	吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、 口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、 本体保護カバー、取扱説明書、添付文書、クイックガイド

オプション

品名	型名	標準価格(税込)	JANコード
吸入マスク	AXP-UN13X209	¥660	4981046 000680
吸入液カップ	AXP-UN13X202	¥660	4981046 000598
口ノズル	AXP-UN13X215	¥440	4981046 000741
鼻ノズル	AXP-UN13X214	¥440	4981046 000734
計量スプーン(3個)	AXP-UN13X203	¥330	4981046 000604
マスクカバー	AXP-UN13X210	¥440	4981046 000697

型名	UN-302
販売名	ポータブル型超音波吸入器 UN-302
希望小売価格	オープン価格
JANコード	4981046197182
電源	単3形アルカリ乾電池2個 (DC3 V)、 または専用ACアダプタ (AC100 V)
消費電力	2.5 W
霧化量	約0.5 mL/分
霧化粒径	約9 マイクロメートル
外形寸法	幅44.8×奥行41.7×高さ94 (mm)
本体質量	60 g (電池含まず)
付属品	マスクアダプター、吸入マスク、計量スプーン、保護キャップ、 給水ユニット、収納袋、取扱説明書、添付文書

オプション

品名	型名	標準価格(税込)	JANコード
ACアダプタ	AX-TB299	¥2,200	4981046199247
計量スプーン、大人用マスク、 マスクアダプタ、保護キャップ、 収納袋のセット	UN-302-01	¥1,078	4981046199223
給水ユニット(保護キャップ付き)	UN-302-02	¥2,530	4981046199230

共通の特長

超音波だから、
生理食塩水が使えて、
むせずにスムーズな吸入。

A&Dの人にやさしいテクノロジーが
あなたの快適な毎日をサポートします。

吸入効果を上げるには、温度と粒子径が重要です。


UN-135 約5 マイクロメートル
UN-302 約9 マイクロメートル

粒子径と到達部位

のどの奥にしっかり届く粒子径5～10マイクロメートル

ミストに触れたときに、顔や手に水滴を感じたら、10マイクロメートルよりも大きい粒子径。大きい粒子は使用時に顔が濡れてしまったり、のどの奥の必要部位にまんべんなく到達しません。

粒子の大きさにより到達部位は左右され、小さいほど深部の末梢気道まで到達、沈着します。
約5～10マイクロメートルの粒子が、うがいでは届かない、のど・鼻の奥までしっかり届きます。



吸入粒子径による到達部位
出典：馬場駿吉「エアロゾル吸入療法」1989

生理食塩水の作り方

生理食塩水の作り方はカンタン。
適量の水に付属の計量スプーンスリキリ1杯の食塩を入れるだけ。

UN-135



UN-302



生理食塩水を使うと、むせずにスムーズに吸入できます。
水道水ではむせてしまう方でも、体液と同じ濃度の生理食塩水ならスムーズに吸入ができます。やさしさと使いやすさを考えたA&Dのテクノロジーです。

1マイクロメートル (μm) = 1/1,000 mm

パルスオキシメータ

管理医療機器 特定保守管理医療機器

パルスオキシメータ

UP-200

医療機器認証番号:304AHBZX00004000

オープン価格

- 測定状態が良好かの判断に役立つPI値表示機能
- オートパワーオフ機能
- 表示切替機能(ディスプレイ4方向に自動切換え)
- ケース・ストラップ付き




どんな角度でも見やすく自動回転



簡単・シンプル操作



正確な測定のためのポイント



PI値表示があることで
測定状態が良好かの判断に役立ちます。

付属品



持ち運びにも便利

製品紹介動画

詳細情報は以下のQRコードからチェック



パルスオキシメータ UP-200 (Pulse Pro) 紹介動画
測定時の注意事項などをご案内

型名	UP-200
販売名	パルスオキシメータ UP-200
希望小売価格	オープン価格
JANコード	4981046050425
本体サイズ	幅32×奥行き58×高さ35 (mm)
本体質量	約50 g (電池含む)
表示	LCDディスプレイ
表示内容	酸素飽和度 (SpO ₂)、脈波数 (PR)、 脈拍強度 (棒グラフ)、脈波形、PI値、電池残量
方式	2波長吸光度法
測定範囲	酸素飽和度0 %～100 % (但し表示は99 %まで)、 脈波数30 拍/分～250 拍/分
測定精度	酸素飽和度±2 % (70 %～100 %)、 脈波数±2 拍または±2 %の大きい方
電源	単4形乾電池2個 (DC3 V)
使用温湿度範囲	+10 °C～+40 °C、≤75 %RH
保管温湿度範囲	−40 °C～+60 °C、≤95 %RH
付属品	単4形アルカリ乾電池2個 (お試用)、ケース、 ストラップ (50 cm)、取扱説明書

- 在宅でパルスオキシメータを利用する際の注意点 (医療用途での自己利用はできません) ①医師、医療従事者及びその指示を受け使用方法の説明を受けた者が使用すること。②医師の指導なく、パルスオキシメータの数値によって疾患の自己判断を行わないこと。③低酸素血症の兆候による受診判断等に関しては、医師よりその機器を使った受診判断指導を受けた上での使用が必要です。
- ④医師への適切な情報提供のため、表示された数値だけでなく、測定時の状況、体調その他自覚症状、脈拍数や脈波レベル等の同時に取得されている数値やエラー表示等併せて伝える必要があります。
- ⑤使用及び取扱い上の注意事項 ①マニキュア、付け爪、ジェルネイル等をつけている場合は、外して測ること。②取扱説明書を読んで正しく装着し、正しい位置で測定すること。③測定するときは体や機器を動かしたりしないこと。④脈拍が弱くなっているとき、血圧が低いときには不正確になることがあります。⑤一酸化炭素中毒や喫煙直後には不正確になるおそれがあります。⑥周囲の光 (照明灯、蛍光灯、強い直射日光等) の影響を受ける環境にある場合は、不正確になるおそれがあります。
- ⑦安全性に関する記載 ①長時間の装着は低温やけどや皮膚炎等の恐れがあるため、連続装着は避けること。②有害事象例: 低温やけど、痛み、アレルギー反応、皮膚炎、かぶれ、血行障害。

体重計

50g

わずかな増減が見える
単位

50gデイリーダイエットは
1日2回、朝と夜の体重を計ってグラフにつけるだけ

体と対話ができる50g表示 体重を計りたくなる体重計

50g表示体重計 UC-321

在庫限りで
販売終了

- 目標体重と現体重の差を表示する、ターゲット表示
- 肥満、やせの基準BMI表示
- 体重の変動がわかる31メモリと便利な前回値表示

31メモリ

ターゲット表示

BMI表示



型名	UC-321
販売名	50 g表示・体重計 UC-321
JANコード	4981046143219
商品コード	UCC-321JA-C
外形寸法	幅320×奥行314×高さ35 (mm)
本体質量	約2.5 kg (電池含まず)
希望小売価格	¥14,300 (税込)

小型A4サイズ 置き場所、持ち運びがラク

50g表示体重計 UC-322

在庫限りで
販売終了

- ツインメモリ(2×15)
- 肥満、やせの基準・BMI表示
- 幅 295、奥行 210 mm・小型A4サイズ

小型A4

ツインメモリ

BMI表示



型名	UC-322
販売名	50 g表示・体重計 UC-322
JANコード	4981046143226
商品コード	UCC-322A-JC
外形寸法	幅295×奥行210×高さ40 (mm)
本体質量	約1.7 kg (電池含まず)
希望小売価格	¥9,900 (税込)

100g

単位

まずは気軽に体重測定


ガラストップのシンプルデザイン 薄い! 厚さ24ミリ

100g表示体重計 UC-332

- 大きな文字表示
- 乗るだけですぐに測定開始
- オートパワーオフ機能

100 g表示

強化ガラス



UC-332-S シルバー



UC-332-W ホワイト

型名	UC-332
販売名	100 g表示・体重計 UC-332
JANコード	シルバー: 4981046612135 ホワイト: 4981046612142
商品コード	シルバー: UC-332-S ホワイト: UC-332-W
外形寸法	幅300×奥行300×高さ24 (mm)
本体質量	約1.5 kg (電池含まず)
希望小売価格	シルバー: ¥4,400 (税込) ホワイト: オープン価格

型名	UC-321	UC-322	UC-332
測定方式	電気抵抗線式		
ひょう量	150 kg		
目量	50 g (0 kg~100 kgまで)、100 g (100.1 kg~150 kg)		100 g
電源	単3形乾電池4個 (DC6 V)		CR2032 リチウムコイン電池1個 (DC3 V)
電池寿命	約2,000回		
メモリ数	31	2×15	—
BMI	○	○	—
その他	ターゲット表示、前回値差表示	A4サイズ、小型・軽量	強化ガラス、薄型
付属品	単3形マンガン乾電池(お試用)、補助脚4個、記録シート		CR2032 リチウムコイン電池1個(お試用)

安心と信頼の理由

日本で創業40年以上、血圧計の歴史と歩んできたエー・アンド・デイ
全国の主要医療機関で使用されている医科向け血圧計で培われた技術
開発をもとに、世界各国に向けて家庭向け血圧計を製造・販売しています。



生体情報モニタ



全自動血圧計



24時間携帯型
自動血圧計



お客様相談センター

〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243

0120-514-016

上記番号がご利用いただけない場合・・・03-6734-0370
月～金曜日（弊社休業日を除く）9:00～12:00/13:00～17:00



お問い合わせ
フォーム

⚠ 安全に関するご注意

測定結果をもとに自己判断で治療しないでください。
薬物の服用および治療については医師の指示に従ってください。
自己判断は病気の悪化につながる場合があります。

- お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
- 安全にお使いいただくため、ご使用時には取扱説明書を必ずお読みください。

Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

東京都豊島区東池袋 3-23-14

<https://www.aandd.co.jp>