

A&D Connect

BLOOD PRESSURE MONITOR



 Bluetooth®

上腕式ホースレス血圧計

UA-1200BLE

ホースレス & アプリで新習慣 血圧測定が楽しくなる

ホースレスの軽快さに ▶

- ・上腕式なのに持ち運びが可能!
- ・ホースの煩わしさから解放!
- ・血圧測定が楽しくなります!



商品紹介サイト



◀ 頼れるアプリ

- ・血圧管理手帳がスマートフォンの中に!
- ・アプリからスマートに測定&記録!
- ・家族やお医者さんとの共有も便利!




アプリをダウンロード



Apple, Appleのロゴ、iPhone、iPadは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。
App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
Google PayおよびGoogle ロゴはGoogle LLCの登録商標です。

スマートフォンから操作できる モバイル医療アプリ

※医薬品医療機器等法 認証



スイッチのオンオフも含めて
スマートフォンで操作できます

機器設定、測定、記録、データ共有まで
スマートフォン1台で行えます。



スマートフォンで測定中の
状態を確認できます。

記録を管理できる

毎日の血圧測定の習慣化と
正しい測定記録をサポートします。



ダッシュボード



リスト

グラフ

筆記用具も血圧手帳もいらない
すべてはスマートフォンの中に

家族みんなで使える

マルチペアリング
(5ユーザー+1ゲスト)



スマートフォンを最大5台まで
登録できるので家族で楽しく
健康管理ができます。

記録を共有できる

血圧測定レポートを印刷したり、
メールやSNSで記録を
共有することができます。



スマートフォンならではの様々な機能を活用できます。



あなたの
名前が表示
されます。



twitter



Facebook



メール



メッセージ



ヘルスケア

いつも
あなたのそばに…

小さく収納できる。



スマートに使える

測定の場所を選ばないから
必要な時に測定できます。



ホースレスであなたの
生活習慣が変わります。

ホースの煩わしさから解放

毎日の測定が楽しくなります



上腕式なのに

こんなにコンパクト

片付けも
ラクラク



持ち運びできる

旅行や出張先に持ち運べます。
機内モード搭載。



正しく測れる

正確測定のための
不規則脈波 (IHB) 表示機能付き




USB充電式

海外出張でも安心なUSB充電式
電池交換は不要です。



体動やカフのゆる巻きを自動で
検出し、正確測定をサポートします。



脈間隔をチェックすることで不規則な脈を検知します。発生頻度が高ければ医師へ相談する目安となります。

UA-1200BLE 仕様

測定方式	オシロメトリック方式
測定範囲	圧力:0 mmHg~299 mmHg 脈拍数:40 拍/分~180 拍/分
測定精度	圧力:±3 mmHg以内 脈拍数:読み取り数値の±5 %以内
測定可能腕周	22 cm~42 cm
外形寸法	幅44×奥行26×高さ126 mm
本体重量	約220 g
電源	DC3.7 V (リチウムイオン電池)
測定回数	約100 回 (満充電時、初期状態 室温23 °C、170 mmHg加圧の場合)
通信方式	Bluetooth®通信 Ver.4.1 Low energy technology
付属品	取扱説明書、添付文書、充電ケーブル
販売名	エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-1200BLE
一般的名称	自動電子血圧計
医療機器分類	管理医療機器
商品コード	UA-1101LA-JC51
医療機器認証番号	301AHBZX00009000
JANコード	4981046163316

安全上のご注意

- 測定結果をもとに、自己判断で治療しないでください。
 - 腕部に重度の血行障害のある方は、必ず医師と相談の上、影響のないことを確認してからお使いください。
 - ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *外觀及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

エー・アンド・デイは・・・

医療、測定機器の総合メーカーです。

全国の主要医療機関で使用されている医科向け血圧計で培われた技術開発をもとに多くの家庭向け血圧計を製造・販売しています。

家庭向けの血圧計を世界各国に販売するトップクラスのメーカーです。

(設立1977年・東証一部上場)



AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

東京都豊島区東池袋3-23-14 TEL.03-5391-2566

<https://www.aandd.co.jp>

修理・商品に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイお客様相談センター 無料通話 **0120-514-016**

受付時間：月～金曜日（祝日、弊社休業日を除く）9:00～12:00/13:00～17:00

お買い上げは信用のある当店へ