

エー・アンド・デイ 上腕式血圧計 和色シリーズ

スマート・ミニ血圧計
UA-621



シンプル血圧計
UA-772K



朝・夜メモリ血圧計
UA-774J



メディカル品質

病院向け血圧計メーカーが作る、精度・品質。

ヘルスケアは、 日々の生活を見直すことから始まります。

❖ご家庭での血圧測定のすすめ

血圧は、食事や運動、ストレス、気温の変化など様々な要因で変動しています。日頃から血圧を測定し記録することで、血圧の変化や平均値でおおよその平常値を知ることができ、病気の早期発見や合併症を抑える生活改善に役立ちます。また、治療を考える上で重要な資料にもなります。血圧の薬を飲まれている方は薬の効果を確認できます。

朝方に特に高くなる早朝高血圧は、脳卒中や心筋梗塞の発症が、血圧の正常な人と比べ高くなります。そこで、医師は起床時の血圧を重要視しています。起床時と就寝前の血圧測定を毎日続けることをおすすめします。

❖家庭血圧の目安

高血圧 : 最高 135 以上
最低 85 以上
(mmHg)

正常血圧 : 最高 125 未満
最低 80 未満
(mmHg)

日本高血圧学会「家庭血圧測定条件設定の指針」より

❖降圧目標

最高血圧 / 最低血圧 mmHg

	診察室血圧	家庭血圧
若年者・中年者	130/85 未満	125/80 未満
高齢者	140/90 未満	135/85 未満
糖尿病患者 腎臓病患者 心筋梗塞後患者	130/80 未満	125/75 未満
脳血管障害患者	140/90 未満	135/85 未満

日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン 2009 より

上腕式血圧計 和色シリーズは

和色・・・鶴の色合いを血圧計に。



❖昔から民話などで長寿の象徴である
鶴をイメージした日本の伝統色3色(UA-621)



○胡粉色



●紅柄色



● 漆黒

❖ クッキリと目立つ色合い (UA-772K) ❖ 光る 朝測定・夜測定ボタン (UA-774J)



メディカル品質

病院向け血圧計メーカーが作る、精度・品質。

❖エコで経済的な
ACアダプタ付

コンセントから電源が取れて経済的
小型・軽量のACアダプタです。
(本体質量45g、コード長さ160cm)



❖からだにやさしい
脱アレルギーケア

金属・天然ゴム アレルギー対策
皮膚炎やジン麻疹などの
アレルギー症状の
原因となる、
金属・天然ゴムを
使用していません。



業界初 新型樹脂リングカフ

◆記録に便利な
血圧管理手帳付

測定データが、キレイにまとめられる
便利な手帳です。



◆環境にやさしい
RoHS指令対応

欧州連合による危険物質に関する制限 (RoHS指令) に順守し、特定有害物質の指定値を超えない製造を行っています。



お手軽に測りたい方に

スマート・ミニ血圧計 UA-621

医療機器認証番号 222AHBZX00024000

この大きさが使いやすい



クッキリと目立つ色合い

◇お好みの色が選べる和色3色



○ 胡粉色



● 紅柄色



● 漆黒

携帯しやすいコンパクトサイズ

◇コンパクト、高品質のスマートデザイン

- 限られたスペースに置けるスタイル
- 外出先に持って行ける
- リビングに置けるスマートなデザイン

からだにやさしい

◇脱アレルギーカフ

アレルギー症状の原因となる、
金属・天然ゴムを使用していません。




◇最新30回分の測定データを記憶

(原寸大) 85×127mm

正確測定に役立つ

❖不規則脈(IHB)検知

脈が乱れると血圧も変わります。脈間隔をチェックすることで不規則な脈を検知、脈のゆらぎチェックや測定値の信頼性が高められ、本来の血圧がつかめます。



測定値の分類が一目でわかる

❖血圧レベル表示

測定した値がWHOの血圧分類でどの領域にあるかを6段階に分けて、液晶上にバーで点滅表示します。

高血圧……………最高140・最低90以上

正常高値血圧…最高130~139
最低85~89

正常血圧……………最高130・最低85未満 (mmHg)

血圧レベル表示

高血圧 ————— 最高血圧
正常高値血圧 ——— 最低血圧
正常血圧 ————— 脈拍



<付属品>

- エコで経済的なACアダプタ



- 記録に便利な血圧管理手帳



- 持ち運びに便利な収納ポーチ



- お試し用単3形乾電池

■ 単3アルカリ ×4

毎日しっかり測りたい方に

シンプル血圧計 UA-772K

医療機器認証番号 219AHBZX00016000

シンプルで使いやすい



❖使いやすいシンプル操作

- ・操作は簡単、ワンプッシュ
- ・ひと目で確認ができる「血圧値」「脈拍数」を同時表示

❖測定データは最新90回分まで記憶

❖メモリデータ呼び出しボタン付


メモリボタンで記憶データの平均値や各々の記憶データが呼び出せます。



正確測定に役立つ

❖不規則脈(IHB)検知

脈が乱れると血圧も変わります。脈間隔をチェックすることで不規則な脈を検知、脈のゆらぎチェックや測定値の信頼性が高められ、本来の血圧がつかめます。



測定値の分類が一目でわかる

❖血圧レベル表示

測定した値がWHOの血圧分類でどの領域にあるかを6段階に分けて、液晶上にバーで点滅表示します。

高血圧……………最高140・最低90以上

正常高値血圧…最高130～139

最低85～89

正常血圧……………最高130・最低85未満 (mmHg)

血圧レベル表示

高血圧

正常高値血圧

正常血圧



からだにやさしい

❖脱アレルギーカフ

アレルギー症状の原因となる、
金属・天然ゴムを使用していません。



<付属品>

- エコで経済的なACアダプタ



- 記録に便利な血圧管理手帳



- 持ち運びに便利な収納ケース



- お試し用単3形乾電池

■ 単3アルカリ ×4

朝・夜しっかり測りたい方に

朝・夜メモリ血圧計 UA-774J

医療機器認証番号 219AHBZX00016000



❖朝測定・夜測定スイッチ

- ・各々、最新30データまで記憶
- ・各スイッチ長押しで、各々の記憶データが呼び出せます。

❖使いやすいシンプル操作


操作は簡単、測定スイッチをワンプッシュで測定から記憶まで自動



正確測定に役立つ

❖不規則脈(IHB)検知

脈が乱れると血圧も変わります。脈間隔をチェックすることで不規則な脈を検知、脈のゆらぎチェックや測定値の信頼性が高められ、本来の血圧がつかめます。



測定値の分類が一目でわかる

❖ 血圧レベル表示

測定した値がWHOの血圧分類でどの領域にあるかを6段階に分けて、液晶上にバーで点滅表示します。

高血圧 …………… 最高140・最低90以上

正常高値血圧 … 最高130～139

最低85～89

正常血圧 …………… 最高130・最低85未満 (mmHg)

血圧レベル表示

高血圧

正常高値血圧

正常血圧



からだにやさしい

❖ 脱アレルギーカフ

アレルギー症状の原因となる、
金属・天然ゴムを使用していません。



<付属品>

- エコで経済的なACアダプタ



- 記録に便利な血圧管理手帳



- 持ち運びに便利な収納ケース



- お試し用単3形乾電池

■ 単3アルカリ ×4

家庭血圧の正しい測り方

血圧は、一日の中で体の動きや感情の変化、環境などに影響され常に変動しています。また、腕帯の巻き方や姿勢、測定中の体動などで血圧値は変動します。血圧を測定する際は、測定条件を一定に、血圧計の正しい使い方を心掛けてください。

❖家庭血圧 測定ポイント

- 朝・夜 それぞれ少なくとも1回
- 測定値はすべて記録する
- 長期間、継続する
- ※測定は、条件を一定にする

血圧計 仕様

お手軽に測りたい方に

型式名	UA-621
製品外観	
価格	オープン価格
ワンプッシュ操作	○
血圧・脈拍同時表示	○
血圧レベル表示	○
IHB検知	○
平均値表示	○
メモリ数	30
その他	選べる3色
腕帯タイプ	ソフト
適応腕周囲長(cm)	22~32
電源	単3形乾電池4本またはACアダプタ
電池寿命(アルカリ乾電池)	約450回
本体寸法(W×D×Hmm)	85×127×82
本体質量	約260g
付属品	ACアダプタ お試し乾電池 血圧管理手帳 収納ポーチ
JANコード	UA-621(W)4981046026123 UA-621(B)4981046026130 UA-621(R)4981046026147

❖血圧を測る前に



起床後1時間以内、排尿を済ませ
座位で1～2分安静に

※朝食・薬を飲む前



就床前、排尿を済ませ
座位で1～2分安静に

※食事、飲酒、喫煙、入浴等の直後は
血圧は変動しています

毎日、しっかり測りたい方に

UA-772K



オープン価格

○

○

○

○

○

90

メモリボタン付

ソフト

22～32

単3形乾電池4本またはACアダプタ

約450回

147×110×64

約300g

ACアダプタ
お試し乾電池
血圧管理手帳
収納ケース

4981046027786

朝・夜しっかり測りたい方に

UA-774J



オープン価格

○

○

○

○

○

2×30

光る 朝・夜測定スイッチ

ソフト

22～32

単3形乾電池4本またはACアダプタ

約450回

147×110×64

約300g

ACアダプタ
お試し乾電池
血圧管理手帳
収納ケース

4981046027779



家庭と病院をつなぐ

エー・アンド・デイは・・・

医療、測定機器の総合メーカーです。
全国の主要医療機関で使用されている
医科向け血圧計で培われた技術開発をもとに
多くの家庭向け血圧計を製造、販売しています。
家庭向け血圧計を世界各国に輸出、販売をする
トップクラスのメーカーです。
(設立1977年・東証株式第一部上場)



全自動血圧計



生体情報モニタ

修理・商品に関するお問い合わせは
エー・アンド・デイ お客様相談センター

無料通話 **0120-514-016**

受付時間：月～金曜日 午前9：00～午後12：00 午後1：00～午後5：00



⚠ 安全上のご注意

- 測定結果をもとに、自己判断で治療しないでください。
- 腕部に重度の血行障害のある方は、必ず医師と相談の上、影響のないことを確認してからお使いください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

東京都豊島区東池袋 3-23-14 TEL.03-5391-2566(代)

札幌 011-251-2753 仙台 022-211-8051 名古屋 052-701-5681
大阪 06-4805-1207 広島 082-233-0611 福岡 092-441-6715

<http://www.aandd.co.jp>

お問い合わせ、ご用命は・・・