

# NEW シリーズ 手首式血圧計

管理医療機器

ご自身の測定スタイルでお選びください。



## 朝・夜測定する方に 朝・夜メモリ 血圧計 UB-512H

医療機器認証番号 21700BZY00458000

オープン価格

血圧レベル IHB 2x30メモリ 光るスイッチ 小型軽量

### 早朝高血圧の確認に役立つ 朝・夜分け光るスイッチ

- 測定値の血圧分類がひと目でわかる血圧レベル表示
- 超小型・軽量サイズ
- 脈のゆらぎをチェックするIHB検知付
- 必要以上の締め付けがない上昇測定方式
- 朝・夜スイッチ各30メモリ・平均値表示

## 毎日測定する方に 光る表示・血圧計 UB-511L

医療機器認証番号 21700BZY00458000

オープン価格

光る表示 血圧レベル IHB 30メモリ 小型軽量

### 暗い所でもクッキリ見える 光るバックライト表示

- 測定値の血圧分類がひと目でわかる血圧レベル表示
- 脈のゆらぎをチェックするIHB検知付
- 30データメモリ・平均値表示
- 超小型・軽量サイズ
- 必要以上の締め付けがない上昇測定方式

## お手軽に測定したい方に シンプル・血圧計 UB-329B

医療機器認証番号 21500BZZ00004A02

オープン価格

IHB 30メモリ ワンタッチ

### 使いやすい カンタン操作、シンプル表示

- 脈のゆらぎをチェックするIHB検知付
- 30データメモリ・平均値表示
- ひと目で確認ができる血圧値・脈拍数を同時表示
- やさしさのある曲面デザイン

## 付属品

### 血圧管理手帳

測定データがきれいにまとめられる大版サイズの手帳です。



### 収納ケース

携帯、収納に便利なハードタイプのケースです。



UB-512H/UB-511L

UB-329B

## 手首式血圧計 機能比較表

おすすめの方	朝・夜 測定する方に	毎日測定する方に	お手軽に測定したい方に
型式名	UB-512H	UB-511L	UB-329B
製品外観			
標準価格(税込価格)	オープン価格		
血圧レベル表示	○	○	—
IHB検知	○	○	○
平均値表示	○	○	○
メモリ数	2x30	30	30
光スイッチ	○	—	—
その他	上昇測定 ファジー加圧	上昇測定 ファジー加圧 バックライト	—
適応手首周(cm)	13.5~21.5		
電源	単4形乾電池x2本		
電池寿命	400回(アルカリ)		300回
本体寸法(WxDxHmm)	62x70x56		73x79x58
本体質量	約83g		約120g
付属品	お試し乾電池、収納ケース、血圧管理手帳		